

FICHA TECNICA



OXIMETRO DE PULSO.

DESCRIPCION TECNICA:

Características:

- Fácil acceso y funcionalidad.
- Fácil funcionamiento con solo un botón.
- Pequeño y Liviano.
- Gran sensibilidad y exactitud.
- Display de SpO2, PR, Barra de Pulso y Onda de Pletismografía.
- 6 Modos de Pantalla.
- "Pantalla OLED DE 1.17"
- Apagado automático, de no ser utilizado.
- Bajo consumo de batería.