

NEUROCHIRURGIE
NEUROSURGERY
NEUROCIRUGIA
NEUROCHIRURGIA



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

Telefon +49/7462/9445-0
Telefax +49/7462/9445-20
e-mail: info@Reda-Instrumente.de
<http://www.Reda-Instrumente.de>

Ausgabe Nr. 3
Datum: 5/2021

Charrière (Ch) French (F)	Durchmesser in mm	Inches
1	0,33	0,013
2	0,67	0,025
3	1,00	0,039
4	1,33	0,051
5	1,67	0,065
6	2,00	0,0787
7	2,33	0,092
8	2,67	0,105
9	3,00	0,1181
10	3,33	0,131
11	3,67	0,144
12	4,00	0,1575
13	4,33	0,170
14	4,67	0,184
15	5,00	0,1968
16	5,33	0,210
17	5,67	0,223
18	6,00	0,2362
19	6,33	0,249
20	6,67	0,263
21	7,00	0,2756
22	7,33	0,288
23	7,67	0,302
24	8,00	0,3150
25	8,33	0,328
26	8,67	0,341
27	9,00	0,3543
28	9,33	0,367
29	9,67	0,380
30	10,00	0,3973
31	10,33	0,407
32	10,67	0,420
34	11,33	0,446
36	12,00	0,4724
38	12,67	0,494
40	13,33	0,5199
45	15,00	0,5905

Gauge (G)	Durchmesser in mm	Inches
35	0,13	0,005
34	0,18	0,007
33	0,20	0,008
32	0,23	0,009
31	0,25	0,010
30	0,30	0,012
29	0,33	0,013
28	0,36	0,014
27	0,41	0,016
26	0,46	0,018
25	0,51	0,020
	0,53	0,021
24	0,56	0,022
23	0,64	0,025
22	0,71	0,028
21	0,81	0,032
20	0,89	0,035
	0,97	0,038
19	1,07	0,042
18	1,27	0,050
17	1,50	0,059
16	1,65	0,065
15	1,83	0,072
14	2,11	0,083
13	2,41	0,095
12	2,77	0,109
11	3,05	0,120
10	3,40	0,134
9	3,76	0,148
8	4,19	0,165
7	4,57	0,180
6	5,16	0,203

1 OZ	0,028 ml
5 OZ	0,140 ml
16 OZ	0,450 ml

35 OZ	1,0 l
128 OZ	3,7 l

GARANTIE / WARRANTY / GARANTIA / GARANZIA

GARANTIE

Wir gewähren auf alle **Reda**-Instrumente 5 Jahre Garantie. Voraussetzung ist der sach- und fachgerechte Einsatz der Instrumente. Von der Garantie sind Verschleißerscheinungen ausgeschlossen.

WARRANTY

Our **Reda** products are free from manufacturing defects in material and workmanship. We therefore give on all instruments a guarantee of five years provided that the instruments are maintained and cleaned properly and used normally for their intended purpose.

GARANTIA

Estamos convencidos de nuestra calidad y concedemos a todos los instrumentos de **Reda** 5 años de garantía contra cualquier defecto de fabricación, siempre y cuando se usen adecuadamente. De la garantía excluimos la manifestación de desgaste.

GARANZIA

Siamo convinti della nostra qualità e concediamo cinque anni di garanzia sulla funzione dei tutti gli strumenti **Reda** sotto la presupposizione che l'utilizzo è da esperto. Escluso della garanzia sono tracce di consumo.

Arbeitsanweisung Aufbereitung (Reinigung) und Sterilisation von resterilisierbaren chirurgischen Instrumenten

DIN EN ISO 17664:2018

Hersteller:
REDA Instrumente GmbH, Gänsäcker 34
78532 Tuttlingen

Alle von Reda gelieferten wieder verwendbaren Instrumente wurden ausschließlich für den chirurgischen Gebrauch konstruiert und dürfen zu keinen anderen Zwecken benutzt werden. Unsachgemäße Handhabung und sorglose Pflege sowie zweckentfremdeter Gebrauch können zu vorzeitigem Verschleiß der Instrumente führen. Die Produkte sind bei der Auslieferung nicht sterilisiert.

Reinigungsvorbereitung

Fabrikneue Instrumente müssen vor der ersten Anwendung den gesamten Aufbereitungsprozess durchlaufen. Instrumente unmittelbar nach Anlieferung aus den Folienverpackungen entnehmen und in trockenen Räumen bei gleichbleibender Raumtemperatur luftoffen lagern, um Kondensationsbildung zu vermeiden. Die Instrumente keinen Sonnenlichteinstrahlungen oder Dämpfen durch Chemikalien (Säuren oder scharfe Reinigern) aussetzen. Vor der ersten Sterilisation alle Schutzkappen und Folien vollständig entfernen und anschließend reinigen.

Gebrauchte Instrumente unmittelbar nach Beendigung des Eingriffs von Blut, Gewebe und Arzneimittel reinigen. Instrumente in eine freigegebene Lösung eines kombinierten Reinigungs- und Desinfektionsmittels, das keine proteinfixierende Wirkung besitzt, einlegen. Dosierung des Herstellers beachten. Nicht in NaCl Lösung einlegen, ansonsten Gefahr für Loch- bzw. Spannungsriss-Korrosion

Überfüllung von Instrumentensieben und Wasch-Trays vermeiden.

Gelenkinstrumente vor dem Aufbereiten öffnen. Zerlegbare Instrumente gemäß Bedienungsanleitung (Piktogramm) zur Reinigung zerlegen. Reinigungsgerechtes Zubehör verwenden. Für die manuelle Reinigung nie Metallbürsten oder Metallschwämme verwenden. Spülmaschinen und Ultraschallanlagen nicht überladen. Spül- oder Schallschatten vermeiden. Dosierung, Einwirkzeit und Einwirktemperatur bei der Desinfektion und Reinigung unbedingt einhalten. Nach der Reinigung sorgfältig spülen. Möglichst vollentsalztes (demineralisiertes) Wasser verwenden. Nach dem Spülen ausreichend trocknen. Abgenutzte, korrodierte, deformierte, poröse oder anderweitig beschädigte Instrumente aussortieren.

Aus hygienischen Gründen müssen Instrumente, die zur Reparatur eingesandt werden komplett aufbereitet werden. Gelenkinstrumente nach jeder Aufbereitung mit einem Pflegemittel auf Basis von Paraffinöl behandeln (gilt nicht für flexible Endoskope und Zubehör). Funktionsprüfung in zusammengebautem Zustand durchführen. Instrumente mit Rastensperre vor der Sterilisation nur im ersten Zahn schließen.

Als Sterilisationsverfahren empfehlen wir die Dampfsterilisation (üblicherweise mit Sattdampf bei 134° C)

Sterilisation ist kein Ersatz für Sauberkeit!

Die Broschüre "Instrumenten-Aufbereitung richtig gemacht" des Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung dient als Anhalt.

Reda Instrumente GmbH
78532 Tuttlingen

IMPORTANT INFORMATION CONCERNING PREPARING AND STERILIZING SURGICAL INSTRUMENTS

Dear Sirs,
please read the following instructions very carefully before using the instruments.

1. INITIAL USE

All instruments which are being used for the first time must be thoroughly cleaned, rinsed and then sterilized before using.

2. TREATING INSTRUMENTS AFTER USAGE

- a.) The instruments might be immediately thoroughly cleaned and disinfected. Please follow the manufacturer's instructions when using cleaning agents and disinfectants.
- b.) Instruments which may be dismantled must be cleaned and disinfected after being taken apart.
- c.) Cleaning may be carried out either manually or with a machine. Care should be taken that only cleaning agents and disinfectants are used, which are changed daily.
- d.) Following chemical disinfection and manual cleaning, all instruments must always be thoroughly rinsed under running water.
- e.) The temperature of water used in a machine for cleaning should not exceed 45°C.
- f.) Whether cleaning is carried out manually or by machine, we especially ask you to ensure that the correct dosage for cleaning solutions or the correct combination of disinfectant and cleaning solution, is employed. Similar importance should be applied to the length of time the agents require to perform properly and to the temperature set.
- g.) Hinged instruments should be opened before cleaning.
- h.) Please ensure that the perforated instrument trays, when loaded, do not exceed 10 kg in weight.
- i.) Please take care that when instruments are being cleaned they are arranged properly in a manner that fluids can circulate freely.
- j.) Deposits remaining after the cleaning process must be completely removed in the first rinse which now follows. The optimum temperature for final rinsing has proved to be between 70° and 90° C. Please use only purified water in this final cleaning stage.
- k.) The instruments must be carefully dried after cleaning and rinsing is completed.
- l.) Moving parts and the cutting edges of shears and scissors must be treated with preservatives which are both suitable and physiologically safe.

3. TESTING FOR CORRECT FUNCTIONING

- a.) Instruments must be carefully and thoroughly checked before every occasion that they are used.

- b.) After each time they are cleaned, the instruments must be macroscopically clean, i.e., visibly free from protein-based residues and other soiling.
- c.) Care should be taken so that cracks, breakages and corrosion are noticed.
- d.) Instruments with flecks should be separated and taken out for special treatment.
- e.) All moving parts as well as working tips and blades should be checked with special care.
- f.) Checking should be carried out according to the extent to which the instruments will be used.
- g.) Instruments which are in any way defective or damaged should be immediately sorted out from the others.

4. STERILIZATION

- a.) All stainless steel surgical instruments supplied by us may be sterilized in an autoclave.
- b.) Please follow the manufacturer's operating instructions when using autoclave. All machines used must comply with all current quality and other standards.
- c.) Instruments are being sterilized/ autoclaved at a temperature of 134°C.
- d.) Sterilization packing material must comply with all current standards.
- e.) Instruments with ratchets or self-retaining mechanisms should be sterilized opened or in the first ratchet position.
- f.) Please ensure that perforated instrument trays, when loaded do not exceed 10 kg in weight.

5. IN GENERAL

- a.) All surgical instruments supplied by us have been thoroughly inspected before dispatch and leave our factory in perfect condition. Damage which can arise as a result of transporting, cleaning, preserving, sterilizing or storing, must be prevented.
- b.) Please handle surgical instruments always with the utmost care.
- c.) Instruments must be stored in a clean and dry place.
- d.) If you have any queries or problems please contact us at any time:

We should like to point out that, if the above-mentioned directions are not followed or the instruments supplied by us are not properly used, all guarantee claims become void and any consequences must be borne by yourselves.

SUGERENCIAS PARA LA LIMPIEZA, ESTERILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS

ENJUAGADO

Tras el uso enjuagar enseguida los instrumentos bajo un chorro de agua caliente (no hirviendo). El enjuagado debe servir para quitar los residuos de sangre, mucosas y tejidos.

LIMPIEZA

Si la limpieza no se efectúa inmediatamente después del enjuagado, los instrumentos tienen que sumergirse en una solución de agua y detergente con PH neutro (7)

Para los instrumentos muy delicados (algunos tipos de porta agujas o tijeras se aconseja una limpieza manual: ver punto "C").

a.- Limpieza en la pila de ultrasonido

Los instrumentos tienen que estar en la pila el tiempo necesario recomendado por el fabricante para efectuar el ciclo del lavado, generalmente de 5 a 10 minutos.

Los instrumentos con bisagras o juntas (articulaciones) tienen que sumergirse en la pila en posición abierta.

Asegurarse de que las hojas afiladas de las tijeras, bisturís para gingivectomía, curetas, etc. no estén en contacto con otros instrumentos.

Todos los instrumentos deben estar completamente sumergidos en la solución de lavado.

No poner instrumentos de diferentes metales (acero inoxidable, instrumentos cromados, latón, etc.) en el mismo ciclo de lavado.

Cambiar a menudo la solución para el lavado, como mínimo todas las veces que lo recomienda el fabricante de la pila de ultrasonidos.

Enjuagar concienzudamente los instrumentos con agua corriente tras lavado con ultrasonidos para quitar los residuos de la solución de lavado.

b.- Limpieza con lavadora

Seguir las indicaciones del fabricante. Asegurarse de que los instrumentos hayan sido lubricados tras el último ciclo de lavado y antes del ciclo de esterilización.

c.- Limpieza manual

La mayor parte de los fabricantes de instrumentos indican el lavado con los ultrasonidos como el modo mejor y más eficaz para limpiar los instrumentos quirúrgicos, especialmente los que tienen bisagras, cierres y en general articulaciones. Si la limpieza con los ultrasonidos no es posible, se aconseja usar el método siguiente:

- Usar cepillos rígidos de plástico, nylon, etc.
- Cepillar concienzudamente los instrumentos más delicados y, si es posible, enjuagar, limpiar y esterilizar estos instrumentos separadamente.
- Verificar que toda la superficie de estos instrumentos esté limpia.
- Tras haber cepillado los instrumentos, enjuagarlos bajo el chorro de agua corriente.
- Durante el enjuagado abrir y cerrar las tijeras, las pinzas hemostáticas, los porta agujas y los demás instrumentos con bisagras o juntas y asegurarse de que las partes internas de las bisagras estén perfectamente enjuagadas como la superficie externa del instrumento.

SECADO, LUBRIFICACIÓN E INSPECCIÓN

Tras las operaciones de limpieza y de enjuagado, los instrumentos quirúrgicos tienen que ser secados perfectamente.

Todos los instrumentos con juntas o bisagras (acción "metal contra metal") como tijeras, pinzas hemostáticas, porta agujas, fórceps de extracción, etc., tienen que ser lubricados. Se aconsejan lubricantes específicos para el instrumental quirúrgico. No usar aceites o lubricantes industriales.

A este punto es buena norma inspeccionar el estado de cada instrumento y verificar el funcionamiento según el uso específico. Controlar y asegurarse de que:

- Las hojas de las tijeras estén lisas de arriba abajo y de que, una vez cerradas, no hagan juego. Probar las tijeras cortando gasa muy fina. Tres cuartas parte de la hoja tienen que cortar la gasa sin retenerla.

- Las puntas de las pinzas estén al mismo nivel.
- Las pinzas hemostáticas y los porta agujas no dejen pasar la luz entre las puntas cuando estén cerradas, se abran y cierren fácilmente y que las bisagras no estén demasiado flojas.
- Controlar el desgaste de la porta agujas sobre la superficie interna de las puntas.
- Las cánulas metálicas de aspiración estén bien limpias en su interior.
- Los instrumentos cortantes y los bisturís tengan las hojas bien afiladas y no estropeadas.

ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE

Tras haber enjuagado, limpiado, secado, lubricado e inspeccionado los instrumentos, éstos pueden ser preparados para la esterilización separadamente o en serie.

Instrumentos individuales:

Las bolsas especiales monouso son el ideal para contener los instrumentos. Asegurarse de que las bolsas que contendrán los instrumentos con cierres y articulaciones (pinzas hemostáticas, porta agujas, etc.) sean lo bastante grandes como para contener los citados instrumentos en posición abierta.

Instrumentos en serie:

Poner los instrumentos en los especiales cestos o bandejas de acero inoxidable. Poner los instrumentos más pesados en la parte inferior cuando sean necesarias varias bandejas.

No cerrar nunca los instrumentos durante el ciclo en autoclave. Un instrumento cerrado no estará nunca bien esterilizado, ya que el vapor no puede penetrar en la parte de cierre a contacto "metal contra metal". En el instrumento podría además romperse en la parte de la bisagra a causa de la expansión del metal debida al calor durante el ciclo del autoclave.

No cargar demasiado la cámara del autoclave ya que algunos instrumentos podrían formar "zonas de sombra" sobre otros en los que el vapor no penetraría.

ATENCIÓN

Al final del ciclo de esterilización - antes del ciclo de secado- abrir ligeramente la portezuela del autoclave y preceder con el ciclo desecado según las instrucciones del fabricante. Si la portezuela del autoclave se abriese completamente antes del ciclo de secado, el aire frío de la habitación entraría en la cámara del autoclave causando la formación de condensación sobre los instrumentos y de consecuencia aparecerían las manchas de agua que vemos a menudo en los mismos.

ESTERILIZACIÓN EN FRÍO:

La mayor parte de las soluciones para la esterilización en frío esterilizan los instrumentos completamente tras 10 horas de inmersión. Esta acción química prolongada puede ser más perjudicial para los instrumentos que el ciclo normal de 20 minutos en autoclave.

Si los instrumentos tienen necesidad de ser simplemente "desinfectados", el proceso en frío es adecuado, ya que la desinfección tiene lugar en 10 minutos solamente.

Recuerde bien la diferencia entre:

ESTÉRIL - término absoluto (ningún organismo logra sobrevivir) y

DESINFECTADO - perfectamente limpio.

Usen siempre la técnica más adecuada de esterilización/limpieza de los instrumentos según el uso que se haga posteriormente de ellos.

Recuerden que la esterilización de los instrumentos no sustituye la limpieza de los mismos.

Recomendamos no volver a usar ni esterilizar los artículos de un solo uso.

Si se tratan en el modo correcto los instrumentos contruidos con las modernas aleaciones inoxidables pueden durar muchos años.

INDICAZIONI PER LA CURA, PULITURA E LA STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO RISTERILIZZABILE

Misure preventive anticorrosione

- 1) Raggruppare accuratamente gli strumenti correttamente confezionati e sterilizzati prima dell'operazione; selezionarli secondo l'intervento. Verificare sempre che la confezione esterna sia integra e che lo strumento stesso non sia danneggiato.
- 2) Assicurarsi tramite l'indicatore di sterilizzazione collocato all'interno del vaglio che il contenuto sia stato sterilizzato.
- 3) Disporre gli strumenti seguendo l'ordine di utilizzo durante l'operazione; lasciare gli strumenti non necessari nel vaglio; predisporre gli strumenti solo immediatamente prima dell'operazione.
- 4) Nel corso dell'operazione rimuovere dagli strumenti sangue ed altri materiali biologici; dopo l'uso, riporre gli strumenti nel corretto alloggiamento.
- 5) Risciacquare opportunamente gli strumenti cavi, al fine di evitare l'adesione di sangue e polvere d'osso.
- 6) Per la pulitura degli strumenti utilizzare una soluzione lattata o una soluzione salina, ma non immergerli nelle suddette soluzioni.
- 7) Iniziare l'operazione di pulitura subito dopo l'intervento. Strumenti utilizzati su pazienti con possibili infezioni: smaltire in modo analogo, eliminando sangue, polvere d'osso parti di tessuto in eccesso.
- 8) Pulire gli strumenti in un luogo previsto nell'ambito della sala operatoria.

Nel caso in cui gli strumenti vadano collocati direttamente nella centrale di sterilizzazione, è necessario dapprima coprirli, per evitare il rischio di contaminazione ai danni del personale o dell'ambiente circostante.

Disinfezione

Durante l'uso di disinfettanti chimici è necessario osservare scrupolosamente le indicazioni del produttore; utilizzare le soluzioni sempre previa diluizione. Nella fase termica di disinfezione con acqua bollente assicurarsi che l'acqua sia priva di corpi estranei.

Pulitura

Indipendentemente dal metodo utilizzato per la pulitura (meccanico o manuale) si raccomanda di verificare attentamente quale detergente vada utilizzato con ciascun metodo. Valori pH consigliati: tra 7,0 e 8,5.

1) Pulitura meccanica

Osservare scrupolosamente le istruzioni d'uso fornite dal produttore della macchina pulitrice. Predisporre gli

strumenti per la pulitura meccanica. Tutti gli strumenti appuntiti e delicati dovrebbero essere puliti manualmente.

Non sovraccaricare i vagli, mettere gli strumenti pesanti sul fondo del vaglio. Se necessario, immergere e risciacquare gli strumenti molto sporchi (strumenti cavi), prima di collocarli nella lavatrice.

2) Pulitura ad ultrasuoni

(fa parte dei metodi di pulitura meccanica)

Prima di inserire uno strumento nel bagno ad ultrasuoni, rimuovere i materiali organici in eccesso. I bagni ad ultrasuoni sono consigliati per le filettatrici o gli strumenti con solchi profondi. L'ultrasuono deve essere seguito da un programma di risciacquo normale.

3) Pulitura manuale

Richiede diverse spazzole in nylon, una canna da soffio ed un ugello da soffio/ un dispositivo ad aria compressa pulito, detergenti e solventi come per la pulitura meccanica.

Per gli additivi di pulitura osservare le indicazioni fornite dal produttore.

Per la pulitura degli strumenti dotati di cannula, passare più volte lo spazzolino di nylon attraverso la cannula eseguendo movimenti rotatori (non utilizzare spazzole in lana d'acciaio/metallo) fino alla completa rimozione dei residui eliminabili con questo metodo.

Soffiare poi con aria compressa nella cannula.

4) Asciugatura

Ogni strumento deve essere asciugato completamente sia internamente che esternamente per evitare la formazione di ruggine o malfunzionamenti.

Indicazioni per la sterilizzazione della strumentazione

Pulire immediatamente ed asciugare bene gli strumenti usati, non utilizzare detergenti e disinfettanti con additivi fortemente acidi o alcalini (ad es. soda, soda caustica o acidi)!


Sterilizzare la strumentazione solo a vapore A 134°!

Prima della sterilizzazione, assicurarsi che gli strumenti siano perfettamente funzionanti ed integri. La sterilizzazione non sostituisce la pulitura.

DIAGNOSTIK DIAGNOSTICS DIAGNÓSTICO DIAGNOSTICA	7 - 12
SKALPELLE SCALPELS BISTURÍES BISTURI	13 - 18
SCHEREN SCISSORS TIJERAS FORBICI	19 - 48
PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINZETTE	49 - 74
KLEMMEN CLAMPS PINZAS PINZE	75 - 90
NADELHALTER NEEDLE HOLDERS PORTA-AGUJAS PORT'AGHI	91 - 98
HAKEN HOOKS GANCHOS UNCINI	99 - 116
SPREIZER SPREADER SEPARADORES DIVARICATORI	117 - 156
ZANGEN FORCEPS PINZAS PINZE	157 - 170
SCHÄDELHALTER, DRAHTSÄGEN, TREPHINEN SKULL HOLDER, WIRE SAWS, TREPHINE CRÂNEO TITULAR, ALAMBRE DE SIERRAS, TREPANO SKULL TITOLARE, SEGHE A FILO, TRAPANO	171 - 178

LÖFFEL, MEISSEL CURETTES, CHISELS CUCHARILLAS, CINCELES CUCCHIAI, SCALPELLI	179 - 200
ELEVATORIEN, RASPATORIEN, DISSEKTOREN ELEVATORS, RASPATORIES, DISSECTORS ELEVADORES, PERIOSTÓTOMOS, DISECTORES ELEVATORI, PERIOSTOTOMI, DISSETTORI	201 - 224
SAUGROHRE SUCTION TUBES TUBOS DE ASPIRACIÓN TUBI D'ASPIRAZIONE	225 - 230
LAMINEKTOMIE LAMINECTOMY LAMINECTOMIA LAMINECTOMIA	231 - 240
MIKRO-RUNDGRIFFINSTRUMENTE MICRO INSTRUMENTS WITH ROUND HANDLE INSTRUMENTOS PARA MICROCIRUGÍA CON MANGOS REDONDOS STRUMENTI PER MICROCHIRURGIA CON MANICO ROTONDO	241 - 250
HYPOPHYSEKTOMIE HYPOPHYSECTOMY HIPOFISECTOMÍA IPOFISECTOMIA	251 - 264
HIRNSPATEL BRAIN SPATULAS ESPÁTULAS CEREBRALES SPATOLE CEREBRALI	265 - 272
STANZEN PUNCHES PINZAS SACABOCADO PINZE LAMINOTOMO	273 - 280
BOHRAPPARATE BONE HAND DRILLS PERFORADORES DE MANO PERFORATORI A MANO	281 - 284
BIPOLARE KOAGULATION BIPOLAR COAGULATION COAGULACIÓN BIPOLAR COAGULAZIONE BIPOLARE	285 - 294

CLIPS	295 - 297
CLIPS	
CLIPS	
CLIPS PER ANEURISMA	
SÄTZE	299 - 305
SET	
SET	
SET	
NUMMERNVERZEICHNIS	307 - 317
NUMERICAL INDEX	
INDICE NUMÉRICO	
INDICE NUMERICO	
ALPHABETISCHER INDEX	319 - 352
ALPHABETICAL INDEX	
INDICE ALFABÉTICO	
INDICE ALFABETICO	



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

DIAGNOSTIK

DIAGNOSTICS

DIAGNÓSTICO

DIAGNOSTICA



www.Reda-Instrumente.de


Perkussionshämmer
Percussion Hammers
Martillos de percusión
Martelli da percussione



TAYLOR - USA Mod.
03288-17 17 cm, 6³/₄"
03288-20 20 cm, 8"




BABINSKY
03292-22 22 cm, 8³/₄"




TROEMNER
03294-24 24 cm, 9¹/₂"



DEJERINE
03304-20 20 cm, 8"



BERLINER
03306-17 17 cm, 6³/₄"



BUCK
03308-18 18 cm, 7"

Hämmer
Bone Hammers and Mallets
Martillos y mazos
Martelli



WILLIGER
33691-34
24 cm, 9½"
340 g


Ø 25 mm



33694-03
Ersatzbacken
Nylon Caps
Tapas de repuesto
Battenti di ricambio

33694-01
18,5 cm, 7¼"
135 g

Ø 42 mm



massiv, mit auswechselbaren
Ferrozellbacken
solid, with interchangeable
Ferrozell jaws
macizo, con tapas
intercambiables de Ferrozell
solido, con placche
intercambiabili in Ferrozell

Plastik
plastic
plástico
plastica

33695-40
26 cm, 10¼"
250 g

Ø 40 mm

Ø 30 mm



33699-17
26,5 cm, 10½"
530 g

Hämmer
Bone Hammers and Mallets
Martillos y mazos
Martelli

Ø 30 mm



33700-01-01
Ersatzbacken
Nylon Caps
Tapas de repuesto
Battenti di ricambio



33700-01
24,5 cm, 9¾" 215 g

Ø 30 mm



COTTLE
33700-05
18 cm, 7" 240 g

Ø 40 mm



OMBREDANNE
33700-07
25 cm, 10" 700 g

Ø 35 mm



komplett mit:

1 Paar Metallbacken 33709-01

1 Paar Kunststoffbacken 33709-02

complete with:

1 pair of metal discs 33709-01

1 pair of plastic discs 33709-02

completo con:

1 par de mandíbulas de metal 33709-01

1 par de zapatos de plástico 33709-02

completo di battenti:

1 paio di ganasce di metallo 33709-02

1 paio di dischi di plastica 33709-02

WAGNER
33709-00
24,5 cm, 9¾" 215 g

Prüf- und Meßinstrumente, Stimmgabel
Examination and Measuring Instruments, Tuning Fork
Instrumentos para exámenes y medición, Diapason
Strumenti per esaminare e misurare, Diapason



03360-01

Messbereich bis 150 mm
measuring range up to 150 mm
campo de medición hasta 150 mm
calibro con scala fino a 150 mm



WARTENBERG


03320-19
19 cm, 7½"

Kunststoffgehäuse
In plastic case
Caja de plástico
Custodia di plastica



03350-15
1,8 m

mm & Inch




Metall

03340-10	10 cm	4"
03340-15	15 cm	6"
03340-20	20 cm	8"
03340-30	30 cm	12"
03340-50	50 cm	20"



45075-00



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

SKALPELLE

SCALPELS

BISTURÍES

BISTURI



www.Reda-Instrumente.de

Skalpell-Griffe
Scalpel Handles
Mangos de bisturíes
Manici per lame bisturi

passend zu den Klingen
for blades
para las hojas
per lame bisturi

Ⓐ No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



07103-00
Fig. 3

Ⓐ



07103-01
Fig. 3 grad.

Ⓐ



07106-01
14,5 cm 5¾"

Ⓐ

Skalpell-Griffe
Scalpel Handles
Mangos de bisturíes
Manici per lame bisturi

passend zu den Klingen
for blades
para las hojas
per lame bisturi

Ⓐ No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



07107-00
Fig. 7
Ⓐ



07107-01
Fig. 7K
Ⓐ



07109-10 10,0 cm, 4"
07109-13 13,0 cm, 5"
07109-15 15,5 cm, 6"



07161-00



07162-00



07165-00



07167-00

Packung mit 10 Stück
box of 10
en cajas de 10 pzas
confezione di 10

Skalpelli-Griffe
Scalpel Handles
Mangos de bisturíes
Manici per lame bisturi



CASPAR



93380-13
135 mm / 5½"



93380-15
155 mm / 6"



93380-18
180 mm / 7"




93380-20
200 mm / 8"



LANDOLT

93385-21 210 mm / 8¼"
93385-25 250 mm / 10"



horizontal



LANDOLT
93390-21 210 mm / 8¼"



Klingenbrecher
Blade Breakers
Rompe-hojas
Rompi lama di rasoio




TROUTMAN-CHRIS
07290-09 9 cm, 3½"



REDA
07291-11 11 cm, 4¾"



CASTROVIEJO
07294-13 13 cm, 5⅛"



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

SCHEREN

SCISSORS

TIJERAS

FORBICI



www.Reda-Instrumente.de

Chirurgische Scheren
Operating Scissors
Tijeras para cirugía
Forbici per chirurgia



STANDARD —

09102-13 13,0 cm, 5"

09102-14 14,5 cm, 5¾"

09104-14 TC

09102-16 16,5 cm, 6½"

09102-18 18,5 cm, 7¼"



STANDARD —

09110-13 13,0 cm, 5"

09110-14 14,5 cm, 5¾"

09114-14 TC

09110-16 16,5 cm, 6½"

09110-18 18,5 cm, 7¼"



STANDARD —

09120-13 13,0 cm, 5"

09120-14 14,5 cm, 5¾"

09124-14 TC

09120-16 16,5 cm, 6½"

09120-18 18,5 cm, 7¼"



STANDARD —

09103-13 13,0 cm, 5"

09103-14 14,5 cm, 5¾"

09105-14 TC

09103-16 16,5 cm, 6½"

09103-18 18,5 cm, 7¼"



STANDARD —

09111-13 13,0 cm, 5"

09111-14 14,5 cm, 5¾"

09115-14 TC

09111-16 16,5 cm, 6½"

09111-18 18,5 cm, 7¼"



STANDARD —

09121-13 13,0 cm, 5"


09121-14 14,5 cm, 5¾"

09125-14 TC


09121-16 16,5 cm, 6½"

09121-18 18,5 cm, 7¼"


Chirurgische Scheren
Operating Scissors
Tijeras para cirugía
Forbici per chirurgia




— DEAYER —
09130-14 14 cm 09131-14
5½"



— DEAYER —
09140-14 14 cm 09141-14
5½"



— DEAYER —
09150-14 14 cm 09151-14
5½"



— KELLY —
09540-16 09541-16
09542-16 TC 09543-16 TC
16 cm, 6¼"

Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Forbici per dissezione



MAYO

09160-14	14,5 cm	09161-14
09164-14 TC	14,5 cm	09165-14 TC
	5¾"	
09160-17	17,0 cm	09161-17
09164-17 TC	17,0 cm	09165-17 TC
	6¾"	
09160-23	23,0 cm	09161-23
09164-23 TC	23,0 cm	09165-23 TC
	9"	




MAYO-STILLE

09170-15	15,0 cm	09171-15
09174-15 TC	15,0 cm	09175-15 TC
	6"	
09170-17	17,0 cm	09171-17
09174-17 TC	17,0 cm	09175-17 TC
	6¾"	
09170-21	21,0 cm	09171-21
09174-21 TC	21,0 cm	09175-21 TC
	8¾"	



LEXER

09190-16
09194-16 TC
16 cm, 6¼"



LEXER


09191-16
09195-16 TC
16 cm, 6¼"

Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Forbici per dissezione



METZENBAUM

- 09280-12 **09284-12 TC**
12 cm, 4¾"
- 09280-15 **09284-15 TC**
15 cm, 6"
- 09280-18 **09284-18 TC**
18 cm, 7"
- 09280-20 **09284-20 TC**
20 cm, 8"
- 09280-23 **09284-23 TC**
23 cm, 9"
- 09280-25 **09284-25 TC**
25 cm, 10"




METZENBAUM

- 09281-12 **09285-12 TC**
12 cm, 4¾"
- 09281-15 **09285-15 TC**
15 cm, 6"
- 09281-18 **09285-18 TC**
18 cm, 7"
- 09281-20 **09285-20 TC**
20 cm, 8"
- 09281-23 **09285-23 TC**
23 cm, 9"
- 09281-25 **09285-25 TC**
25 cm, 10"



METZENBAUM FINO

- 09282-15 **09286-15 TC**
15 cm, 6"
- 09282-18 **09286-18 TC**
18 cm, 7"
- 09282-20 **09286-20 TC**
20 cm, 8"
- 09282-23 **09286-23 TC**
23 cm, 9"
- 09282-25 **09286-25 TC**
25 cm, 10"



METZENBAUM FINO

- 09283-15 **09287-15 TC**
15 cm, 6"
- 09283-18 **09287-18 TC**
18 cm, 7"
- 09283-20 **09287-20 TC**
20 cm, 8"
- 09283-23 **09287-23 TC**
23 cm, 9"
- 09283-25 **09287-25 TC**
25 cm, 10"

Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Forbici per dissezione



METZENBAUM BLACK



09281-15B
14,5 cm, 5³/₄"



09281-18B
18 cm, 7"



09281-20B
20 cm, 8"



09283-18B
18 cm, 7"
fein
delicate
fina
delicate



09283-20B
20 cm, 8"
fein
delicate
fina
delicate

Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Forbici per dissezione




BABY-METZENBAUM BLACK
09283-15B
14,5 cm, 5¾"




BLACK
09371-11B
11,5 cm, 4½"

Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Forbici per dissezione




KILNER

- 09310-12 12 cm, 4³/₄" **09314-12 TC**
- 09310-15 15 cm, 6"
- 09312-12 12 cm, 4³/₄"



fein
delicate
fina
delicate

JAMESON WERBER
09322-13 13 cm, 5"



REYNOLDS =
09321-15 15 cm, 6"
09321-18 18 cm, 7"
09325-15 TC 15 cm, 6"


Feine Scheren, Nerv-Präparierscheren
Delicate Scissor, Nerve Dissecting Scissors
Tijeras finas, Tijeras de disección para nervios
Forbici delicate per preparazione nervi

Iris - Standard



abgewinkelt
angled
angulada
angolata


09340-09	9 cm, 3½"	09341-09	09346-11	11 cm, 4¾"
09340-10	10 cm, 4"	09341-10		
09340-11	11 cm, 4¾"	09341-11		
09344-11 TC	11 cm, 4¾"	09345-11 TC		



09582-15 09583-15
15 cm, 6"



TOENNIS-ADSON
09610-18
18 cm, 7"



TOENNIS-ADSON
09611-18
18 cm, 7"

Feine Scheren
Delicate Scissors
Tijeras finas
Forbici delicate



— GRADLE —
09350-09 09351-09
9,5 cm, 3 $\frac{3}{4}$ "



— 09352-09 09353-09 —
9,5 cm, 3 $\frac{3}{4}$ "



09360-11



09361-11



09362-11




STEVENS
11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "



09363-11

Gefäßscheren
Vascular Scissors
Tijeras vasculares
Forbici vascolari



POTTS-DE MARTEL
09473-21
21 cm, 8¼"



MILLS
09474-22
22 cm, 8¾"




DIETRICH




09475-25
09476-25 TC
18 cm, 7"



09475-45
09476-45 TC
18 cm, 7"



09475-60
09476-60 TC
17,5 cm, 6.9"



09475-90
09476-90 TC
17 cm, 6¾"




09475-00
09476-00 TC
17 cm, 6¾"

Gefäßscheren
Vascular Scissors
Tijeras vasculares
Forbici vascolari




DIETRICH
09477-01
17 cm, 6³/₄"




POTTS-SMITH
09480-18
18,5 cm, 7¹/₄"

Scheren mit Hartmetalleinsätzen
Scissors with Tungsten Carbide
Tijeras con carburo de tungsteno
Forbici con carburo di tungsteno



09478-25	09478-45	09478-60
19 cm	19 cm	19 cm
7 ¹ / ₂ "	7 ¹ / ₂ "	7 ¹ / ₂ "





09479-25	09479-45	09479-60
23 cm	23 cm	23 cm
9"	9"	9"




DE BAKEY
(POTTS-SMITH)


Gefäßscheren
Vascular Scissors
Tijeras vasculares
Forbici vascolari



Gefäßscheren
Vascular Scissors
Tijeras vasculares
Forbici vascolari




FAVALORO
09496-15 15 cm, 5.9"



DE BAKEY
09497-15 15,5 cm, 6"

Trigeminusscheren
Trigeminal Scissors
Tijera para trigémino
Forbici per trigemino



STRULLY
09601-22
22 cm, 8¾"



DANDY
09617-17
17 cm, 6¾"



gezahnt
toothed
dentada
dentate

OLIVECRONA
09620-23
23 cm, 9"

Duraschere
Dura Scissors
Tijeras para duramadre
Forbici per dura-madre




SCHMIEDEN-TAYLOR
09619-17
17 cm, 6 $\frac{3}{4}$ "

Draht-, Blehschere
Wire and plate scissors
Tijeras para alambre y láminas
Forbici per filo di metallo e lamiera



UNIVERSAL
09831-12 12 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "
09835-12 TC 12 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "

Mikro-Federschere, bajonettförmig
Micro Scissors (Spring Type), bayonet-shaped
Micro tijeras, forma bayoneta
Micro forbici a baionetta



190 mm
7½"



10120-18



10121-18



10122-18



10123-18

Mikro-Federschere
Micro Scissors (Spring Type)
Micro tijeras
Micro forbici



CASTROVIEJO
100 mm
4"



10133-10
spitz
sharp
agudo
acuta



10135-10
stumpf
blunt
romo
smussa

Mikro-Federschere
Micro Scissors (Spring Type)
Micro tijeras
Micro forbici



10140-08




10141-08



10143-08

Mikro Scheren
Micro Scissors
Micro tijeras
Micro Forbice



11 cm
4 $\frac{3}{8}$ "

10202-11

10203-11

14,5 cm
5 $\frac{3}{4}$ "

10202-14
10202-14T

10203-14
10203-14T

18 cm
7"

10202-18
10202-18T

10203-18
10203-18T

21 cm
8 $\frac{1}{4}$ "

10202-21
10202-21T

10203-21
10203-21T


23 cm
9"

10202-23

10203-23

T = Titan, titanium, titanio, titanio

Mikro Scheren
Micro Scissors
Micro tijeras
Micro Forbice




18 cm, 7"



25°

10220-25


10220-25T



45°

10220-45


10220-45T



60°

10220-60

10220-60T



90°

10220-90

10220-90T




125°


10220-00

10220-00T

T = Titan, titanium, titanio, titanio

Mikro Scheren
Micro Scissors
Micro tijeras
Micro Forbice



		11 cm 4 $\frac{3}{8}$ "	14,5 cm 5 $\frac{3}{4}$ "	18 cm 7"	21 cm 8 $\frac{1}{4}$ "	23 cm 9"
	25°	10226-11	10226-14	10226-18 10226-18T	10226-21	10226-23
	45°	10227-11	10227-14	10227-18 10227-18T	10227-21	10227-23
	60°	10228-11	10228-14	10228-18 10228-18T	10228-21	10228-23
	90°	10229-11	10229-14	10229-18 10229-18T	10229-21	10229-23
	125°	10230-11	10230-14	10230-18 10230-18T	10230-21	10230-23

T = Titan, titanium, titanio, titanio

Mikro-Federschere, bajonettförmig
Micro Scissors (Spring Type), bayonet-shaped
Micro tijeras, forma bayoneta
Micro forbici a baionetta



YASARGIL



93094-16 165 mm / 6½"
93094-20 200 mm / 8"



93095-16 165 mm / 6½"
93095-20 200 mm / 8"



93097-20 200 mm / 8"



93098-20 200 mm / 8"
Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Forbici per dissezione



93099-20 200 mm / 8"
Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras de disección
Forbici per dissezione

Mikro-Federschere, bajonettförmig
 Micro Scissors (Spring Type), bayonet-shaped
 Micro tijeras, forma bayoneta
 Micro forbici a baionetta



93100-22

225 mm / 9"

YASARGIL

93101-22

225 mm / 9"

Schneiden gezahnt
 toothed blades
 ramas dentadas
 tagli dentellati



93102-22

225 mm / 9"

VANNAS



93103-22

225 mm / 9"

YASARGIL

93103-24

245 mm / 9³/₄"



93105-22

225 mm / 9"

VANNAS



93107-22

225 mm / 9"

YASARGIL



93108-22

225 mm / 9"

YASARGIL

Präparierscheren
 Dissecting Scissors
 Tijeras de disección
 Forbici per dissezione



93109-22

225 mm / 9"


YASARGIL

Präparierscheren
 Dissecting Scissors
 Tijeras de disección
 Forbici per dissezione

Mikro-Federschere, bajonettförmig
 Micro Scissors (Spring Type), bayonet-shaped
 Micro tijeras, forma bayoneta
 Micro forbici a baionetta




NAGEL



45°

93111-20 200 mm / 8"



45°

93113-20 200 mm / 8"
 mit Kopf
 with probe-pointed blade
 punta abotonada
 punta bottonuta



125°

93115-19 190 mm / 7½"

Mikro-Federscheren
Micro Scissors (Spring Type)
Micro tijeras
Micro forbici



93180-12	120 mm / 4 $\frac{3}{4}$ "	
93180-16	160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ "	
93182-16	160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ "	MILLES

Schneiden gezahnt
toothed blades
ramas dentadas
tagli dentellati

93180-18	185 mm / 7 $\frac{1}{4}$ "	YASARGIL
----------	----------------------------	----------



93181-12	120 mm / 4 $\frac{3}{4}$ "	
93181-16	160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ "	
93183-16	160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ "	MILLES

Schneiden gezahnt
toothed blades
ramas dentadas
tagli dentellati


93181-18	185 mm / 7 $\frac{1}{4}$ "	JACOBSON
----------	----------------------------	----------



93190-12	120 mm / 4 $\frac{3}{4}$ "	VANNAS
93190-16	160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ "	



93191-12	120 mm / 4 $\frac{3}{4}$ "	VANNAS
93191-16	160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ "	




93192-13	130 mm / 5 $\frac{1}{8}$ "	BIEMER
----------	----------------------------	--------

Venenschere
Vein Scissors
Tijera para venas
Forbice per vene




93193-12	120 mm / 4 $\frac{3}{4}$ "	VANNAS
----------	----------------------------	--------



93195-18	185 mm / 7 $\frac{1}{4}$ "	POTTS-YASARGIL
----------	----------------------------	----------------

45°

Mikro-Federschere
Micro Scissors (Spring Type)
Micro tijeras
Micro forbici



93210-12	120 mm / 4 $\frac{3}{4}$ "	
93210-16	160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ "	
93212-16	160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ "	MILLES

Schneiden gezahnt
toothed blades
ramas dentadas
tagli dentellati

93210-18	185 mm / 7 $\frac{1}{4}$ "	YASARGIL
----------	----------------------------	----------



93211-12	120 mm / 4 $\frac{3}{4}$ "	
93211-16	160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ "	
93213-16	160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ "	MILLES

Schneiden gezahnt
toothed blades
ramas dentadas
tagli dentellati

93211-18	185 mm / 7 $\frac{1}{4}$ "	JACOBSON
----------	----------------------------	----------



93216-12	120 mm / 4 $\frac{3}{4}$ "	VANNAS
93216-16	160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ "	



93217-12	120 mm / 4 $\frac{3}{4}$ "	VANNAS
93217-16	160 mm / 6 $\frac{1}{4}$ "	




93218-13	130 mm / 5 $\frac{1}{8}$ "	BIEMER
----------	----------------------------	--------

Venenschere
Vein Scissors
Tijera para venas
Forbice per vene




93219-12	120 mm / 4 $\frac{3}{4}$ "	VANNAS
----------	----------------------------	--------



45°

93221-18	185 mm / 7 $\frac{1}{4}$ "	POTTS-YASARGIL
----------	----------------------------	----------------

Mikro-Federschere
Micro Scissors (Spring Type)
Micro tijeras
Micro forbici



93270-14 145 mm / 5 $\frac{3}{4}$ "
93270-18 180 mm / 7"



93270-23 230 mm / 9"




93271-14 145 mm / 5 $\frac{3}{4}$ "
93271-18 180 mm / 7"



93273-14 145 mm / 5 $\frac{3}{4}$ "
93273-18 180 mm / 7"

Mikro Präparierscheren
Micro dissecting Scissors
Micro tijeras de disección
Micro forbici per dissezione

Tumorschere
Tumor scissors
Tijera para tumores
Forbice per tumori



93755-14

gerade
straight
recta
retta



93756-14

rechts gebogen
curved right
curva hacia la derecha
curva a destra



93757-14


links gebogen
curved left
curva hacia la izquierda
curva a sinistra



Rippenscheren
Rib Shears
Costótomos
Costotomi




SAUERBRUCH
57131-26
26 cm, 10¼"



GIERTZ-STILLE
57137-27
27 cm, 10½"



SAUERBRUCH-FREY
57141-36
36 cm, 14.2"



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

PINZETTEN

FORCEPS

PINZAS

PINZETTE



www.Reda-Instrumente.de

Anatomische und chirurgische Pinzetten
 Dressing and Tissue Forceps
 Pinzas de disección, sin/con dientes
 Pinze per dissezione, chirurgiche/anatomiche



POTTS-SMITH

11112-18	18 cm, 7"	11116-18 TC
11112-21	21 cm, 8¼"	11116-21 TC
11112-25	25 cm, 10"	11116-25 TC




1x2

POTTS-SMITH

11126-18	18 cm, 7"	
11126-21	21 cm, 8¼"	
11126-25	25 cm, 10"	

Anatomische und chirurgische Pinzetten
Dressing and Tissue Forceps
Pinzas de disección, sin/con dientes
Pinze per dissezione, chirurgiche/anatomiche



ADSON

11170-12 12,0 cm, 4¾"
11170-15 15,0 cm, 6"




ADSON

11174-12 TC 12,0 cm, 4¾"
11174-15 TC 15,0 cm, 6"




ADSON micro

11176-12 12,0 cm, 4¾"
11176-15 15,0 cm, 6"



ADSON-DE BAKEY Atrauma

11177-12
12,0 cm, 4¾"



ADSON

11178-12
12,0 cm, 4¾"



ADSON

11179-12
12 cm, 4¾"


Anatomische und chirurgische Pinzetten
Dressing and Tissue Forceps
Pinzas de disección, sin/con dientes
Pinze per dissezione, chirurgiche/anatomiche



1x2

ADSON

11180-12 12,0 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "
11180-15 15,0 cm, 6"



1x2

ADSON

11181-12 TC 12,0 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "
11181-15 TC 15,0 cm, 6"



1x2

ADSON micro

11186-12 12,0 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "
11186-15 15,0 cm, 6"



1x2

ADSON

11187-12
12 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "



7x7

ADSON-BROWN

11188-12 12,0 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "
11188-15 15,0 cm, 6"
11189-12 TC 12,0 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "

Anatomische und chirurgische Pinzetten
Dressing and Tissue Forceps
Pinzas de disección, sin/con dientes
Pinze per dissezione, chirurgiche/anatomiche



9x9

BROWN

11189-15 15,0 cm, 6"
11189-20 20,0 cm, 8"
11189-25 25,0 cm, 10"



1x2

WAUGH

11187-18 18 cm, 7"
11187-20 20 cm, 8"
11187-25 25 cm, 10"
11187-30 30 cm, 11¾"



11220-17

11224-17 TC



11221-17

CUSHING
17 cm, 6¾"



1x2

11222-17

11225-17 TC



1x2

11223-17

CUSHING
17 cm, 6¾"

Anatomische und chirurgische Pinzetten
Dressing and Tissue Forceps
Pinzas de disección, sin/con dientes
Pinze per dissezione, chirurgiche/anatomiche



BROPHY
11231-20
20,0 cm, 8"



BROPHY
11233-20
20,0 cm, 8"



11234-20



11235-20



BROPHY
20,0 cm, 8"



ADLERKREUTZ
11236-15 15,0 cm, 6"
11236-20 20,0 cm, 8"

Anatomische und chirurgische Pinzetten
Dressing and Tissue Forceps
Pinzas de disección, sin/con dientes
Pinze per dissezione, chirurgiche/anatomiche



DUEHRSEN
11237-20
20 cm, 8"

1x2



McINDOE
11257-15
15,0 cm, 6"



McINDOE
11258-15 15,0 cm, 6"
11259-15 TC 15,0 cm, 6"

Anatomische und chirurgische Pinzetten
Dressing and Tissue Forceps
Pinzas de disección, sin/con dientes
Pinze per dissezione, chirurgiche/anatomiche



SEMKEN
11260-12 12,5 cm, 5"
11260-15 15,5 cm, 6"
11261-15 TC 15,5 cm, 6"



1x2

SEMKEN
11270-12 12,5 cm, 5"
11270-15 15,5 cm, 6"
11271-15 TC 15,5 cm, 6"
11271-18 TC 18,0 cm, 7"



1x2

GILLIES
11272-15 15,5 cm, 6"
11273-15 TC 15,5 cm, 6"



11274-06
0,6 mm



11274-08
0,8 mm



11274-10
1,0 mm

15,5 cm, 6"



GERALD
11302-17 17,5 cm, 6.9"
11302-23 23,0 cm, 9"
11304-17 TC 17,0 cm, 6¾"



GERALD
11303-17
17,5 cm, 6.9"


Anatomische und chirurgische Pinzetten
Dressing and Tissue Forceps
Pinzas de disección, sin/con dientes
Pinze per dissezione, chirurgiche/anatomiche



GERALD
11305-17
17,5 cm, 6.9"



GERALD
11310-17 17,5 cm, 6.9"
11312-17 TC 17,5 cm, 6.9"



1x2



GERALD
11311-17
17,5 cm, 6.9"

1x2




CUSHING-TAYLOR
11312-18 TC 18,5 cm, 7 1/4"




GERALD
11313-17 17,5 cm, 6.9"

1x2

Anatomische und chirurgische Pinzetten
Dressing and Tissue Forceps
Pinzas de disección, sin/con dientes
Pinze per dissezione, chirurgiche/anatomiche



TAYLOR
17 cm, 6¾"



TAYLOR
17 cm, 6¾"



WANGENSTEEN
11324-23 23 cm, 9"



WANGENSTEEN
11325-15 TC 15 cm, 6"
11325-23 TC 23 cm, 9"
11325-25 TC 25 cm, 10"



MAYO
11326-23 23 cm, 9"

Uhrmacherpinzette
Jeweler Type Forceps
Pinzas de relojero
Pinze da orologiaio

Fig. 1



11401-01
12 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "

Fig. 3



11403-03
12 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "

Fig. 3c



11403-04
11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "

Fig. 4



11404-04
11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "

Fig. 5



11405-05
11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "

Fig. 7



11407-07
12 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "

Gefäßdilatoren
Vessel dilators
Dilatadores vasculares
Pinze dilatatori vascolari



0,2 mm

0,3 mm

0,2 mm

0,3 mm


11408-01
11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "

11408-02
11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "

11408-03
13,5 cm, 5 $\frac{1}{4}$ "

11408-04
13,5 cm, 5 $\frac{1}{4}$ "

Juwelierpinzette/Uhrmacherpinzette
Jeweler's Forceps/Jeweler Type Forceps
Pinzas para joyero/Pinzas de relojero
Pinze per gioielliere/Pinze da orologiaio



11409-11

11410-11



11,5 cm, 4 $\frac{1}{2}$ "

0,3 mm

45°



11411-11

11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "

Mikro Knüpfpinzetten
Micro Suture Tying Forceps
Micro Pinzas para ligaduras
Micro Pinze per legature



	0,3 mm	0,8 mm
12 cm, 4¾"	12102-12 12102-12D	
15 cm, 6"	12104-15 12104-15D	
18 cm, 7"		12108-18 12108-18D
21 cm, 8¼"		12102-21 12102-21D
23 cm, 9"		12102-23 12102-23D



	0,3 mm	0,8 mm
12 cm, 4¾"	12103-12 12103-12D	
15 cm, 6"	12103-15 12103-15D	
18 cm, 7"		12109-18 12109-18D
21 cm, 8¼"		12109-21 12109-21D
23 cm, 9"		12109-23 12109-23D

1x2



	0,3 mm	0,3 mm
15 cm, 6"	12090-15D	12091-15D
	0,4 mm	0,4 mm
18 cm, 7"	12090-18D	12091-18D
	0,8 mm	0,8 mm
21 cm, 8¼"	12090-21D	12091-21D
23 cm, 9"	12090-23D	12091-23D

1x2



D = mit diamantiertem Maul
with diamond jaw
con boca de diamante
con morso diamantato

Mikro Knüpfpinzetten
Micro Suture Tying Forceps
Micro Pinzas para ligaduras
Micro Pinze per legature



LAZAR



93340-15 155 mm / 6"
Spitzen 0,5 mm
tips 0,5 mm
puntas de 0,5 mm
punte 0,5 mm



93342-15 155 mm / 6"
Spitzen 0,8 mm
tips 0,8 mm
puntas de 0,8 mm
punte 0,8 mm



93342-18 185 mm / 7 1/4"
Spitzen 0,5 mm
tips 0,5 mm
puntas de 0,5 mm
punte 0,5 mm

Mikro Knüpfpinzetten
Micro Suture Tying Forceps
Micro Pinzas para ligaduras
Micro Pinze per legature



WISE

0,3 mm



93350-12
120 mm / 4¾"

0,3 mm



93350-13
135 mm / 5¼"

0,3 mm



93351-13
135 mm / 5¼"



93360-09
95 mm
3¾"

1x2

0,2 mm



93360-09
95 mm / 3¾"


0,8 mm



93370-14
140 mm / 5½"

93370-18
180 mm / 7" AUSTIN


Ultra-Light-Pinzetten
Ultra-Light-Forceps
Pinzas-Ultra-Ligeras
Pinza-Ultra-Leggera




12110-15
15 cm, 6"



12110-20
20 cm, 8"



12110-24
24 cm, 9½"



12110-30
30 cm, 11¾"

Mikro Ring Pinzetten
Micro Ring Forceps
Micro Pinzas
Micro Pinza



	Ø 1 mm x 0,5 mm	Ø 2 mm x 1 mm
15 cm, 6"	12112-15D 12112-15T	12114-15D 12114-15T
18 cm, 7"	12112-18D 12112-18T	12114-18D 12114-18T
21 cm, 8¼"	12112-21D 12112-21T	12114-21D 12114-21T
23 cm, 9"	12112-23D 12112-23T	12114-23D 12114-23T

D = mit diamantiertem Maul
with diamond jaw
con boca de diamante
con morso diamantato
T = Titan, titanium, titanio, titanio

Atrauma Mikro Pinzetten
 Atrauma Micro Forceps
 Micro Pinzas Atraumáticas
 Micro Pinza Atraumatica



	1,2 mm	2,0 mm
15 cm, 6"	12115-15 12115-15T	12116-15
18 cm, 7"	12115-18 12115-18T	12116-18
21 cm, 8¼"	12115-21 12115-21T	12116-21
23 cm, 9"	12115-23 12115-23T	12116-23

T = Titan, titanium, titanio, titanio

DE BAKEY

TC Atrauma Pinzetten
TC Atrauma Forceps
Pinzas Atraumáticas con TC
Pinza Atraumatica TC



	1,2 mm	2,0 mm
18 cm, 7"	12117-18 TC	12118-18 TC
21 cm, 8¼"	12117-21 TC	12118-21 TC
23 cm, 9"	12117-23 TC	12118-23 TC

DE BAKEY TC

Atraumatische Pinzetten
Atraumatic Tissue Forceps
Pinzas Atraumáticas
Pinze Atraumatiche



1 mm

DE BAKEY
12302-16 16 cm, 6¼"
12302-20 20 cm, 8"
12302-24 24 cm, 9½"




1,5 mm

DE BAKEY
12306-16 16 cm, 6¼"
12306-20 20 cm, 8"
12306-24 24 cm, 9½"
12306-30 30 cm, 11¾"



2,0 mm

DE BAKEY
12308-16 16 cm, 6¼"
12308-20 20 cm, 8"
12308-24 24 cm, 9½"
12308-30 30 cm, 11¾"



2,0 mm

DE BAKEY
12309-16 16 cm, 6¼"
12309-20 20 cm, 8"
12309-24 24 cm, 9½"
12309-30 30 cm, 11¾"



2,7 mm



DE BAKEY
12304-16 16 cm, 6¼"
12304-20 20 cm, 8"
12304-24 24 cm, 9½"
12304-30 30 cm, 11¾"



3,5 mm

DE BAKEY
12310-16 16 cm, 6¼"
12310-20 20 cm, 8"
12310-24 24 cm, 9½"
12310-30 30 cm, 11¾"

Pinzetten zum Fassen von Gewebe, Tumoren
 Forceps for grasping tissue, tumors
 Pinzas para coger tejidos y tumores
 Pinze per afferrare tessuti e tumori



12295-22 200 mm / 8" YASARGIL
 Maul flach, gezahnt
 flat jaw, serrated
 boca plana, dentada
 morso piatto, striato



12297-22 200 mm / 8" HUNT
 Maul flach, gezahnt
 flat jaw, serrated
 boca plana, dentada
 morso piatto, striato



12300-18 185 mm / 7¼"
 feine Spitzen
 fine tips
 puntas finas
 punte acute



12302-18 185 mm / 7¼"
 breite Spitzen
 broad tips
 puntas anchas
 punte smusse



12303-18 185 mm / 7¼"
 breite Spitzen
 broad tips
 puntas anchas
 punte smusse

Pinzetten zum Fassen von Gewebe, Tumoren
Forceps for grasping tissue, tumors
Pinzas para coger tejidos y tumores
Pinze per afferrare tessuti e tumori



Maul flach, gezahnt
flat jaw, serrated
boca plana, dentada
morso piatto, striato


HUNT
12305-20
200 mm
8"

Pinzetten zum Fassen von Gewebe, Tumoren
 Forceps for grasping tissue, tumors
 Pinzas para coger tejidos y tumores
 Pinze per afferrare tessuti e tumori




	Ø 3 mm	93300-22	220 mm / 8¾"	YASARGIL
		93300-24	240 mm / 9½"	YASARGIL-SAMII
			Maul löffelförmig jaw spoon-shaped boca en forma de cucharilla morso forma cucchiaino liscio	
		93302-22	220 mm / 8¾"	YASARGIL
		93302-24	240 mm / 9½"	YASARGIL-SAMII
			Maul löffelförmig jaw spoon-shaped boca en forma de cucharilla morso forma cucchiaino liscio	
		93304-24	240 mm / 9½"	YASARGIL-SAMII
			Maul löffelförmig jaw spoon-shaped boca en forma de cucharilla morso forma cucchiaino liscio	
	Ø 3 mm	93306-22	220 mm / 8¾"	YASARGIL
			Maul flach, gezahnt flat jaw, serrated boca plana, dentada morso piatto, striato	
		93308-22	220 mm / 8¾"	YASARGIL
			Maul flach, gezahnt flat jaw, serrated boca plana, dentada morso piatto, striato	
		93310-22	220 mm / 8¾"	HEIFETZ
			Maul kürettenförmig curette jaw, toothed boca en forma de cureta, estriada morso forma curetta, striato	
		93312-22	220 mm / 8¾"	HEIFETZ
			Maul kürettenförmig curette jaw, toothed boca en forma de cureta, estriada morso forma curetta, striato	

Pinzetten zum Fassen von Gewebe, Tumoren
 Forceps for grasping tissue, tumors
 Pinzas para coger tejidos y tumores
 Pinze per afferrare tessuti e tumori




Maul löffelförmig
 jaw spoon-shaped
 boca en forma de cucharilla
 morso forma cucchiaino liscio

SAMII
 230 mm, 9"




93321-23

Ø 3 mm



93323-23

Ø 4 mm



93325-23

Ø 5 mm



93327-23

Ø 3 mm



93329-23

Ø 4 mm



93331-23

Ø 5 mm


Pinzetten, bajonettförmig
Forceps, bayonet-shaped
Pinzas, forma bayoneta
Pinze, forma di baionetta



LUCAE
45206-14 14 cm, 5½"



LUCAE
45206-16 16 cm, 6¼"



COTTLE
45208-14 14 cm, 5½"



JANSEN-GRUENWALD
47154-20 20 cm, 8"



JANSEN
47155-20 20 cm, 8"

Mikro Pinzetten, bajonettförmig
 Micro Forceps, bayonet-shaped
 Micro Pinzas, forma bayoneta
 Micro Pinze, forma di baionetta



YASARGIL



93290-16 160 mm / 6¼"
 93290-18 180 mm / 7"
 93290-20 200 mm / 8"
 93290-22 220 mm / 8¾"
 93290-24 240 mm / 9½"

Spitzen 0,6 mm
 tips 0,6 mm
 puntas de 0,6 mm
 punte 0,6 mm



93292-16 160 mm / 6¼"
 93292-18 180 mm / 7"
 93292-20 200 mm / 8"
 93292-22 220 mm / 8¾"
 93292-24 240 mm / 9½"


Spitzen 0,9 mm
 tips 0,9 mm
 puntas de 0,9 mm
 punte 0,9 mm

1.5 mm



93294-18 180 mm / 7"

1 x 2 Zähne
 1 x 2 teeth
 1 x 2 dientes
 1 x 2 denti



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

KLEMMEN

CLAMPS


PINZAS

PINZE



www.Red-Instrumente.de

Mini-Bulldogklemmen
Mini Bulldog Clamps
Clamps Bulldog Mini
Pinze Bulldog Mini



DIETHRICH

(a/b) mm

13001-08
(50/8)

13001-10
(50/12)


13001-12
(60/20)

(a/b) mm

13002-08
(50/8)

13002-10
(50/12)

13002-12
(60/20)



DE BAKEY-DIETHRICH

(a/b) mm

13005-10
(50/10)

13005-14
(50/14)

13005-20
(50/20)


(a/b) mm

13006-10
(50/10)

13006-14
(50/14)

13006-20
(50/20)

Titan-Atrauma-Bulldogklemmen
Titanium Atrauma Bulldog Clamps
Titan Clamps Atrauma Bulldog
Titan Pinze Atrauma Bulldog




3 cm, 1.2"

Vene 13010-30
Arterie 13011-30




3,5 cm, 1.4"

13010-35
13011-35



4 cm, 1½"

13010-40
13011-40



5 cm, 2"

13010-50
13011-50




3 cm, 1.2"

Vena 13012-30
Arteria 13013-30




3,5 cm, 1.4"

13012-35
13013-35



4 cm, 1½"

13012-40
13013-40



5 cm, 2"

13012-50
13013-50




3 cm, 1.2"

Vene 13014-30
Arterie 13015-30




3,5 cm, 1.4"

13014-35
13015-35



4 cm, 1½"

13014-40
13015-40



5 cm, 2"

13014-50
13015-50

Atrauma-Bulldogklemmen
Atrauma-Bulldog Clamps
Clamps Atrauma Bulldog
Pinze Atrauma Bulldog



13090-40
40 mm / 1½"

13090-45
45 mm / 1¾"


13090-50
50 mm / 2"



13091-40
40 mm / 1½"

13091-45
45 mm / 1¾"

13091-50
50 mm / 2"



GLOVER
13098-06
57 mm
2⅜"



DE BAKHEY
13099-07
73 mm
2¾"

Atrauma-Bulldogklemmen
Atrauma Bulldog Clamps
Clamps Atrauma Bulldog
Pinze Atrauma Bulldog



DE BAKEY



13092-07
7,5 cm
3"



13092-08
8,5 cm
3.4"



13092-10
10,5 cm
4"



13092-12
12 cm
4¾"



13093-07
7 cm
2¾"




13093-08
8 cm
8⅝"



13093-10
10 cm
4"




13093-12
11,5 cm
4½"



GLOVER



13096-06
6 cm
2¼"



13096-07
7 cm
2¾"



13096-09
9 cm
3½"



13096-11
11 cm
4⅝"



13097-06
5,5 cm
2"



13097-07
6,5 cm
2½"



13097-09
8,5 cm
3¼"



13097-11
10,5 cm
4"

Atrauma-Bulldogklemmen
Atrauma-Bulldog Clamps
Clamps Atrauma Bulldog
Pinze Atrauma Bulldog



DE BAKEY
13094-09
9 cm, 3½"



DE BAKEY
13095-10
10 cm, 4"



3 cm, 1.2"

Mauillänge
Jaw length
Largo de la boca
Lunghezza del morso

DE BAKEY-HESS
13113-03

Gefäßklemmen, Bulldogklemmen, Arterienklemmen
Bulldog Clamps, Hemostatic Forceps
Pinzas serra-finas, Pinzas hemostáticas
Pinze serrafina, Pinze emostatiche



DIEFFENBACH

13102-04 3,5 cm, 1.4"

13102-05 5,5 cm, 2.2"



DIEFFENBACH

13103-04 3,5 cm, 1.4"

13103-05 5,5 cm, 2.2"

gerade
straight
recta
rette



gebogen
curved
curva
curve

JOHNS-HOPKINS

13110-50 5,0 cm, 2" 13111-50


13110-55 5,5 cm, 2.2" 13111-55

13110-65 6,5 cm, 2.6" 13111-65

13110-70 7,0 cm, 2¾" 13111-70


13110-75 7,5 cm, 3" 13111-75

13110-90 9,0 cm, 3½" 13111-90



Anlegezange
applying Forceps
pinza aplicadora
pinza applicatrice

13115-00
23 cm, 9"



HARTMANN


13210-10

10 cm, 4"

Micro-HARTMANN

13214-10

10 cm, 4"



HARTMANN


13211-10

10 cm, 4"

Micro-HARTMANN

13215-10


10 cm, 4"



HARTMANN

13212-10

10 cm, 4"




HARTMANN

13213-10

10 cm, 4"

Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinze emostatiche



HALSTED-MOSQUITO

TITAN

13224-12

13220-12 12,5 cm, 5"

13220-14 14,0 cm, 5½"

13220-18 18,0 cm, 7"


TITAN

13225-12

13221-12

13221-14

13221-18




HALSTED-MOSQUITO micro

13222-12 12,5 cm, 5" 13223-12

JACOBSON micro

13226-12 12,5 cm, 5" 13227-12




1x2

1x2

HALSTED-MOSQUITO

13230-12 12,5 cm, 5" 13231-12

13230-14 14,0 cm, 5½" 13231-14




1x2

1x2

HALSTED-MOSQUITO micro

13232-12 12,5 cm, 5" 13233-12

Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinze emostatiche



KELLY

13240-14 14 cm, 5½"

13240-18 18 cm, 7"

13244-14 14 cm, 5½"


TITAN

13241-14

13241-18


13245-14

TITAN



KELLY-RANKIN

13242-16 16 cm, 6¼" 13243-16



CRILE

13250-14 14 cm, 5½"

13250-18 18 cm, 7"

13254-14 14 cm, 5½"


TITAN

13251-14

13251-18

13255-14


TITAN



CRILE-RANKIN

13262-16 16 cm, 6¼" 13263-16


Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinze emostatiche



DANDY

13345-12 12 cm, 4 $\frac{3}{4}$ "
13345-14 14 cm, 5 $\frac{1}{2}$ "

Kopfschwartenzangen
Scalp Flap Forceps
Pinzas para el cuero cabelludo
Pinze per cuoio capelluto




MARTEL
13364-14 14 cm, 5½"



WILLET MARTEL
13366-19 19 cm, 7½"

Präparier- und Ligaturklemmen
Dissecting and Ligature Forceps
Pinzas para preparaciones y para ligaduras
Pinze per preparazione e per legatura



FUCHSIG
13414-20 19 cm, 7½"




ADSON BABY
13415-14 14,0 cm, 5½"
13415-18 18,5 cm, 7¼"


Präparier- und Ligaturklemmen
Dissecting and Ligature Forceps
Pinzas para preparaciones y para ligaduras
Pinze per preparazione e per legatura



GEMINI



Präparier- und Ligaturklemmen
Dissecting and Ligature Forceps
Pinzas para preparaciones y para ligaduras
Pinze per preparazione e per legatura



MIXTER BABY
13475-14
14 cm, 5½"




MIXTER BABY
13475-18
18 cm, 7"

Sehnenfaßzange
Tendon grasping Forceps
Pinza para agarrar tendones
Pinze da presa per tendini



CAROLL
33966-11
11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

NADELHALTER

NEEDLE HOLDERS


PORTA-AGUJAS

PORT'AGHI




www.Reda-Instrumente.de

Nadelhalter
Needle Holders
Porta-agujas
Port'aghi



HALSEY

25130-13 25140-13
25134-13 TC 25144-13 TC
13 cm, 5 1/8"




NEIVERT

25148-13 TC
13 cm, 5 1/8"



BAUMGARTNER


25150-14 25154-14 TC
14 cm, 5 1/2"



CRILE-WOOD

25160-15	15 cm, 6"	25164-15 TC
25160-18	18 cm, 7"	25164-18 TC
25160-20	20 cm, 8"	25164-20 TC
25160-23	23 cm, 9"	25164-23 TC

Nadelhalter
Needle Holders
Porta-agujas
Port'aghi




MAYO-HEGAR

25180-14	14 cm, 5½"	25184-14 TC
25180-16	16 cm, 6¼"	25184-16 TC
25180-18	18 cm, 7"	25184-18 TC
25180-20	20 cm, 8"	25184-20 TC
25180-24	24 cm, 9¼"	25184-24 TC
25180-26	26 cm, 10¼"	25184-26 TC



DE BAKEY

25214-16 TC	16 cm, 6¼"
25214-18 TC	18 cm, 7"
25214-20 TC	20 cm, 8"
25214-23 TC	23 cm, 9"
25214-26 TC	26 cm, 10¼"



RYDER 1 mm

25224-13 TC	13 cm, 5⅝"
25224-15 TC	15 cm, 6"
25224-18 TC	18 cm, 7"
25224-20 TC	20 cm, 8"
25224-23 TC	23 cm, 9"
25224-26 TC	26 cm, 10¼"

RYDER 2 mm

25225-13 TC	
25225-15 TC	
25225-18 TC	
25225-20 TC	
25225-23 TC	
25225-26 TC	

Mikro-Nadelhalter
Micro Needle Holders
Micro-porta-agujas
Micro portaghi

ohne Sperre
without lock
sin cremallera
senza cremagliera

mit Sperre
with lock
con cremallera
con cremagliera



11,5 cm, 4½"
13,0 cm, 5⅙"
14,0 cm, 5½"
18,0 cm, 7"
21,0 cm, 8¼"
23,0 cm, 9"

25660-12
25660-13
25660-14
25700-18

25661-12
25661-13
25661-14
25701-18

25720-12
25720-13
25720-14
25730-18
25730-21
25730-23

25731-12
25731-13
25731-14
25731-18
25731-21
25731-23

mit diamantiertem Maul
with diamond jaw
con boca de diamante
con morso diamantato

11,5 cm, 4½"
13,0 cm, 5⅙"
14,0 cm, 5½"
18,0 cm, 7"
21,0 cm, 8¼"
23,0 cm, 9"

25720-12D
25720-13D
25720-14D
25730-18D
25730-21D
25730-23D

25671-12D
25671-13D
25671-14D
25731-18D
25731-21D
25731-23D

T = Titan, titanium, titanio, titanio



15,0 cm, 6"
18,0 cm, 7"
21,0 cm, 8¼"

93250-15T
93250-18T
93250-21T

93251-15T
93251-18T
93251-21T


93260-15T
93260-18T
93260-21T

93261-15T
93261-18T
93261-21T



BARRAQUER

Mikro-Nadelhalter mit Sperre
Micro Needle Holders, with lock
Micro-porta-agujas con cremallera
Micro portaghi, con cremagliera



14,0 cm, 5½"
18,0 cm, 7"
21,5 cm, 8½"
23,0 cm, 9"



25670-14
25670-18
25670-21



25671-14
25671-18



25672-14
25672-18
25672-21
25672-23



25673-14
25673-18

mit TC 1,4 mm
with TC jaw 1,4 mm
con TC 1,4 mm
con morso in TC 1,4 mm

14,0 cm, 5½"
18,0 cm, 7"
21,5 cm, 8½"
23,0 cm, 9"

25674-14	25675-14	25676-14	25677-14
25674-18	25675-18	25668-18	25691-18
25674-21		25668-21	
		25668-23	

mit diamantiertem Maul 0,8 mm
with diamond jaw 0,8 mm
con boca de diamante 0,8 mm
con morso diamantato 0,8 mm

14,0 cm, 5½"
18,0 cm, 7"
21,5 cm, 8 ½"
23,0 cm, 9"

25672-14D	25673-14D
25672-18D	25673-18D
25672-21D	
25672-23D	

T = Titan, titanium, titanio, titanio
Maul/jaw/boca/morso 0,4mm

14,0 cm, 5 ½"
18,0 cm, 7"
21,5 cm, 8½"

25672-14T	25673-14T
25672-18T	25673-18T
25672-21T	25673-21T

CASTROVIEJO

Mikro-Nadelhalter, bajonettförmig
 Micro Needle Holders, bayonet-shaped
 Micro-porta-agujas, forma bayoneta
 Micro port'aghi, forma baionetta



93092-20	200 mm / 8"
93092-22	225 mm / 9"



93093-16	165 mm / 6½"
93093-20	200 mm / 8"
93093-22	225 mm / 9"
93093-24	245 mm / 9¾"

YASARGIL

Mikro-Nadelhalter
Micro Needle Holders
Micro-porta-agujas
Micro port'aghi



93170-16
93170-18

160 mm / 6 1/4"
185 mm / 7 1/4"

ohne Sperre
without catch
sin cremallera
senza cremagliera



93171-16
93171-18

160 mm / 6 1/4"
185 mm / 7 1/4"

ohne Sperre
without catch
sin cremallera
senza cremagliera



Mikro-Nadelhalter
Micro Needle Holders
Micro-porta-agujas
Micro port'aghi



93200-16
93200-18

160 mm / 6¼"
185 mm / 7¼"


ohne Sperre
without catch
sin cremallera
senza cremagliera




93201-16
93201-18

160 mm / 6¼"
185 mm / 7¼"

ohne Sperre
without catch
sin cremallera
senza cremagliera





Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

HAKEN

HOOKS

GANCHOS

UNCINI



www.Red-Instrumente.de

Hauthäkchen
Skin Hooks
Ganchos para la piel
Uncini per pelle



scharf
sharp
agudo
acuto
A



stumpf
blunt
rombo
smusso
B

FRAZIER

- A 19214-13 13 cm, 5"
- A 19214-18 18 cm, 7"
- B 19215-13 13 cm, 5"
- B 19215-18 18 cm, 7"



19216-01
1 mm




19216-02
2 mm



19216-05
5 mm



19216-07
7 mm



19216-10
10 mm

JOSEPH
16 cm, 6 1/4"



FREER
47558-15
15 cm, 6"



Fig. 1
47560-18



Fig. 2
47562-18



GILLIES
18 cm, 7"

Wundhaken
Retractors
Separadores
Divaricatori



Blattretraktor
blade retractor
separador de hoja
lama divaricatore

CLOWARD
19128-18 18 mm
19128-20 20 mm
19128-23 23 mm




CUSHING
19234-20
20 cm, 8"




CUSHING
19235-21
21,5 cm, 8½"

Wundhaken
Retractors
Separadores
Divaricatori

19314-07 35x 7 mm
19314-10 35x10 mm
19314-12 80x12 mm
19314-14 70x14 mm
19314-15 35x15 mm
19314-16 80x16 mm
19314-20 60x20 mm
19315-06 25x 6 mm
19330-40 40x12 mm
19330-55 55x11 mm




KOCHER-LANGENBECK
21 cm, 8¼"




LANGENBECK
19315-21
21 cm, 8¼"

Wundhaken
Retractors
Separadores
Divaricatori



LANGENBECK
19317-21
21 cm, 8 1/4"



KOCHER
23 cm, 9"

Wundhaken
Retractors
Separadores
Divaricatori


19694-01
50 x 16 mm
20 cm, 8"



19694-02
75 x 25 mm
23 cm, 9"



19694-03
90 x 50 mm
24 cm, 9½"



MEYERDING

Spinalhaken
Spinal retractors
Separadores espinales
Divaricatori spinali



TAYLOR
16,5 cm, 6½"
33831-16 75 x 30 mm
33833-16 100 x 30 mm

Nervhaken, Durahaken
Nerve Hooks, Dura Hooks
Ganchos para nervios y para dura-madre
Unicini per nervi e per dura-madre



DANDY
41051-20
20 cm, 8"



DANDY
41052-20
20 cm, 8"



DANDY
41053-20
20 cm, 8"

Nervhaken, Durahaken
Nerve Hooks, Dura Hooks
Ganchos para nervios y para dura-madre
Unicini per nervi e per dura-madre



CRILE
41054-20
20 cm, 8"

Fig. 1



CUSHING
41056-18 18 cm, 7"
41056-28 28 cm, 11"

Fig. 2



CUSHING
41058-18 18 cm, 7"
41058-28 28 cm, 11"

Nervhaken, Durahaken
Nerve Hooks, Dura Hooks
Ganchos para nervios y para dura-madre
Unicini per nervi e per dura-madre



GRAHAM
41061-16
16,5 cm, 6½"



SACHS
41064-16
18,5 cm, 7¼"



ADSON
41068-20
20 cm, 8"



ADSON
41069-20
20 cm, 8"



SMITHWICK
41070-29
29 cm, 11.4"


Nervwurzelhaken
Nerve Root Retractors
Separadores de raíz de nervios
Uncini per le radici dei nervi



SCOVILLE
41074-23
23 cm, 9"




HOLSHER
41075-24
24 cm, 9½"



HESS
17,5 cm, 7"




41076-03
3 mm



41076-04
4 mm



41076-05
5 mm




41076-07
7 mm

Nervwurzelhaken
Nerve Root Retractors
Separadores de raíz de nervios
Uncini per le radici dei nervi



CASPAR
24 cm, 9½"



Nervwurzelhaken
Nerve Root Retractors
Separadores de raíz de nervios
Uncini per le radici dei nervi






D'ERRICO
41078-23
23 cm, 9"



LOVE
41079-21
21 cm, 8¼"

Nervwurzelnhaken, Galea Haken
 Nerve Root Retractors, Galea Hooks
 Separadores de raíz de nervios, Gancho para galea
 Uncini per le radici dei nervi, Uncini galea



Explorations- und Koagulationshäkchen
 Exploration- and Coagulation Hooks
 Ganchos para exploración y coagulación
 Uncini per esplorazione e coagulazione



CASPAR
 245 mm
 9 3/4"

5 mm



93400-01

isoliert / insulated
 aislado / isolato

93400-02

nicht isoliert / not insulated
 no-aislado / non isolato

8 mm



93401-01

isoliert / insulated
 aislado / isolato

93401-02

nicht isoliert / not insulated
 no-aislado / non isolato

11 mm



93402-01

isoliert / insulated
 aislado / isolato

93402-02

nicht isoliert / not insulated
 no-aislado / non isolato



93403-01

isoliert / insulated
 aislado / isolato

93403-02

nicht isoliert / not insulated
 no-aislado / non isolato

Fadenführer, Nerv- und Gefäßhäkchen
 Ligature Guides, Nerve- and Vessel Hooks
 Guia para ligaduras, ganchos para nervios y vasos
 Conduttori per legature, uncini per nervi e vasi




YASARGIL
 185 mm / 7 1/4"

Fadenführer geknöpft
 Ligature Guides, probe pointed
 Guiador abotonado
 Conduttore bottonuto per legature



93405-01



93405-02



93405-03



93405-04



41242-19



41243-19

KRAYENBÜHL
 185 mm / 7 1/4"

Nerv- und Gefäßhäkchen
 Nerve- and Vessel Hooks
 Ganchos para nervios y vasos
 Uncini per nervi e vasi



41244-19




41245-19

Mikro-Häkchen, Mikro-Gefäßmesser
 Micro Hooks, Micro Vessel Knives
 Micro-ganchitos y micro-cuchillos
 Micro uncinetti e micro coltelli per vasi



	93450-01	230 mm / 9" scharf sharp agudo acuto	FISCH
	93450-02	230 mm / 9" stumpf blunt romo smusso	
90° 	41236-19	185 mm / 7¼" scharf, gebogen sharp, curved agudo, curvado acuto, curva	
90° 	41237-19	185 mm / 7¼" scharf, abgewinkelt sharp, angled agudo, angulado acuto, angolato	FISCH
	93450-04	185 mm / 7¼" Mikro-Gefäßmesser Micro Vessel Knife Micro-cuchillo Micro coltello per vasi	



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

SPREIZER

SPREADER


SEPARADORES

DIVARICATORI




www.Red-Instrumente.de


Wundspreizer
Self-retaining Retractors
Separadores autoestáticos
Divaricatori autostatici




ALM
19620-07 7 cm, 2 $\frac{3}{4}$ " 19621-07
19620-10 10 cm, 4" 19621-10



JANSEN
19630-10
10 cm, 4"




JANSEN
19631-10
10 cm, 4"




HOLZHEIMER
19634-10 19635-10
10 cm, 4"


Wundspreizer
Self-retaining Retractors
Separadores autoestáticos
Divaricatori autostatici



WEITLANER
19650-10 19651-10
11,5 cm, 4½"




WEITLANER-WULLSTEIN
19654-13 19655-13
13 cm, 5⅛"




WEITLANER	
19670-14	14,0 cm, 5½"
19670-16	16,5 cm, 6½"
19670-20	20,0 cm, 8"
19670-24	24,0 cm, 9½"

19671-14
19671-16
19671-20
19671-24


Wundspreizer
Self-retaining Retractors
Separadores autoestáticos
Divaricatori autostatici




PLESTER
19672-11 11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "



PLESTER
19673-11 11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "




MOLLISON
19674-15 15 cm, 6"



WULLSTEIN
19675-13 13 cm, 5 $\frac{1}{8}$ "

Wundspreizer
Self-retaining Retractors
Separadores autoestáticos
Divaricatori autostatici



HENLEY
16,5 cm, 6½"




19675-00 komplett, stumpf, 3x4 Z. und 3 Valven
19675-00 complete, blunt, 3x4 teeth and 3 blades
19675-00 completo, romo, 3x4 dientes y 3 valvas
19675-00 completo, smusso, 3x4 d. e 3 valve


19676-00 komplett, scharf, 3x4 Z. und 3 Valven
19676-00 complete, sharp, 3x4 teeth and 3 blades
19676-00 completo, agudo, 3x4 dientes y 3 valvas
19676-00 completo con retr. acuto 3x4 d. e 3 valve

19678-05 Retraktor allein, stumpf 3x4 Zähne
19678-05 Retractor only, blunt 3x4 teeth
19678-05 Separador solo, romo, 3x4 dientes
19678-05 Retrattore solo, smusso 3x4 denti


19678-06 Retraktor allein, scharf 3x4 Zähne
19678-06 Retractor only, sharp 3x4 teeth
19678-06 Separador solo, agudo, 3x4 dientes
19678-06 Retrattore solo, acuto 3x4 denti



19677-19
16x19 mm
5/8" x 3/4"



19677-25
16x25 mm
5/8" x 1"




19677-32
16x32 mm
5/8" x 1¼"


Wundspreizer
Self-retaining Retractors
Separadores autoestáticos
Divaricatori autostatici



PLESTER
19677-13 13 cm, 5 1/8"



MAYO-ADAMS
19678-16 16,5 cm, 6 1/2"



NORFOLK-NORWICH
19679-22 22 cm, 8 3/4"

Wundspreizer
Self-retaining Retractors
Separadores autoestáticos
Divaricatori autostatici



scharf
sharp
agudo
acuto

ADSON
19680-19 19 cm, 7½" 19681-19




TRAVERS
19681-21 21,5 cm, 8½"



stumpf
blunt
romo
smusso

stumpf
blunt
romo
smusso


Wundspreizer
Self-retaining Retractors
Separadores autoestáticos
Divaricatori autostatici



ADSON
26,5 cm, 10½"


3x4
◀ 80 mm ▶

scharf
sharp
agudo
acuto



19682-26


stumpf
blunt
romo
smusso



19683-26

19684-14 14 cm, 5½"
19684-16 16 cm, 6¼"
19684-20 20 cm, 8"
19684-26 26 cm, 10¼"

scharf
sharp
agudo
acuto



BECKMANN-ADSON (CONE)


3x4
◀ 150 mm ▶

19685-14 14 cm, 5½"
19685-16 16 cm, 6¼"
19685-20 20 cm, 8"
19685-26 26 cm, 10¼"


stumpf
blunt
romo
smusso



Zerebellum-Spreizer
Cerebellar Retractor
Separador para cerebello
Divaricatore per cervelletto



ANDERSON ADSON
19679-20 19,5 cm, 7³/₄"



MISKIMON
22 cm, 8³/₄"

19693-01

scharf
sharp
agudo
acuto

19693-02

stumpf
blunt
romo
smusso

Laminektomie-Wundspreizer
Laminectomy Retractors
Separadores para laminectomía
Divaricatori per laminectomia




ADSON
19686-32
32 cm, 12³/₄"

Laminektomie-Wundspreizer
Laminectomy Retractors
Separadores para laminectomía
Divaricatori per laminectomia

4x4




BECKMANN-ADSON
31 cm, 12 $\frac{3}{4}$ "




19687-01
25 x 27 mm

stumpf
blunt
romo
smusso




19688-01
45 x 27 mm

stumpf
blunt
romo
smusso



19687-02
25 x 27 mm

scharf
sharp
agudo
acuto




19688-02
45 x 27 mm

scharf
sharp
agudo
acuto

Laminektomie-Wundspreizer
Laminectomy Retractors
Separadores para laminectomía
Divaricatori per laminectomia




28,5 cm, 11³/₄"



19689-01


scharf, lange Zähne links
sharp, long teeth on left side
agudo, dientes largos a la izquierda
acuto, denti lunghi a sinistra




19689-02

scharf, lange Zähne rechts
sharp, long teeth on right side
agudo, dientes largos a la derecha
acuto, denti lunghi a destra

Laminektomie-Wundspreizer
Laminectomy Retractors
Separadores para laminectomía
Divaricatori per laminectomia




BECKMANN
19690-31
31 cm, 12¼"



BECKMANN-EATON
19692-32
32 cm, 12¾"

Laminektomie-Wundspreizer
Laminectomy Retractors
Separadores para laminectomía
Divaricatori per laminectomia



Laminektomie-Wundspreizer
Laminectomy Retractors
Separadores para laminectomía
Divaricatori per laminectomia

Blätter rechts
blades right hand side
valvas a la derecha
Lame destra



KNIGHTON
19694-18
18 cm, 7"

Blätter links
blades left hand side
valvas a la izquierda
Lame sinistra



KNIGHTON
19695-18
18 cm, 7"

Laminektomie-Wundspreizer
Laminectomy Retractors
Separadores para laminectomía
Divaricatori per laminectomia

Blätter rechts
blades right hand side
valvas a la derecha
Lame destra



WALTON
19695-01
18 cm, 7"

Blätter links
blades left hand side
valvas a la izquierda
Lame sinistra



WALTON
19695-02
18 cm, 7"

Laminektomie-Wundspreizer
Laminectomy Retractors
Separadores para laminectomía
Divaricatori per laminectomia



19770-00 CASPAR

Sperrer mit Haken 19772-38 und
5 Blättern 19774-37 - 19774-57
Retractor with hook 19772-38 and
5 blades 19774-37 - 19774-57
Retractor con gancho 19772-38 y
5 hojas 19774-37 - 19774-57
Divaricatore con gancio 19772-38 e
5 valve 19774-37 - 19774-57

19770-11
Sperrer, alleine
Retractor, only
Retractor, suelto
Divaricatore solo



19779-00
Drehschlüssel alleine
Key only
Llave sola
Chiave sola



19772-38 Haken 38 mm
Hook 38 mm
gancho de 38 mm
gancio 38 mm

19772-58 Haken 58 mm
Hook 58 mm
gancho de 58 mm
gancio 58 mm



19774-32 32 x 22 mm
19774-37 37 x 22 mm
19774-43 43 x 22 mm
19774-47 47 x 22 mm
19774-52 52 x 22 mm
19774-57 57 x 22 mm
19774-62 62 x 22 mm
19774-67 67 x 22 mm

Blätter / blades
hojas / valve



19776-32 32 x 37 mm
19776-37 37 x 37 mm
19776-43 43 x 37 mm
19776-47 47 x 37 mm
19776-52 52 x 37 mm
19776-57 57 x 37 mm
19776-62 62 x 37 mm
19776-67 67 x 37 mm

Blätter / blades
hojas / valve



19778-32 32 x 52 mm
19778-37 37 x 52 mm
19778-43 43 x 52 mm
19778-47 47 x 52 mm
19778-52 52 x 52 mm
19778-57 57 x 52 mm
19778-62 62 x 52 mm
19778-67 67 x 52 mm

Blätter / blades
hojas / valve

Laminektomiespreizer
Laminectomy Retractors
Separadores para laminectomia
Divaricatori per laminectomia

SCOVILLE-HAVERFIELD
19910-00

Rahmen allein
Frame only
Marco solo
Telaio solo




SCOVILLE-HAVERFIELD
19910-01

komplett bestehend aus:
complete consisting of:
completo con:
completo con:
19910-00 + 19913-50 + 19917-64

SCOVILLE
19911-00

Rahmen allein
Frame only
Marco solo
Telaio solo



SCOVILLE
19911-01

komplett bestehend aus:
complete consisting of:
completo con:
completo con:
19911-00 + 19913-50 + 19917-64



SCOVILLE
19912-50
50 mm



SCOVILLE
19912-70
70 mm



SCOVILLE
19914-41 41 x 38 mm
19914-67 67 x 44 mm



TAYLOR
19915-48 48 x 50 mm
19915-64 64 x 50 mm
19916-64 64 x 64 mm
19916-80 80 x 57 mm



SCOVILLE
19913-50
50 mm



SCOVILLE
19913-70
70 mm



SCOVILLE
19917-64 64 x 25 mm
19918-64 64 x 50 mm
19918-88 88 x 25 mm

Laminektomiespreizer
Laminectomy Retractors
Separadores para laminectomia
Divaricatori per laminectomia

62 x 52 mm

62 x 37 mm




19919-02

1 Paar / 1 pair / 1 par / 1 paio



19919-03

47 x 51 mm



19919-00
Rahmen allein
Frame only
Marco solo
Telaio solo

SCOVILLE-RICHTER
19919-01

komplett / complete / completo / completo

Rahmen mit 1 Paar Valven 19919-02
frame with one pair of blades 19919-02
marco con 1 par de valvas 19919-02
divaricatore con valve 19919-02



19919-04

30 x 40 mm



19919-05

37 x 62 mm

Cervicalspreizer
Cervical Retractor
Separador cervical
Divaricatore cervicale



CLOWARD
25 cm, 10"

spitz
sharp
agudo
acuto



19710-40	40 x 15 / 23 mm
19710-45	45 x 15 / 23 mm
19710-50	50 x 15 / 23 mm
19710-55	55 x 15 / 23 mm
19710-60	60 x 15 / 23 mm

19710-01
Sperrer, alleine
Retractor, only
Retractor, suelto
Divaricatore solo

19710-00
Sperrer komplett mit 5 Valven spitz
Retractor complete with 5 blades sharp
Separador completo con 5 valvas agudas
Divaricatore completo con 5 valve acute

Cervicalspreizer
Cervical Retractor
Separador cervical
Divaricatore cervicale



CLOWARD
25 cm, 10"

stumpf
blunt
romo
smusso

23 mm



15 mm

19711-40	40 x 15 / 23 mm
19711-45	45 x 15 / 23 mm
19711-50	50 x 15 / 23 mm
19711-55	55 x 15 / 23 mm
19711-60	60 x 15 / 23 mm

19710-01
Sperrer, alleine
Retractor, only
Retractor, suelto
Divaricatore solo

19712-00
Sperrer komplett mit 5 Valven stumpf
Retractor complete with 5 blades blunt
Separador completo con 5 valvas romas
Divaricatore completo con 5 valve smusse

Cervicalspreizer
Cervical Retractor
Separador cervical
Divaricatore cervicale

spitz
sharp
agudo
acuto



CLOWARD
16 cm, 6¼"

19710-40	40 x 15 / 23 mm
19710-45	45 x 15 / 23 mm
19710-50	50 x 15 / 23 mm
19710-55	55 x 15 / 23 mm
19710-60	60 x 15 / 23 mm

19711-01
Sperrer, alleine
Retractor, only
Retractor, suelto
Divaricatore solo

19711-00
Sperrer komplett mit 5 Valven spitz
Retractor complete with 5 blades sharp
Separador completo con 5 valvas agudas
Divaricatore completo con 5 valve acute

Cervicalspreizer
Cervical Retractor
Separador cervical
Divaricatore cervicale



CLOWARD
16 cm, 6¼"

stumpf
blunt
romo
smusso



19711-40	40 x 15 / 23 mm
19711-45	45 x 15 / 23 mm
19711-50	50 x 15 / 23 mm
19711-55	55 x 15 / 23 mm
19711-60	60 x 15 / 23 mm

19711-01
Sperrer, alleine
Retractor, only
Retractor, suelto
Divaricatore solo

19713-00
Sperrer komplett mit 5 Valven stumpf
Retractor complete with 5 blades blunt
Separador completo con 5 valvas romas
Divaricatore completo con 5 valve smusse

Cervicalspreizer
Cervical Retractor
Separador cervical
Divaricatore cervicale




CASPAR
19721-15
165 mm, 5 1/2"
Sperrer, alleine
Retractor, only
Retractor, suelto
Divaricatore solo



19726-01
Blätter-Wechselpinzette
Blade ejector
Pinza para cambiar hojas
Pinze per cambiare valve


19721-00 compl.
5 Valven / 5 blades / 5 valvas / 5 valve
Blätter, stumpf / blunt blades, only stainless steel /
hojas romas de acero inox. / valve smusse di acciaio inox

19738-45 45 x 23 mm
19738-50 50 x 23 mm
19738-55 55 x 23 mm
19738-60 60 x 23 mm
19738-65 65 x 23 mm




Titan Blätter, gefenstert
Titanium blades, fenestrated
Valvas de titanio, fenestradas
Valve de titanio, fenestrated


19 mm x 25 mm	19727-25T
19 mm x 30 mm	19727-30T
19 mm x 35 mm	19727-35T
19 mm x 40 mm	19727-40T
19 mm x 45 mm	19727-45T
19 mm x 50 mm	19727-50T
19 mm x 55 mm	19727-55T
19 mm x 60 mm	19727-60T




19 mm x 25 mm	19728-25T
19 mm x 30 mm	19728-30T
19 mm x 35 mm	19728-35T
19 mm x 40 mm	19728-40T
19 mm x 45 mm	19728-45T
19 mm x 50 mm	19728-50T
19 mm x 55 mm	19728-55T
19 mm x 60 mm	19728-60T




24 mm x 30 mm	19729-30T
24 mm x 35 mm	19729-35T
24 mm x 40 mm	19729-40T
24 mm x 45 mm	19729-45T
24 mm x 50 mm	19729-50T
24 mm x 55 mm	19729-55T
24 mm x 60 mm	19729-60T
24 mm x 65 mm	19729-65T
24 mm x 70 mm	19729-70T



24 mm x 30 mm	19730-30T
24 mm x 35 mm	19730-35T
24 mm x 40 mm	19730-40T
24 mm x 45 mm	19730-45T
24 mm x 50 mm	19730-50T
24 mm x 55 mm	19730-55T
24 mm x 60 mm	19730-60T
24 mm x 65 mm	19730-65T
24 mm x 70 mm	19730-70T



24 mm x 35 mm	19731-35T
24 mm x 40 mm	19731-40T
24 mm x 45 mm	19731-45T
24 mm x 50 mm	19731-50T
24 mm x 55 mm	19731-55T
24 mm x 60 mm	19731-60T
24 mm x 65 mm	19731-65T
24 mm x 70 mm	19731-70T
24 mm x 75 mm	19731-75T



Blätter für Cervicalspreizer
Blades for cervical Retractors
Hojas sueltas para separador cervical
Valve per divaricatori cervicale



19724-55
55 x 20 mm

Blätter, medial / medial blades, only stainless steel /
hojas mediales de acero inox. / valve mediali di acciaio inox

19724-40	40 x 23 mm	19724-55	55 x 23 mm
19724-45	45 x 23 mm	19724-60	60 x 23 mm
19724-50	50 x 23 mm		

Blätter, medial, TITAN / medial blades, only, TITANIUM /
hojas mediales de TITANIO / valve mediali di TITANIO

19732-25 T	25 x 24 mm	19732-50 T	50 x 24 mm
19732-30 T	30 x 24 mm	19732-55 T	55 x 24 mm
19732-35 T	35 x 24 mm	19732-60 T	60 x 24 mm
19732-40 T	40 x 24 mm	19732-65 T	65 x 24 mm
19732-45 T	45 x 24 mm	19732-70 T	70 x 24 mm




19734-50
50 x 23 mm

Blätter, lateral / lateral blades, only stainless steel /
hojas laterales de acero inox. / valve laterali di acciaio inox

19725-40	40 x 23 mm	19725-55	55 x 23 mm
19725-45	45 x 23 mm	19725-60	60 x 23 mm
19725-50	50 x 23 mm		

Blätter, lateral, TITAN / lateral blades, only, TITANIUM /
hojas laterales de TITANIO / valve laterali di TITANIO

19736-25 T	25 x 24 mm	19736-50 T	50 x 24 mm
19736-30 T	30 x 24 mm	19736-55 T	55 x 24 mm
19736-35 T	35 x 24 mm	19736-60 T	60 x 24 mm
19736-40 T	40 x 24 mm	19736-65 T	65 x 24 mm
19736-45 T	45 x 24 mm	19736-70 T	70 x 24 mm



19738-55
55 x 23 mm

Blätter, stumpf / blunt blades, only stainless steel /
hojas romas de acero inox. / valve smusse di acciaio inox

19738-45	45 x 23 mm	19738-60	60 x 23 mm
19738-50	50 x 23 mm	19738-65	65 x 23 mm
19738-55	55 x 23 mm		

Blätter, stumpf, TITAN / blunt blades, only, TITANIUM /
hojas romas de TITANIO / valve smusse di TITANIO


19739-30 T	30 x 24 mm	19739-55 T	55 x 24 mm
19739-35 T	35 x 24 mm	19739-60 T	60 x 24 mm
19739-40 T	40 x 24 mm	19739-65 T	65 x 24 mm
19739-45 T	45 x 24 mm	19739-70 T	70 x 24 mm
19739-50 T	50 x 24 mm	19739-75 T	75 x 24 mm



Blätter, stumpf / blunt blades, only stainless steel /
hojas romas de acero inox. / valve smusse di acciaio inox

19740-50	50 x 25 mm
19740-60	60 x 25 mm

Hemilaminectomie Spreizer
Hemilaminectomy Retractor
Separadores para hemilaminectomía
Divaricatori per emilaminectomia



MEYERDING
17 cm, 6¾"

19748-01 2,5 x 3,2 cm
19748-02 2,5 x 5,4 cm
19748-03 1,9 x 6,0 cm
19748-04 2,5 x 6,0 cm

25 x 50 mm



MARKHAM-MEYERDING
19749-01
18 cm, 7"

25 x 50 mm




MARKHAM-MEYERDING
19749-02
18 cm, 7"

Hemilaminektomie Spreizer
Hemilaminectomy Retractor
Separadores para hemilaminectomía
Divaricatori per emilaminectomia



WILLIAMS
20 cm, 8"

50 x 10 mm	19750-01
60 x 10 mm	19750-02
70 x 10 mm	19750-03
50 x 20 mm	19750-04
60 x 20 mm	19750-05
70 x 20 mm	19750-06
links	
left	
a la izquierda	
a sinistra	



WILLIAMS
20 cm, 8"

50 x 10 mm	19751-01
60 x 10 mm	19751-02
70 x 10 mm	19751-03
50 x 20 mm	19751-04
60 x 20 mm	19751-05
70 x 20 mm	19751-06
rechts	
right	
a la derecha	
a destra	

Wundspreizer
Retractors
Separadores
Divaricatori



GELPI


19802-09	9 cm, 3½"
19802-11	11 cm, 4¾"
19802-14	14 cm, 5½"
19802-16	16 cm, 6¼"
19802-18	18 cm, 7"

Lamina Spreizer
Lamina Retractor
Separadores para vertebrales
Separatori per vertebre




CLOWARD
41401-16
16 cm, 6 1/4"

Lamina Spreizer
Lamina Retractor
Separadores para vertebrales
Separatori per vertebre



Lamina Spreizer
Lamina Retractor
Separadores para vertebrales
Separatori per vertebre



Lumbal-Wundspreizer
Lumbal Retractors
Separadores lumbales autoestáticos
Divaricatori autostatici lombari



19745-40
40 mm, 1½"



19745-45
45 mm, 1¾"



19745-60
60 mm, 2¼"



19745-50
50 mm, 2"



19745-65
65 mm, 2½"



19745-55
55 mm, 2⅝"



19745-70
70 mm, 2¾"

CASPAR
19744-00
compl. incl. 7 Blätter
compl. incl. 7 blades
completo con 7 valvas
complete di 7 valve

19744-17
ohne Blätter
without blades
sin valvas
senza valve

Spekula für lumbale Bandscheibenoperationen
Specula for lumbar operations
Especulas para operaciones lumbales
Specolo per ernia discale lombare



CASPAR

19748-40	40 mm / 1½"
19748-45	45 mm / 1¾"
19748-50	50 mm / 2"
19748-55	55 mm / 2⅛"
19748-60	60 mm / 2¼"
19748-65	65 mm / 2½"
19748-70	70 mm / 2¾"
19748-75	75 mm / 3"
19748-85	85 mm / 3¼"



Lumbal-Wundspreizer
Lumbal Retractors
Separadores lumbales autoestáticos
Divaricatori autostatici lombari

19726-01 Blätter-Wechselpinzette
Blade ejector
Pinza para cambiar hojas
Pinze per cambiare valve



19742-35 35 mm
19742-40 40 mm
19742-45 45 mm
19742-50 50 mm
19742-55 55 mm
19742-60 60 mm



Valven, lateral / blades, lateral
valvas, laterales / valve, laterali

19930-00 Gegensperrer, komplett mit 6 Blättern
Counter Retractor, complete with 6 blades
Contra-retractor, completo, con 6 hojas
Divaricatore completo di 6 valve

19930-01 Gegensperrer, alleine
Counter Retractor, only
Contra-retractor, suelto
Divaricatore solo

Lumbal-Wundspreizer
Lumbal Retractors
Separadores lumbal
Divaricatore lombare



19742-35	35 mm / 1 1/4"
19742-40	40 mm / 1 1/2"
19742-45	45 mm / 1 3/4"
19742-50	50 mm / 2"
19742-55	55 mm / 2 1/8"
19742-60	60 mm / 2 1/4"
19742-65	65 mm / 2 1/2"
19742-75	75 mm / 3"
19742-85	85 mm / 3 1/4"

Blätter alleine, lateral
blades only, lateral
hojas sueltas, lateral
valve sole, laterale



19743-35	35 mm / 1 1/4"
19743-40	40 mm / 1 1/2"
19743-45	45 mm / 1 3/4"
19743-50	50 mm / 2"
19743-55	55 mm / 2 1/8"
19743-60	60 mm / 2 1/4"
19743-65	65 mm / 2 1/2"

Blätter alleine, medial
blades only, medial
hojas sueltas, medial
valve sole, mediali

Cervicales Wirbelkörper Distraktions System
Cervical Vertebral Body Distraction System
Cervical Sistema de distracción vertebral
Sistema di distrazione vertebrale cervicale



CASPAR
19920-01

- 19920-01 Distraktor alleine, rechts
Distractor only, right
Distractor suelto, lado derecho
Distrattore solo, a destra
- 19920-02 Distraktor alleine, links
Distractor only, left
Distractor suelto, lado izquierdo
Distrattore solo, a sinistra
- 19930-03 Distraktor alleine, rechts mit verlängerter Führungsstange für mehrere Distraktionen
Distractor only, right with elongated toothed bar for multilevel distraction
Distractor suelto, lado derecho, con guía alargada para distracciones multiples
Distrattore solo, a destra, allungato, per multi-distrazioni
- 19930-02 Distraktor alleine, links
Distractor only, left
Distractor suelto, lado izquierdo
Distrattore solo, a sinistra

Cervicales Wirbelkörper Distraktions System
Cervical Vertebral Body Distraction System
Cervical Sistema de distracción vertebral
Sistema di distrazione vertebrale cervicale



19940-01

19940-01

Bohrlehre, rechts, für Distraktor 19920-01 + 19930-01

Drill guide, right, for distractor 19920-01 + 19930-01

Guía, lado derecho, para distractor 19920-01 + 19930-01

Guida a destra per distrattore 19920-01 + 19930-01

19940-02

Bohrlehre, links, für Distraktor 19920-02 + 19930-02

Drill guide, left, for distractor 19920-02 + 19930-02

Guía, lado izquierdo, para distractor 19920-02 + 19930-02

Guida a sinistra per distrattore 19920-02 + 19930-02

Wirbelkörper Distraktions System
 Vertebral Body Distraction System
 Sistema de distracción vertebral
 Sistema di distrazione vertebrale



Bohrer Ø 1,7 mm
 für Distraktionsschrauben
 Bohrtiefe 8 mm
 Twist drill Ø 1,7 mm
 for distraction screws
 drilling depth: 8 mm
 perforador Ø 1,7 mm
 para tornillos de distracción
 profundidad de 8 mm
 perforatore Ø 1,7 mm
 per viti di distrazione
 profondità 8 mm

19950-14
 145 mm
 5¾"




Schraubendreher
 für Distraktionsschrauben
 Screw driver
 for distraction screws
 Atornillador
 para tornillos de distracción
 Cacciavite
 per viti di distrazione

19960-20
 200 mm
 8"



19970-12 12 mm
 19970-14 14 mm
 19970-16 16 mm
 19970-18 18 mm

Distraktionsschrauben
 Distraction screws
 Tornillos de distracción
 Vite distrattore



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

ZANGEN

FORCEPS


PINZAS

PINZE



www.Reda-Instrumente.de

Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs
Pinzas-gubias
Pinze sgorbie




MICRO FRIEDMAN
14 cm, 5½"



FRIEDMAN Mini
33101-12 12 cm, 4¾"



FRIEDMAN
33101-14 14 cm, 5½"




STELLBRINK
17 cm, 6¾"


Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs
Pinzas-gubias
Pinze sgorbie



LUER
33131-15 15 cm, 5.9"



LUER
33133-15 15 cm, 5.9"




— LUER —
33136-17 33137-17
17 cm, 6 3/4"




— ADSON —
33142-20 33143-20
20 cm, 7.9"

Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs
Pinzas-gubias
Pinze sgorbie



OLIVECRONA
33147-20 20 cm, 7.9"



BANE-HARTMANN
33148-18 17,5 cm, 7"



— LEMPERT —
33150-16 33151-16
16 cm, 6 1/4"



— JANSEN —
33152-17 33153-17
17 cm, 6 3/4"


Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs
Pinzas-gubias
Pinze sgorbie



— LEMPERT —
33154-18 33155-18
18,5 cm, 7¼"



BEYER
33156-18
18 cm, 7"




KLEINERT-KUTZ
33157-02 33157-03
15 cm, 6"

Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs
Pinzas-gubias
Pinze sgorbie



SMITH-PETERSEN
24 cm, 9½"



BACON
33159-20
20 cm, 8"

Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs
Pinzas-gubias
Pinze sgorbie



BEYER
33201-18
18 cm, 7"



MAYFIELD
33202-18
18 cm, 7"




ZAUFAL-JANSEN
33205-18
18 cm, 7"




— BÖHLER —
33211-15 33213-15
15 cm, 6"

Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs
Pinzas-gubias
Pinze sgorbie



— RUSKIN —
33216-18 33217-18
18 cm, 7"




RUSKIN
33219-23 23 cm, 9"




MARQUARDT
33220-20 20 cm, 8"


Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs
Pinzas-gubias
Pinze sgorbie



— STILLE-LUER —
33230-22 22 cm, 8³/₄" 33231-22
33230-26 26 cm, 10¹/₄" 33231-26




STILLE-LUER
33235-23
23 cm, 9"




STILLE-RUSKIN
33237-23
23 cm, 9"

Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs
Pinzas-gubias
Pinze sgorbie



SAUERBRUCH
30 cm, 11 $\frac{3}{4}$ "



LEKSELL (STILLE)
23 cm, 9"

Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs
Pinzas-gubias
Pinze sgorbie



ECHLIN
23 cm, 9"



33257-23 2 mm



33258-23 3 mm



33259-23 4 mm



FRYKHOLM
33260-24
24 cm, 9½"



4,5 mm




SEMB
33261-22
22,5 cm, 8.9"



17 mm

Knochensplitterzangen
Bone Cutting Forceps
Pinzas cortantes para huesos
Cesoie per ossa



— LISTON —

33274-14	14 cm, 5½"	33275-14
33274-17	17 cm, 6¾"	33275-17
33274-19	19 cm, 7½"	33275-19



— BÖHLER —

33280-15	33281-15
15 cm, 6"	



COTTLE-KAZANJIAN

33282-19
19 cm, 7½"



MC INDOE
33283-17
17 cm, 6¾"




STAMM
33284-15
15 cm, 6"



— RUSKIN-LISTON —
33286-18 33289-18
18 cm, 7"

Knochensplitterzangen
Bone Cutting Forceps
Pinzas cortantes para huesos
Cesoie per ossa



— STILLE-LISTON —
33290-23 23 cm, 9" 33291-23
33290-27 27 cm, 10½" 33291-27



STILLE-LISTON
33292-26
26 cm, 10¼"




STILLE-HORSLEY
33293-27
27 cm, 10½"




SEMB
33295-24
24 cm, 9½"

Anlegezangen, Klammerblock
 Applying Forceps, Clip Rack
 Pinzas aplicadoras, riel para grapas
 Pinza per applicare, porta-fermagli




McKENZIE

41011-15 15 cm, 6"
 41011-19 19 cm, 7½"



SMITHWICK

41015-23 23 cm, 9"
 41015-26 26 cm, 10¼"




SWEET


41017-23 23 cm, 9"
 41017-26 26 cm, 10¼"



OLIVECRONA-TOENNIS
 41019-14



41020-00
 148 x 40 x 6 mm



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

**SCHÄDELHALTER
DRAHTSÄGEN
TREPHINEN**

**SKULL HOLDER
WIRE SAWS
TREPHINE**


**CRÁNEO TITULAR
ALAMBRE DE SIERRAS
TREPANO**

**SKULL TITOLARE
SEGHE A FILO
TRAPANO**



www.Reda-Instrumente.de

Schädelhalter, Kopfhautklammer, Anlegezange
 Cervical Traction Tongs, Clips, Applying Forceps
 Pinzas de tracción craneal, Clips, pinza aplicadora para clips
 Arco per trazione craniale, Pinza applicatrice



CRUTCHFIELD
41025-01



CRUTCHFIELD
41025-02



41026-35
3,5 mm Ø




41026-50
5 mm Ø

Stainless steel
 Acciaio inox
 acero inoxidable



RANEY
41027-00




RANEY
41028-00 16 cm, 6 1/4"

Drahtsägen, Einführungsinstrument
Wire Saws, Guiding Instruments
Sierras de hilo de metal, Instrumentos para su introducción
Seghe di filo d'acciaio, Strumenti introduttori



DeMARTEL
41090-33
33 cm, 13"



OLIVECRONA	cm
41092-30	30, 11 ³ / ₄ "
41092-40	40, 15 ³ / ₄ "
41092-50	50, 19 ³ / ₄ "
41092-60	60, 23 ³ / ₄ "
41092-70	70, 27 ¹ / ₂ "



GIGLI STRULLY
41093-00




GIGLI
41094-00



REDA
41095-00

Schädelzange
Skull Punches
Pinzas sacabocado craneal
Pinza per craniotomia




DeVILBISS
41096-21
21 cm, 8¼"

Schädelstanze
Cranial Punch
Pinzas sacabocado craneal
Pinza per craniotomia



CONE
41097-22
22,5 cm, 9"

Bohrloch-Schutzzange
Bore hole protection Forceps
Pinzas para la protección de orificio
Pinze per la protezione del foro



41098-20
20,5 cm, 8"

Schädeltrephine
Skull Trephine
Trépanos craneales
Trapano cranico



Schädeltrephine mit verstellbarem Dorn
und abnehmbarem Quergriff

Skull trephines with adjustable centering point
and detachable cross-bar handle

Trépano craneal con guía-central ajustable
y mango transversal desmontable

Trapano cranico con punta regolabile
e manico trasversale smontabile


GALT

34816-13 Ø 13 mm

34816-16 Ø 16 mm


34816-19 Ø 19 mm

Bohrlochzange
Drill Guide and Dura Protecting Forceps
Pinza guía taladros y protectora de duramadre
Pinze guida-perforatore e proteggi dura-madre




ADSON
34231-15
15 cm, 6"

Trephine
Trephine
Trepano
Punta trapano



MICHELE



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

LÖFFEL, MEISSEL

CURETTES, CHISELS

CUCHARILLAS, CINCELES

CUCCHIAI, SCALPELLI




www.Reda-Instrumente.de

Scharfe Löffel
Bone Curettes
Cucharillas cortantes
Curette taglienti



VOLKMANN
17 cm, 6¾"



SPRATT
17 cm, 6¾"

Scharfe Löffel
Bone Currettes
Cucharillas cortantes
Curette taglienti







Fig.		
1	33473-01	3,5 mm
2	33473-02	4,5 mm
3	33473-03	5,5 mm
4	33473-04	7,5 mm
5	33473-05	8,5 mm
6	33473-06	10,0 mm

COBB
27,9 cm, 11"

Scharfe Löffel
Bone Curettes
Cucharillas cortantes
Curette taglienti



Scharfe Löffel
Bone Currettes
Cucharillas cortantes
Curette taglianti

gezahnt
toothed
dentada
dentate



4 mm



33474-04

5 mm



33474-05

CASPAR
25 cm, 9³/₄"

gezahnt
toothed
dentada
dentate



3 mm



33474-13

4 mm



33474-14

CASPAR
27 cm, 10³/₄"

4,7 mm



33482-01

4,7 mm



33482-02

4,7 mm



33482-03

SCOVILLE
25 cm, 9³/₄"

Scharfe Löffel
Bone Curettes
Cucharillas cortantes
Curette taglianti



BRUNS
23 cm, 9"



BRUNS
23 cm, 9"




BRUNS
23 cm, 9"

Fig.


000	33480-97	2,0 mm	33482-97	2,8 mm	33484-97	2,8 mm
00	33480-98	2,5 mm	33482-98	3,3 mm	33484-98	3,3 mm
0	33481-00	3,3 mm	33483-00	3,7 mm	33485-00	3,7 mm
1	33481-01	3,8 mm	33483-01	4,3 mm	33485-01	4,3 mm
2	33481-02	4,8 mm	33483-02	4,8 mm	33485-02	4,8 mm
3	33481-03	5,3 mm	33483-03	5,6 mm	33485-03	5,6 mm
4	33481-04	6,0 mm	33483-04	6,1 mm	33485-04	6,1 mm
5	33481-05	6,7 mm	33483-05	6,7 mm	33485-05	6,7 mm
6	33481-06	7,3 mm	33483-06	8,8 mm	33485-06	8,8 mm

Scharfe Löffel
Bone Curettes
Cucharillas cortantes
Curette taglienti



DAUBENSPECK
20 cm, 8"


Fig.	00	33487-99
	0	33488-00
	1	33488-01
	2	33488-02



27 cm, 10½"


Fig.	0	33489-00
	1	33489-01
	2	33489-02
	3	33489-03

Scharfe Löffel
Bone Curettes
Cucharillas cortantes
Curette taglienti



LEMPERT
17,5 cm, 7"


Fig. 0	33490-10	3,3 mm
00	33490-20	3,0 mm
000	33490-30	2,7 mm
0000	33490-40	2,4 mm
00000	33490-50	2,0 mm



REDA
25 cm, 10"


Fig. 000	33491-01
00	33491-02
0	33491-03
1	33491-04

Scharfe Löffel
Bone Curettes
Cucharillas cortantes
Curette taglienti



REDA
25 cm, 10"

Fig. 000	33491-05
00	33491-06
0	33491-07
1	33491-08



BUSHE
25 cm, 10"

Fig. 000	33500-01
00	33500-02
0	33500-03

Scharfe Löffel
Bone Curettes
Cucharillas cortantes
Curette taglienti



33492-13	6.8 mm
33492-16	9.0 mm
33492-20	11.1 mm

33492-13	6.3 mm
33492-16	7.0 mm
33492-20	9.1 mm



VOLKMANN

33492-13	13 cm, 5 $\frac{1}{8}$ "
33492-16	16 cm, 6 $\frac{1}{4}$ "
33492-20	20 cm, 8"



33494-13	6.4 mm
33494-14	6.6 mm
33494-17	6.8 mm

33494-13	6.3 mm
33494-14	6.9 mm
33494-17	7.3 mm



VOLKMANN

33494-13	13 cm, 5 $\frac{1}{8}$ "
33494-14	14 cm, 5 $\frac{1}{2}$ "
33494-17	17 cm, 6 $\frac{3}{4}$ "



5.2 mm



3.5 mm


JANSEN

33495-16	16 cm, 6 $\frac{1}{4}$ "
----------	--------------------------


Mikro-Löffel
Micro Scoops
Micro-cucharillas
Micro curette



93430-01 230 mm / 9"
scharf
sharp
cortante
tagliente



93430-02 230 mm / 9"
scharf
sharp
cortante
tagliente



93430-03 185 mm / 7¼" YASARGIL
scharf
sharp
cortante
tagliente

Knochenspanhalter und Einsetzinstrument
Bone graft holder and impactor
Injerto óseo titular y impactador
Sostegno osseo e impattatore




CASPAR
33508-22
220 mm, 8 3/4"


Stößel
Hemostats
Hemostáticos
Pistoni



CASPAR
200 mm, 8"



200 mm, 8"



Flachmeißel, Osteotome, Hohlmeißel
Chisels, Osteotomes, Gouges
Cinceles, Osteotomos, Gubias
Scalpelli, Osteotomi, sgorbie



STILLE
20 cm, 8"



STILLE
20 cm, 8"

6 mm	33630-06	
8 mm	33630-08	
10 mm	33630-10	33631-10
12 mm	33630-12	33631-12
15 mm	33630-15	33631-15
20 mm	33630-20	33631-20
25 mm	33630-25	33631-25
30 mm	33630-30	33631-30



STILLE
20 cm, 8"



STILLE
20 cm, 8"



STILLE
20 cm, 8"

6 mm	33632-06	33633-06	33634-06
8 mm	33632-08	33633-08	33634-08
10 mm	33632-10	33633-10	33634-10
12 mm	33632-12	33633-12	33634-12
15 mm	33632-15	33633-15	33634-15
20 mm	33632-20	33633-20	33634-20
25 mm	33632-25	33633-25	33634-25
30 mm	33632-30	33633-30	33634-30


Osteotome, Hohlmeißel
Osteotomes, Gouges
Osteotomos, Gubias
Osteotomi, sgorbie



SMITH-PETERSEN
20 cm, 8"

6 mm	33644-06	33645-06	33647-06	
9 mm	33644-09	33645-09	33647-09	33649-09
13 mm	33644-13	33645-13		
14 mm			33647-14	33649-14
16 mm	33644-16	33645-16	33647-16	33649-16
19 mm	33644-19	33645-19	33647-19	33649-19
25 mm	33644-25	33645-25	33647-25	33649-25
32 mm	33644-32	33645-32	33647-32	33649-32


Osteotome
Osteotomes
Osteotomos
Osteotomi



LAMBOTTE

24 cm, 9½"		24 cm, 9½"
33650-04	4 mm	33651-04
33650-06	6 mm	33651-06
33650-08	8 mm	33651-08
33650-10	10 mm	33651-10
33650-13	13 mm	33651-13
33650-16	16 mm	33651-16
33650-18	18 mm	33651-18
33650-20	20 mm	33651-20
33650-25	25 mm	33651-25
33650-30	30 mm	33651-30
33650-38	38 mm	33651-38
33650-44	44 mm	33651-44
33650-50	50 mm	33651-50

Osteotome
Osteotomes
Osteotomos
Mini Osteotomi



MINI-LAMBOTTE

12,5 cm, 5" 17 cm, 6¾"

33654-02	2 mm	33652-02
33654-03	3 mm	33652-03
33654-04	4 mm	33652-04
33654-06	6 mm	33652-06
33654-08	8 mm	33652-08
33654-10	10 mm	33652-10
33654-12	12 mm	33652-12
33654-15	15 mm	33652-15

Hohlmeißel mit Ferrozellgriff
Gouges with Ferrozell-Handle
Gubias con mango de Ferrozell
Sgorbie con manico di Ferrozell

8 mm



COBB
28 cm, 11"
33656-28

8 mm



COBB
28 cm, 11"
33657-28

8 mm



COBB
28 cm, 11"
33658-28

8 mm




COBB
28 cm, 11"
33659-28

Osteotome, Hohlmeißel mit Ferrozell-Griff
 Osteotomes, Gouges with Ferrozell-Handle
 Osteotomos, Gubias con mango de Ferrozell
 Sgorbie, Osteotomo, con manico di Ferrozell




LEXER
 22 cm, 8³/₄"



33660-07	7 mm	33661-07
33660-10	10 mm	33661-10
33660-15	15 mm	33661-15
33660-20	20 mm	33661-20
33660-25	25 mm	33661-25
33660-30	30 mm	33661-30


Auch mit Peek Griff verfügbar!
 Also available with Peek handle!
 Tambien disponible con mango Peek!
 Anche disponibile con impugnatura Peek!




LEXER
 22 cm, 8³/₄"



LEXER MINI
 18 cm, 7"



33664-04	4 mm	33665-04
33664-06	6 mm	33665-06
33664-08	8 mm	33665-08
33664-10	10 mm	33665-10
33664-12	12 mm	33665-12



LEXER MINI
 18 cm, 7"

Flachmeißel, Hohlmeißel
Chisels, Gouges
Cinceles, Gubias
Scalpelli, sgorbie



20 mm

33665-24
24,5 cm, 9¾"



16 mm

33665-26
26,5 cm, 10½"



ZIELKE
23 cm, 9"
33665-55 5,5 mm
33665-90 9,0 mm



9 mm

33666-22
22 cm, 8¾"

Meißel
Gouges
Gubias
Sgorbie


Wirbelsäulenmeißel
Lamina gouge
Gubias para la columna vertebral
Sgorbie per la colonna vertebrale



CAPENER
23,5 cm, 9 1/4"

33667-06	6 mm
33667-08	8 mm
33667-11	11 mm
33667-16	16 mm




Hohlmeißel mit NOVOTEX-Griff
Gouges with NOVOTEX-Handle
Gubias con mango de NOVOTEX
Sgorbie con manico di NOVOTEX




— 25 cm, 10" —

33669-05	5 mm	33670-05
33669-10	10 mm	33670-10
33669-15	15 mm	33670-15

Septum Osteotom
Rhinoplastic Osteotome
Osteotomos para la plástica nasal
Osteotomo per plastica nasale



COTTLE
18 cm, 7"



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

**ELEVATORIEN
RASPATORIEN
DISSEKTOREN**

**ELEVATORS
RASPATORIES
DISSECTORS**

**ELEVADORES
PERIOSTÓTOMOS
DISECTORES**


**ELEVATORI
PERIOSTOTOMI
DISSETTORI**



www.Reda-Instrumente.de

Elevatoren, Raspatorien, Dissektoren
Elevators, Raspatories, Dissectors
Elevadores, Periostótomos, Disectores
Elevatori, Periostotomi, Dissettori

15 mm



JANSEN
33701-16
16,5 cm, 6½"

12,5 mm



FARABEUF
33702-15
15 cm, 5.9"

12,5 mm



FARABEUF
33703-15
15 cm, 5.9"


11 mm



FARABEUF-COLLIN
33704-01
15,5 cm, 6"

Elevatorien, Raspatorien, Dissektoren
Elevators, Raspatories, Dissectors
Elevadores, Periostótomos, Disectores
Elevatori, Periostotomi, Dissettori

11 mm



FARABEUF-COLLIN
33704-02
15,5 cm, 6"



LAMBOTTE
21 cm, 8¼"
33705-05 5 mm
33705-10 10 mm
33705-15 15 mm
33705-20 20 mm
33705-25 25 mm

18 mm




SEDILLOT
33706-18
18 cm, 7"

6 mm




**CUSHING
(LITTLE-JOKER)**
33707-15
15 cm, 5.9"


Elevatoren, Raspatorien, Dissektoren
 Elevators, Raspatories, Dissectors
 Elevadores, Periostótomos, Disectores
 Elevatori, Periostotomi, Dissettori




SEBILEAU
 33707-17
 17,5 cm, 7"



QUERVAIN
 33708-19
 19,5 cm, 7¾"



SEDILLOT
 33709-21
 21 cm, 8¼"



CUSHING
 18 cm, 7"

Elevatorien, Raspatorien, Dissektoren
Elevators, Raspatories, Dissectors
Elevadores, Periostótomos, Disectores
Elevatori, Periostotomi, Dissettori

halbscharf
semi-sharp
semi agudo
semiacuto



HOEN
18 cm, 7"



7 mm

33710-07



15 mm

33710-15



20 mm

33710-20

16 mm



LANGENBECK
33710-19
19 cm, 7½"

14 mm



LANGENBECK
33711-18
18 cm, 7"



LANGENBECK
20 cm, 8"
33711-20 8 mm
33711-21 10 mm

Elevatoren, Raspatorien, Dissektoren
Elevators, Raspatories, Dissectors
Elevadores, Periostótomos, Disectores
Elevatori, Periostotomi, Dissettori

4 mm



WILLIGER
33711-16
16 cm, 6 1/4"

6,5 mm



WILLIGER
33712-16
16 cm, 6 1/4"

5 mm




WILLIGER
33713-16
16 cm, 6 1/4"

5,5 mm




WILLIGER
33713-17
17 cm, 6 3/4"

5 mm




KÖNIG
33714-15
15,5 cm, 6"

12 mm




ALEXANDER
33715-20
21 cm, 8 1/4"




MOLT
33716-18
18 cm, 7"

Elevatoren, Raspatorien, Dissektoren
Elevators, Raspatories, Dissectors
Elevadores, Periostótomos, Disectores
Elevatori, Periostotomi, Dissettori



SELDIN
33717-19-01
19,5 cm, 7¾"



SELDIN
33717-19-02
19,5 cm, 7¾"

4 mm




JOSEPH
33718-16
16 cm, 6¼"

4 mm



FOMON
33719-17
17 cm, 6¾"

9 mm




BOIES
33720-19
19 cm, 7½"




GORNEY
33720-21
21 cm, 8¼"

Elevatoren, Raspatorien, Dissektoren
Elevators, Raspatories, Dissectors
Elevadores, Periostótomos, Disectores
Elevatori, Periostotomi, Dissettori



DOYEN
17 cm, 6 $\frac{3}{4}$ "




DOYEN
17 cm, 6 $\frac{3}{4}$ "


Elevatoren, Raspatorien, Dissektoren
Elevators, Raspatories, Dissectors
Elevadores, Periostótomos, Disectores
Elevatori, Periostotomi, Dissettori



17 cm, 6¾"



33722-06
6 mm



33722-08
8 mm

Hohlheft
hollow handle
mango hueco
manico vuoto




33728-24




33729-24

DOYEN
24 cm, 9½"

Elevatoren, Raspatorien, Dissektoren
Elevators, Raspatories, Dissectors
Elevadores, Periostótomos, Disectores
Elevatori, Periostotomi, Dissettori



MATSON-ALEXANDER
33731-22
22 cm, 8¾"



MATSON
33733-22
22 cm, 8¾"

Elevatorien, Raspatorien, Dissektoren
Elevators, Raspatories, Dissectors
Elevadores, Periostótomos, Disectores
Elevatori, Periostotomi, Dissettori



33740-19
19 cm, 7½"



33741-18
18,5 cm, 7¼"



33742-18
18,5 cm, 7¼"



33743-18
18,5 cm, 7¼"

Auch mit Peek Griff verfügbar!
Also available with Peek handle!
Tambien disponible con mango Peek!
Anche disponibile con impugnatura Peek!

Elevatoren, Raspatorien, Dissektoren
Elevators, Raspatories, Dissectors
Elevadores, Periostótomos, Disectores
Elevatori, Periostotomi, Dissettori




33745-19
18,5 cm, 7¼"



33746-19
19,5 cm, 7¾"




33747-18
18,5 cm, 7¼"



33748-20
20 cm, 8"

Auch mit Peek Griff verfügbar!
Also available with Peek handle!
Tambien disponible con mango Peek!
Anche disponibile con impugnatura Peek!

Elevatorien, Raspatorien, Dissektoren
Elevators, Raspatories, Dissectors
Elevadores, Periostótomos, Disectores
Elevatori, Periostotomi, Dissettori




mit NOVOTEX-Kunststoffgriff
with NOVOTEX plastic handle
con mango de materia plástica NOVOTEX
con manico di materia plastica NOVOTEX

Elevatoren, Raspatorien, Dissektoren
 Elevators, Raspatories, Dissectors
 Elevadores, Periostótomos, Disectores
 Elevatori, Periostotomi, Dissettori



ADSON
 17 cm, 6¾"



33754-17



33755-17




33756-17



33757-17




KEY
 33759-06 - 33759-25
 19 cm, 7½"




33759-06	6 mm
33759-12	12 mm
33759-19	19 mm
33759-25	25 mm

Elevatorien, Raspatorien, Dissektoren
Elevators, Raspatories, Dissectors
Elevadores, Periostótomos, Disectores
Elevatori, Periostotomi, Dissettori



WATSON-CHEYNE
33765-17
17,5 cm, 7"



MC DONALD
33767-19
19 cm, 7½"




JOSEPH
47411-16
16 cm, 6¼"



SEWALL
47412-20
20 cm, 8"


Elevatoren, Raspatorien, Dissektoren
 Elevators, Raspatories, Dissectors
 Elevadores, Periostótomos, Disectores
 Elevatori, Periostotomi, Dissettori




ROGER
 47413-19
 19 cm, 7½"



FREER
 47415-18
 18 cm, 7"



FREER
 47417-19
 19 cm, 7½"



FREER
 47419-19
 19 cm, 7½"


Dura Dissektoren
Dura Dissectors
Disectores para duramadre
Dissettori per dura-madre



SACHS
41143-21
21 cm, 8¼"



TOENNIS
41141-25
25 cm, 10"




OLIVECRONA
41146-18 18 cm, 7"
41146-24 24 cm, 9½"




DAVIS
41142-19
19 cm, 7½"


Dura Dissektoren
Dura Dissectors
Disectores para duramadre
Dissettori per dura-madre




MILLIGAN
41147-21
21 cm, 8 $\frac{3}{4}$ "



41149-22
22 cm, 8 $\frac{3}{4}$ "



DAVIS
41151-24
24 cm, 9 $\frac{1}{2}$ "




HORSLEY
41155-20
20 cm, 8"


Dura Dissektoren
Dura Dissectors
Disectores para duramadre
Dissettori per dura-madre




WOODSON
41156-18
18 cm, 7"



FRAZIER
41158-01
15 cm, 6"





HOEN
41158-02
15 cm, 6"




HOEN
41158-03
15 cm, 6"


Dissektoren, doppelendig
Dissectors, double ended
Disectores, de doble extremo
Dissettori, doppio




Mikro-Raspatorien
Micro-Raspatories
Legras para micro-cirugía
Micro periostotomi




93410-01 185 mm / 7 1/4" YASARGIL



93410-02 185 mm / 7 1/4" YASARGIL




93410-03 185 mm / 7 1/4" YASARGIL



93410-05 185 mm / 7 1/4" YASARGIL

2,0 mm





93410-06 230 mm / 9"
plattenförmig
round blade
redondo
rotondo piatto

3,0 mm




93410-07 230 mm / 9"
plattenförmig
round blade
redondo
rotondo piatto


Mikro-Raspatorien
Micro-Raspatories
Legras para micro-cirugía
Micro periostotomi




93420-01 230 mm / 9"



93420-02 185 mm / 7¼" YASARGIL



93420-03 185 mm / 7¼" YASARGIL



93420-04 185 mm / 7¼" YASARGIL

Mikro-Dissektoren
Micro Dissectors
Micro disectores
Micro scollatori



4,5 mm



CASPAR
93480-23
230 mm / 9"

1,0 mm



CASPAR
93481-20
200 mm / 8"

1,4 mm




93482-23
230 mm / 9"

2,0 mm



93483-23
230 mm / 9"

1,8 mm




93484-23
230 mm / 9"

3,0 mm



93485-18
185 mm / 7¼"

3,0 mm




93486-21
215 mm / 8¼"




YASARGIL
93487-18
185 mm / 7¼"

Mikro-Dissektoren
Micro Dissectors
Micro dissectores
Micro scollatori



93490-01 230 mm / 9" CASPAR



93490-02 230 mm / 9" CASPAR




93490-03 210 mm / 8¼" CASPAR




93490-04 210 mm / 8¼" CASPAR



93490-05 230 mm / 9"



93490-06 230 mm / 9"



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

SAUGROHRE

SUCTION TUBES

TUBOS DE ASPIRACIÓN

TUBI D'ASPIRAZIONE




www.Reda-Instrumente.de

Saugrohre
Suction Tubes
Tubos de aspiración
Tubi aspirazioni



ADSON
41290-21
21 cm, 8¼"
ø 4 mm



BARON
16 cm, 6¼"
41299-03 3FR 1,0 mm
41299-05 5FR 1,6 mm
41299-07 7FR 2,3 mm



FERGUSON
41294-40
18 cm, 7"
ø 4 mm, 90°

isoliert
insolated
aislado
isolato

Punktionskanüle, Saugrohre
Puncture Cannulas, Suction Tubes
Tubo de punción, Tubos de aspiración
Cannula per punzione, Tubi aspirazioni,



Arbeitslänge
Working Length
Longitud de trabajo
Lunghezza di lavoro

13 cm, /5 $\frac{1}{8}$ " 16 cm, /6 $\frac{1}{4}$ " 20 cm, /7 $\frac{7}{8}$ "


Gesamtlänge
Total Length
Longitud total
Lunghezza totale

19,5 cm, /7 $\frac{3}{4}$ " 24,5 cm, /8 $\frac{1}{2}$ " 28 cm, /11"

Charr.
F.G.

8	41295-08-13	41295-08-16	41295-08-20
10	41295-10-13	41295-10-16	41295-10-20
12	41295-12-13	41295-12-16	41295-12-20

FERGUSON




Charr.		
F.G.	30°	75°
4	41295-04	
5	41295-05	
6	41295-06	41297-06
7	41295-07	41297-07
8	41295-08	41297-08
9	41295-09	41297-09
10	41295-10	41297-10
11	41295-11	41297-11
12	41295-12	41297-12
15	41295-15	

FRAZIER/FERGUSON
41295-04 – 41297-15
19 cm, 7 $\frac{1}{2}$ "




FRAZIER/FERGUSON
41298-12
12 cm, 4 $\frac{3}{4}$ " / 3 mm

Saugrohre
Suction Tubes
Tubos de aspiración
Tubi aspirazioni



41300-02 Ø 2 mm
41300-03 Ø 3 mm
41300-04 Ø 4 mm
41300-05 Ø 5 mm



YASARGIL
Olive 6,5 - 9 mm

41301-15 Ø 1,5 mm
41301-20 Ø 2,0 mm
41301-25 Ø 2,5 mm
41301-35 Ø 3,5 mm



ZÖLLNER
41302-01



ZÖLLNER
41302-02



0,5 mm Ø 41306-05
0,7 mm Ø 41306-07
0,9 mm Ø 41306-09
1,2 mm Ø 41306-12


Kanüle für Sauggriff
für Zöllner und Wullstein

Tip for Suction Handle
for Zöllner and Wullstein

Cánula para mango
para Zöllner y Wullstein

Cannula per manico di aspirazione
per Zöllner e Wullstein

Saugrohre
Suction Tubes
Tubos de aspiración
Tubi aspirazioni



HOUSE
9 cm, 3 1/2"

41303-09	Ø 0,9 x 0,7 mm
41303-12	Ø 1,2 x 0,9 mm
41303-15	Ø 1,5 x 1,2 mm
41303-18	Ø 1,8 x 1,8 mm
41303-25	Ø 2,5 x 2,0 mm
41303-30	Ø 3,0 x 2,0 mm
41303-45	Ø 4,5 x 2,0 mm




PLESTER 30°

Charr. 6	41304-06
Charr. 8	41304-08
Charr. 10	41304-10

Saugrohr
Suction Tubes
Tubos de aspiración
Tubi aspirazioni


Mikro-Saugkanüle
Micro suction cannula
Micro tubo de aspiración
Micro-cannula d'aspirazione

Saugraspatorium
Suction Raspatory
Legra de succión
Raspatorio con aspiratore




WULLSTEIN
41308-00

komplett, mit Griff und drei Aufsätzen
complete, with handle and 3 tips
completo, con mango y 3 puntas
completo, con manico e 3 punte



GUILLEN
47347-20
19 cm, 7 $\frac{1}{2}$ "



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

LAMINEKTOMIE

LAMINECTOMY


LAMINECTOMIA

LAMINECTOMIA



www.Red-Instrumente.de

Laminektomie Zangen
Laminectomy Forceps
Pinzas para laminectomia
Pinze per laminectomia




CUSHING
2 x 10 mm




41420-01
41421-01
41422-01



45°

41420-02
41421-02
41422-02




45°

41420-03 125 mm / 5"
41421-03 150 mm / 6"
41422-03 180 mm / 7"


LOVE-GRUENWALD
3 x 10 mm




41430-01
41431-01
41432-01



45°


41430-02
41431-02
41432-02



45°

41430-03 125 mm / 5"
41431-03 150 mm / 6"
41432-03 180 mm / 7"


SPURLING
4 x 10 mm




41440-01
41441-01
41442-01



45°



41440-02
41441-02
41442-02





45°

41440-03 125 mm / 5"
41441-03 150 mm / 6"
41442-03 180 mm / 7"



Laminektomie Zangen
Laminectomy Forceps
Pinzas para laminectomia
Pinze per laminectomia




Laminektomie Zangen
Laminectomy Forceps
Pinzas para laminectomia
Pinze per laminectomia



Laminektomie Zangen
Laminectomy Forceps
Pinzas para laminectomia
Pinze per laminectomia





Laminektomie Zangen
Laminectomy Forceps
Pinzas para laminectomia
Pinze per laminectomia



Maulteile gezahnt
Serrated jaws
Parte de la boca dentada
Morsi dentellati

CASPAR




2 x 12 mm

41460-01
41461-01
41462-01

41460-02
41461-02
41462-02

41460-03
41461-03
41462-03

140 mm / 5½"
160 mm / 6¼"
185 mm / 7¼"




3 x 12 mm

41465-01
41466-01
41467-01

41465-02
41466-02
41467-02

41465-03
41466-03
41467-03

140 mm / 5½"
160 mm / 6¼"
185 mm / 7¼"




4 x 14 mm

41470-01
41471-01
41472-01

41470-02
41471-02
41472-02

41470-03
41471-03
41472-03

140 mm / 5½"
160 mm / 6¼"
185 mm / 7¼"




5 x 14 mm

41475-01
41476-01
41477-01

41475-02
41476-02
41477-02

41475-03
41476-03
41477-03

140 mm / 5½"
160 mm / 6¼"
185 mm / 7¼"



6 x 16 mm


41480-01
41481-01
41482-01

41480-02
41481-02
41482-02

41480-03
41481-03
41482-03


140 mm / 5½"
160 mm / 6¼"
185 mm / 7¼"

Laminektomie Zangen
Laminectomy Forceps
Pinzas para laminectomia
Pinze per laminectomia




	41490-01	41490-02	41490-03
2 mm			
	41492-01	41492-02	41492-03
3 mm			
	41494-01	41494-02	41494-03
4 mm			
	41496-01	41496-02	41496-03
5 mm			

Laminektomie Zangen
Laminectomy Forceps
Pinzas para laminectomia
Pinze per laminectomia



Hypophysen- und Tumorzangen
 Pituitary Rongeurs and Tumor Grasping Forceps
 Pinzas cortantes para hipófisis y para tumores
 Pinze per ipofisi e tumori



41445-25 180 mm / 7" OLDBERG

Scharfe Hypophysenzange
 Sharp Pituitary Rongeur
 Pinza para hipófisis cortante
 Pinze per ipofisi tagliente



41446-02 190 mm / 7½" LANDOLT

Scharfe Hypophysenzange
 Sharp Pituitary Rongeur
 Pinza para hipófisis cortante
 Pinze per ipofisi tagliente




41446-03 190 mm / 7½" YASARGIL

Scharfe Hypophysenzange
 Sharp Pituitary Rongeur
 Pinza para hipófisis cortante
 Pinze per ipofisi tagliente



41446-09 200 mm / 8" LANDOLT

Tumor-Faßzange, stumpf
 Tumor Grasping Forceps, blunt
 Pinza para tumores, roma
 Pinze per ipofisi smussa



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

**MIKRO-RUNDGRIFF-
INSTRUMENTE**

**MICRO INSTRUMENTS
WITH ROUND HANDLE**

**INSTRUMENTOS PARA
MICROCIRUGÍA CON
MANGOS REDONDOS**

**STRUMENTI PER
MICROCHIRURGIA CON
MANICO ROTONDO**



www.Red-Instrumente.de

Mikro Gefäßmesser
Micro Vessel Knives
Micro cuchillos
Micro coltelli per vasi



41230-01 185 mm / 7¼" KOOS



41230-02 185 mm / 7¼" KOOS



41230-03 185 mm / 7¼" KOOS




41230-05 185 mm / 7¼" YASARGIL




41230-06 185 mm / 7¼" YASARGIL


Messer, Haken, Sonden
Knives, Hooks, Probes
Bisturies, Ganchos, Sondas
Bisturi, Uncino, Sonde




KOOS
41231-19
19 cm, 7½"



KOOS
41232-19
19 cm, 7½"



KOOS
41233-19
19 cm, 7½"



KOOS
41234-19
19 cm, 7½"



FISCH
41236-19
19 cm, 7½"

Durahaken
Dura Hook
Ganchito para dura-madre
Uncino dura madre



FISCH
41237-19
19 cm, 7½"

Feines Häkchen
Delicate Hook
Ganchito muy fino
Uncino molto fino



JACOBSON
41238-19
19 cm, 7½"


Knopfsonde
Buttoned Probe
Sonda abotonada
Sonda bottonuta



JACOBSON
41239-19
19 cm, 7½"

Doppelsonde
Twin Probe
Sonda doble
Sonda doppia

Gefäßdilatoren, Gefäßspreizer
 Vessel dilators, Vessel Spreader
 Dilatadores vasculares, Separador para vasos
 Dilatatori vascolari, Divaricatore per vasi



Tumormesser
Knives for tumor tissue
Cuchillos para tumores
Coltelli per tumori



SAMII



93460-20 200 mm / 8"
93460-23 230 mm / 9"



93461-20 200 mm / 8"
93461-23 230 mm / 9"



93462-20 200 mm / 8"
93462-23 230 mm / 9"



93463-20 200 mm / 8"
93463-23 230 mm / 9"



93464-20 200 mm / 8"
93464-23 230 mm / 9"



93465-20 200 mm / 8"
93465-23 230 mm / 9"



93466-20 200 mm / 8"
93466-23 230 mm / 9"




93467-20 200 mm / 8"
93467-23 230 mm / 9"

Tumormesser
Knives for tumor tissue
Cuchillos para tumores
Coltelli per tumori




SAMII




ø 1,5 mm

93470-20 200 mm / 8"
93470-23 230 mm / 9"




ø 3,0 mm

93471-20 200 mm / 8"
93471-23 230 mm / 9"




ø 4,5 mm

93472-20 200 mm / 8"
93472-23 230 mm / 9"




ø 6,0 mm

93473-20 200 mm / 8"
93473-23 230 mm / 9"



1,8 mm

93474-23 230 mm / 9"
Lanzettenmesser
Lancet knives
Cuchillo lanceolar
Coltelli lanceolari



2,5 mm

93475-23 230 mm / 9"
Lanzettenmesser
Lancet knives
Cuchillo lanceolar
Coltelli lanceolari


Fadengabel
Suture Pusher
Empujadores de suturas
Sonda Conduitrice a forchetta



93500-18

185 mm / 7 1/4"

JACOBSON




93501-23


230 mm / 9"

CASPAR

Tumorgabeln
Tumor Forks
Horquillas para tumores
Forchetta per tumori



Gewebekralle
Tissue Pick
Garra para tejido
Uncini per tessuti



mit Schutzkappe
with guard
con protector
con cappuccio di protezione

Ø 1,8 mm

93510-18
185 mm, 7¼"

Mikro-Rundgriffinstrumente
Micro Instruments with round Handle
Instrumentos para microcirugía con mangos redondos
Strumenti per Microchirurgia con manico rotondo



41170-01
Ø 1 mm
Raspatorium
Raspatories
Legra
Periostotomi



41170-07
Ø 1,2 mm
Dissektor
Dissector
Disector
Dissettore



41170-11
2 mm 90°
Häkchen, halbscharf
Hook, semi-sharp
Gancho, semi agudo
Gancio, semiacuto



41170-02
Ø 2 mm
Raspatorium
Raspatories
Legra
Periostotomi



41170-08
Ø 2,8 mm
Dissektor
Dissector
Disector
Dissettore



41170-12
2 mm 90°
Häkchen, stumpf
Hook, blunt
Gancho, romo
Gancio, smusso



41170-03
Ø 3 mm
Raspatorium
Raspatories
Legra
Periostotomi



41170-13
3 mm 45°
Häkchen, halbscharf
Hook, semi-sharp
Gancho, semi agudo
Gancio, semiacuto



41170-04
Ø 1 mm
Dissektor, spatelförmig
Dissector, spatula
Disector, espatulado
Dissettore, spatulate



41170-05
Ø 1,5 mm
Dissektor, spatelförmig
Dissector, spatula
Disector, espatulado
Dissettore, spatulate



41170-09
1 x 2 mm
Scharfe Löffel, oval
Curette, oval
Cucharilla, oval
Curette, ovale



41170-14
Nadel, halbscharf
Needle, semi-sharp
Aguja, semi agudo
Ago, semiacuto



41170-06
Ø 2 mm
Dissektor, spatelförmig
Dissector, spatula
Disector, espatulado
Dissettore, spatulate




41170-10
1 x 2 mm 45°
Scharfe Löffel, oval
Curette, oval
Cucharilla, oval
Curette, ovale



41170-15
90°
Knopfsonde
Buttoned probes
Sonda abotonada
Sonde bottonute

RHOTON
19 cm, 7 1/2"



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

HYPOPHYSEKTOMIE

HYPOPHYSECTOMY


HIPOFISECTOMÍA

IPOFISECTOMIA



www.Reda-Instrumente.de

Ringküretten
Ring Curettes
Curetas anulares
Curette anulari



Hypophyse Pinzetten
Hypophyseal Forceps
Pinzas para hipófisis
Pinze per ipofisi



ADSON
41210-23
23 cm, 9"



ADSON
41213-23
23 cm, 9"

ADSON
41211-23
23 cm, 9"

Küretten
Curette
Curetas
Curette




41221-00
19 cm, 7½"



41222-00
19 cm, 7½"



41223-00
19 cm, 7½"



41224-00
19 cm, 7½"

Hypophysektomie Instrumente
Pituitary Instruments
Instrumentos para hipófisis
Strumenti per ipofisi



CUSHING-LANDOLT

93600-01 70 x 15 mm

93600-02 90 x 15 mm

93600-03 110 x 15 mm

Spekula für trans-sphenoidale Hypophysektomie
specula for trans-sphenoidale hypophysectomy
especúlos para hipofisectomía transfenoidal
specoli per ipofisectomia trasfenoidale



Spreizzange zum Spreizen der Spekula
spreader for specula
pinza para abrir el especulo
pinze per aprire gli specoli

LANDOLT
93605-21
210 mm, 8¼"

Hypophysektomie Instrumente
Pituitary Instruments
Instrumentos para hipófisis
Strumenti per ipofisi



PAPAVERO-CASPAR

93610-11 80 x 11 mm
93610-13 90 x 13 mm
93610-15 100 x 15 mm

Spekula für trans-sphenoidale Hypophysektomie
specula for trans-sphenoidale hypophysectomy
espéculos para hipofisectomía transfenoidal
specoli per ipofisectomia trasfenoidale



PAPAVERO-HARTMANN

93615-01
140 mm, 5½"



Spreizer für Spekula
spreader for specula
pinza para abrir el espéculo
pinze per aprire gli specoli

140 mm, 5½"



LANDOLT
93620-14
215 mm, 8 ½"

Hypophysektomie-Instrumente
Pituitary Instruments
Instrumentos para hipófisis
Strumenti per ipofisi



93660-01

Kürette, biegsam, nach rechts schneidend
curette, malleable, cutting to the right
cureta, maleable, cortante hacia la derecha
curetta, malleabile, tagliente a destra




93660-02

Kürette, biegsam, nach links schneidend
curette, malleable, cutting to the left
cureta, maleable, cortante hacia la izquierda
curetta, malleabile, tagliente a sinistra



93660-03

Kürette, biegsam
curette, malleable
cureta, maleable
curetta, malleabile



93660-04

Raspatorium
raspatory
legra
raspatore

NICOLA
215 mm
8 1/4"

Hypophysektomie-Instrumente
Pituitary Instruments
Instrumentos para hipófisis
Strumenti per ipofisi



93670-01 245 mm / 9 $\frac{3}{4}$ " rechts/right/derecha/a destra HARDY
93670-02 245 mm / 9 $\frac{3}{4}$ " links/left/izquierda/a sinistra

Enukleator, stumpf
enucleator, blunt
enucleador, romo
enucleatore, smusso



93670-05 245 mm / 9 $\frac{3}{4}$ " rechts/right/derecha/a destra HARDY
93670-06 245 mm / 9 $\frac{3}{4}$ " links/left/izquierda/a sinistra

Enukleator, scharf
enucleator, sharp
enucleador, cortante
enucleatore, tagliente



93670-09 245 mm / 9 $\frac{3}{4}$ " HARDY

Implantationsgabel
implant fork
horquilla de implante
forchetta per trapianti



93670-10 245 mm / 9 $\frac{3}{4}$ " HARDY-FAHLBUSCH

Dissektor, innen scharf
dissector sharpened inner edge
disector, lado interno cortante
dissettoire, lato interno sinistro tagliente



93670-12 245 mm / 9 $\frac{3}{4}$ " HARDY-FAHLBUSCH

Dissektor, innen scharf
dissector sharpened inner edge
disector, lado interno cortante
dissettoire, lato interno destro tagliente

Hypophysektomie-Instrumente
Pituitary Instruments
Instrumentos para hipófisis
Strumenti per ipofisi




93680-01 260 mm / 10 $\frac{3}{4}$ " LANDOLT

rechts/right/derecha/a destra

93680-02 260 mm / 10 $\frac{3}{4}$ "


links/left/izquierda/a sinistra

Enukleator, stumpf, biegsam
enucleator, blunt, malleable
enucleador, romo, maleable
enucleatore, smusso, malleabile



93680-05 260 mm / 10 $\frac{3}{4}$ " LANDOLT

Kürette, biegsam
curette, malleable
cureta, maleable
curetta, malleabile



93680-06 260 mm / 10 $\frac{3}{4}$ " LANDOLT

Löffel, biegsam
scoop, malleable
cucharilla, maleable
cucchiaio, malleabile



93680-07 260 mm / 10 $\frac{3}{4}$ " LANDOLT


stumpfes Häkchen, biegsam
blunt hook, malleable
gancho, romo, maleable
uncino smusso, malleabile



93690-01 260 mm / 10 $\frac{3}{4}$ " HOSOBUCHI


gabelförmige Spatel, fest
fork spatula, rigid
espatula forma horquilla, rígida
spatola forma a forchetta, rigida

Hypophysenküretten
Pituitary Cures
Cureta para hipófisis
Curetta per ipofisi




HARDY
24 cm, 9 1/2"
93700-03 3 mm
93700-05 5 mm

aufwärts gewinkelt
angled up
en ángulo hacia arriba
angolato verso l'alto



HARDY
24 cm, 9 1/2"
93701-03 3 mm
93701-05 5 mm

abwärts gewinkelt
angled down
ángulo hacia abajo
angolato verso il basso



HARDY
24 cm, 9 1/2"
93702-03 3 mm
93702-05 5 mm

links gewinkelt
left curved
curvo hacia la izquierda
curva a destra



HARDY
24 cm, 9 1/2"
93703-03 3 mm
93703-05 5 mm

rechts gewinkelt
right curved
curvo hacia la derecha
curva a sinistra

Hypophysektomie-Instrumente
Pituitary Instruments
Instrumentos para hipófisis
Strumenti per ipofisi



HARDY
93704-24
23,5 cm, 9 $\frac{1}{4}$ "

Löffel, biegsam
Spoon, malleable
Cucharilla, maleable
Cucchiaio, malleabile


5 mm



HARDY
93705-00
23 cm, 9"



Mikrospiegel
Micro mirror
Micro espejo
Micro-specchio

Hypophysektomie-Instrumente
Pituitary Instruments
Instrumentos para hipófisis
Strumenti per ipofisi




	93710-01	260 mm / 10 1/4"	FAHLBUSCH	Löffel, biegsam scoop, malleable cucharilla, maleable cucchiaio, malleabile
 ø 2,5 mm	93710-02	260 mm / 10 1/4"	FAHLBUSCH	Kürette, biegsam curette, malleable cureta, maleable curetta, malleabile
 ø 2,2 mm	93710-03	260 mm / 10 1/4"	LANDOLT-REULEN	Raspatorium, fest raspatories, rigid legra, rígida raspatore, rigido
 ø 3,2 mm	93710-04	260 mm / 10 1/4"	LANDOLT-REULEN	Raspatorium, fest raspatories, rigid legra, rígida raspatore, rigido
 ø 2,5 mm	93710-05	260 mm / 10 1/4"	LANDOLT-REULEN	Kürette, fest curette, rigid cureta, rígida curetta, rigido
 1,7 mm	93710-06	260 mm / 10 1/4"	LANDOLT-REULEN	stumpfes Häkchen, fest blunt hook, rigid gancho, romo, rígido uncino smusso, rigida
 2,0 mm	93710-07	260 mm / 10 1/4"	LANDOLT-REULEN	Dissektor, fest dissector, rigid disector, rigido dissetto, rigida


Hypophysektomie-Instrumente
Pituitary Instruments
Instrumentos para hipófisis
Strumenti per ipofisi




- | | | | |
|----------|--------------|-----------|--|
| 93720-01 | 165 mm / 6½" | FAHLBUSCH | Mikro-Schere, gebogen, horizontal schneidend
Micro scissors, horizontal cutting
Micro-tijera, curva, cortante en forma horizontal
Micro forbice, curva, tagliente orizzontale |
|----------|--------------|-----------|--|



- | | | | |
|----------|--------------|--------|---|
| 93720-02 | 165 mm / 6½" | NICOLA | Scharfe Zange
Forceps scoop-shaped
Pinza en forma de cuchara, cortante
Pinze tagliente |
|----------|--------------|--------|---|



- | | | | |
|----------|--------------|--------|---|
| 93720-03 | 165 mm / 6½" | NICOLA | Mikro-Schere, gerade
Micro Scissors, straight
Micro-tijera, recta
Micro forbice, retta |
|----------|--------------|--------|---|



- | | | | |
|----------|--------------|-----------------|---|
| 93720-04 | 165 mm / 6½" | YASARGIL-NICOLA | Faßzange
Grasping Forceps
Pinza de agarre
Pinze da presa |
|----------|--------------|-----------------|---|


Hypophysektomie-Instrumente
Pituitary Instruments
Instrumentos para hipófisis
Strumenti per ipofisi

Nutzlänge 80 mm / useable length 80 mm
largo útil 80 mm / lunghezza utile 80 mm

Mikrozangen
Micro forceps
Micro-pinzas
Micro pinze



4 mm



6 mm

gerade
straight
recta
retta



93730-04




93730-06

aufgebogen
angled up
curva hacia arriba
curva in alto



93731-04



Löffelzangen
Cup-shaped Forceps
Pinzas en forma de cuchara
Pinze, morso a forma di cucchiaio

gerade
straight
recta
retta

rund
round
redondo
rotondo



93740-01

oval
oval
oval
ovale



93740-02

Mikro-Scheren
Micro Scissors
Micro tijeras
Micro Forbici

gerade
straight
recta
retta



93750-01

rechts gebogen
curved right
curva hacia la derecha
curva a destra



93750-03

aufgebogen
angled up
curva hacia arriba
curva in alto




93750-02

links gebogen
curved left
curva hacia la izquierda
curva a sinistra



93750-04



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

HIRNSPATEL

BRAIN SPATULAS

ESPÁTULAS CEREBRALES

SPATOLE CEREBRALI




www.Reda-Instrumente.de

Hirnspatel
Brain Spatulas
Espátulas cerebrales
Spatole cerebrali



biegsam
malleable
maleable
malleabile



AACHEN

41249-07	7/8 x 200 mm
41249-10	10/11 x 200 mm
41249-13	13/14 x 200 mm
41249-16	16/17 x 200 mm
41249-19	19/20 x 200 mm
41249-22	22/25 x 200 mm

CUSHING

41250-11	8 x 10 mm
41250-15	13 x 15 mm
41250-18	16 x 18 mm

OLIVECRONA

41253-07	7/9 mm
41253-11	11/13 mm
41253-15	15/18 mm
41253-18	18/22 mm


Hirnspatel
Brain Spatulas
Espátulas cerebrales
Spatole cerebrali



biegsam
malleable
maleable
malleabile

DAVIS
18 cm, 7"

41254-06	6 mm
41254-10	9 mm
41254-13	13 mm
41254-16	16 mm
41254-19	19 mm
41254-25	25 mm
41254-32	32 mm
41254-38	38 mm



HEIFETZ

biegsam
malleable
maleable
malleabile

200 mm / 8"
41860-14 14 mm
41860-17 17 mm
41860-20 20 mm


155 mm / 6"
41870-08 8 mm
41870-11 11 mm
41870-14 14 mm
41870-17 17 mm



biegsam
malleable
maleable
malleabile

41880-01	9 x 200 mm, 8"
41880-02	12 x 200 mm, 8"
41880-03	12 x 250 mm, 10"

LEYLA Retraktor System
LEYLA Retractor System
Separador de sistema LEYLA
LEYLA Sistema di fissaggio



YASARGIL

- 41801-01 Hirnspatelhalter, flexibel, für 1 flachen Spatel, komplett, bestehend aus:
brain retractor, flexible, for 1 flat spatula, complete, consisting of:
separador autorententivo, flexible, para espátula con 1 brazo flexible, completo, compuesto de:
divaricatore autostatico, flessibile, per spatole piatte, con 1 braccio flessibile, completo, composto da:

41810-10 flexibler Spannarm
flexible arm
brazo flexible
braccio flessibile

41826-26 Fixiervorrichtung für 1 flexiblen Spannarm
fixation base for 1 flexible arm
fijador para 1 brazo flexible
fissatore per 1 braccio al braccio rigido

41830-30 Spatelhalter für flache Spatel
support for flat brain spatula
soporte para espátulas cerebrales planas
sostegno per spatole piatte

YASARGIL

- 41802-02 Hirnspatelhalter, flexibel für 2 flache Spatel, komplett, bestehend aus:
brain retractor, flexible, for 2 flat spatulas, complete, consisting of:
separador autorententivo, flexible, para 2 espátulas planas con 2 brazos flexibles, completo, compuesto de:
divaricatore autostatico, flessibile, per spatole piatte, con 2 bracci flessibili, completo, composto da:

41810-10 flexibler Spannarm (2x)
flexible arm (2x)
brazo flexible (2x)
braccio flessibile (2x)

41822-22 Fixiervorrichtung für 2 flexible Spannarme
fixation base for 2 flexible arms
fijador para 2 brazos
fissatore per 2 bracci al cranio

41830-30 Spatelhalter für flache Spatel (2x)
support for flat brain spatula (2x)
soporte para espátulas cerebrales planas (2x)
sostegno per spatole piatte (2x)



LEYLA Retraktor System
LEYLA Retractor System
Separador de sistema LEYLA
LEYLA Sistema di fissaggio


41821-21

Fixiervorrichtung für 1 flexiblen Spannarm zum Festschrauben an Rohrteilen bis
ø 16 mm

Fixation base for mounting on bars up to ø16 mm, for 1 flexible arm

Fijador para 1 brazo flexible, para atornillar a tubos hasta 16 mm

Fissatore per 1 braccio al braccio rigido



41822-22

Fixiervorrichtung für 2 flexible Spannarme zum Festschrauben am Schädel

Fixation base for skull mounting, holding 2 flexible arms

Fijador para 2 brazos flexibles, para atornillar al cráneo

Fissatore per 2 bracci al cranio




41826-26

Fixiervorrichtung für 1 flexiblen Spannarm zum Festschrauben am Schädel

Fixation base for skull mounting, holding 1 flexible arm

Fijador para 1 brazos flexibles, para atornillar al cráneo

Fissatore per 1 braccio al cranio



41830-30

Spatelhalter für flache Hirnspatel zur Befestigung am Spannarm

Support for flat brain spatula

Soposte para espátulas cerebrales planas para fijación al brazo flexible

Sostegno per spatole piatte



41832-32

Halter für Hirnspatel mit rundem Schaft bis ø 5,5 mm zur Befestigung am Spannarm

Support for brain spatula with round shaft

Soposte para espátulas cerebrales con mango redondo hasta ø 5,5 mm para
fijación al brazo flexible

Sostegno flessibile per spatola cerebrale



LEYLA Retraktor System
 LEYLA Retractor System
 Separador de sistema LEYLA
 LEYLA Sistema di fissaggio




YASARGIL

41810-10 flexibler Spannarm, allein
 flexible arm, only
 brazo flexible, suelto
 braccio flessibile, solo

YASARGIL

41803-01 Ohrspekulahalter, komplett, bestehend aus:
ear specula holder, complete, consisting of:
soporte para espejos auriculares completo,
composto de:
sostegno per specolo auricolare, completo
composto da:




41810-10 flexibler Spannarm
 flexible arm, only
 brazo flexible, suelto
 braccio flessibile, solo

41821-21 Fixiervorrichtung zum Befestigen an Rohrteilen
bis Ø 16 mm
clamp for fixation on bars up to Ø 16 mm
fijador para 1 brazo flexible, para atornillar a
tubos hasta 16 mm
fissatore al braccio rigido Ø 16 mm

41807-00 Ohrtrichterhalter, allein
 ear specula holder, only
 soporte para espejos auriculares, suelto
 sostegno per specolo auricolare

LEYLA Retraktor System
LEYLA Retractor System
Separador de sistema LEYLA
LEYLA Sistema di fissaggio



41802-00 LEYLA-Retraktor-System zum Fixieren am OP-Tisch komplett, bestehend aus:
LEYLA Self-Retraining Retractor for fixation to operating table, complete, consisting of:
Separador LEYLA para fijacion a la mesa de operaciones, completo, compuesto de:
LEYLA Sistema di fissaggio al tavolo operatorio, composto da:

- | | |
|---|--|
| 41843-50 Kugelgelenkkloben (1x)
ball and socket joint (1x)
articulacion esferica (1x)
giunto per fissare (1x) | 41830-30 Spatelhalter für flache Spatel (2x)
support for flat brain spatula (2x)
soporte para espátulas cerebrales planas (2x)
sostegno per spatole piatte (2x) |
| 41850-41 starrer Haltearm (1x)
rigid holding rod (1x)
brazo de fijación rigido (1x)
braccio di fissaggio rigido (1x) | 41880-01 CUSHING Hirnspatel (1x)
CUSHING brain spatula (1x)
CUSHING espátula para cerebro (1x)
CUSHING spatola cerebrale (1x) |
| 41842-42 Kupplungskopf (1x)
coupling head (1x)
cabeza de acoplamiento (1x)
giunto per combinare (1x) | 41880-02 CUSHING Hirnspatel (1x)
CUSHING brain spatula (1x)
CUSHING espátula para cerebro (1x)
CUSHING spatola cerebrale (1x) |
| 41810-10 flexibler Spannarm (2x)
flexible arm, only (2x)
brazo flexible, suelto (2x)
braccio flessibile, solo (2x) | |


LEYLA Retraktor System
LEYLA Retractor System
Separador de sistema LEYLA
LEYLA Sistema di fissaggio



- 41843-50** Kugelgelenkkloben
zum Befestigen an der OP-Tisch-
schiene und zur Aufnahme des
Haltearms 41850-41
ball and socket joint
for fixation of holding rod 41850-41
at the operating table
articulacion esferica, para sujetar el
brazo de soporte rigido sobre la
mesa de operaciones 9 x 32 mm
giunto per fissare il braccio, artic-
lato 9 x 32 mm




- 41850-41** starrer Haltearm, auseinandernehmbar, zur Fixation im
Kugelgelenkkloben 41843-50 und zur wahlweisen Auf-
nahme der Kupplungsköpfe 41842-42, 41842-44 und
41842-46
holding rod, detachable, for fixation in ball and socket
joint 41843-50 and to hold a desired coupling head
41842-42, 41842-44 or 41842-46
brazo de soporte rigido, desmontable, para fijacion a la
articulacion esferica 41843-50 y opcionalmente a las
cabezas 41842-42, 41842-44 y 41842-46
braccio di sostegno rigido, per fissaggio al giunto
41843-50 e dei giunti 41842-42, 41842-44 e 41842-46



- 41842-42** Kupplungskopf, zur Aufnahme von
max. 5 flexiblen Spannarmen
41810-10
coupling head to hold 5 flexible
arms 41810-10
cabeza de acoplamiento para fijar
hasta 5 brazos flexibles
giunto per combinare 5 bracci



- 41842-44** Kupplungskopf, drehbar, zur Aufnahme von 1 flexiblen
Spannarm 41810-10
coupling head, turnable, to hold 1 flexible arm 41810-10
acoplamiento, girable y se puede fijar en todas las
posturas para sujetar un brazo flexible 41810-10
giunto per combinare, rotabile, per sostegno del braccio
41810-10
41842-46 Kupplungskopf, seitlich offen zur Aufnahme von 1
flexiblen Spannarm 41810-10
coupling head, lateral open, to hold 1 flexible arm
41810-10
acoplamiento, abierto al lado, para un brazo flexible
41810-10
giunto per fissare il braccio, per 41810-10



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

STANZEN

PUNCHES


PINZAS SACABOCADO

PINZE LAMINOTOMO


















www.Red-Instrumente.de

Bandscheibenstanzen
Intervertebral Disc Rongeurs
Pinzas sacabocado para discos intervertebrales
Pinze taglienti per dischi intervertebrali




FERRIS-SMITH-KERRISON

	90°		90°		45°	
						
18 cm, 7"	41510-01 1 mm		41511-01 1 mm		41512-01 1 mm	
20 cm, 8"	41513-01 1 mm		41514-01 1 mm		41515-01 1 mm	
23 cm, 9"	41513-01-23 1 mm		41514-01-23 1 mm		41515-01-23 1 mm	
						
18 cm, 7"	41510-02 2 mm		41511-02 2 mm		41512-02 2 mm	
20 cm, 8"	41513-02 2 mm		41514-02 2 mm		41515-02 2 mm	
23 cm, 9"	41513-02-23 2 mm		41514-02-23 2 mm		41515-02-23 2 mm	
						
18 cm, 7"	41510-03 3 mm		41511-03 3 mm		41512-03 3 mm	
20 cm, 8"	41513-03 3 mm		41514-03 3 mm		41515-03 3 mm	
23 cm, 9"	41513-03-23 3 mm		41514-03-23 3 mm		41515-03-23 3 mm	
						
18 cm, 7"	41510-04 4 mm		41511-04 4 mm		41512-04 4 mm	
20 cm, 8"	41513-04 4 mm		41514-04 4 mm		41515-04 4 mm	
23 cm, 9"	41513-04-23 4 mm		41514-04-23 4 mm		41515-04-23 4 mm	
						
18 cm, 7"	41510-05 5 mm		41511-05 5 mm		41512-05 5 mm	
20 cm, 8"	41513-05 5 mm		41514-05 5 mm		41515-05 5 mm	
23 cm, 9"	41513-05-23 5 mm		41514-05-23 5 mm		41515-05-23 5 mm	











auch lieferbar mit Dünnfuß und/oder mit Auswerfer
also available with thin foot plate and/or with ejector
tambien disponible con lámina de punzonar estrecha y/o con expulsor
anche disponibile con morso sottile e/o con espulsore

Bandscheibenstanzen
Intervertebral Disc Rongeurs
Pinzas sacabocado para discos intervertebrales
Pinze taglienti per dischi intervertebrali






schwarz beschichtet
black coated
recubrimiento negro
superficie antireflesso nera

FERRIS-SMITH-KERRISON

	90°		45°
			
18 cm, 7"	41510-01B 1 mm		41512-01B 1 mm
20 cm, 8"	41513-01B 1 mm		41515-01B 1 mm
23 cm, 9"	41513-01-23B 1 mm		41515-01-23B 1 mm
			
18 cm, 7"	41510-02B 2 mm		41512-02B 2 mm
20 cm, 8"	41513-02B 2 mm		41515-02B 2 mm
23 cm, 9"	41513-02-23B 2 mm		41515-02-23B 2 mm
			
18 cm, 7"	41510-03B 3 mm		41512-03B 3 mm
20 cm, 8"	41513-03B 3 mm		41515-03B 3 mm
23 cm, 9"	41513-03-23B 3 mm		41515-03-23B 3 mm
			
18 cm, 7"	41510-04B 4 mm		41512-04B 4 mm
20 cm, 8"	41513-04B 4 mm		41515-04B 4 mm
23 cm, 9"	41513-04-23B 4 mm		41515-04-23B 4 mm
			
18 cm, 7"	41510-05B 5 mm		41512-05B 5 mm
20 cm, 8"	41513-05B 5 mm		41515-05B 5 mm
23 cm, 9"	41513-05-23B 5 mm		41515-05-23B 5 mm

auch lieferbar mit Dünnfuß und/oder mit Auswerfer
also available with thin foot plate and/or with ejector
tambien disponible con lámina de punzonar estrecha y/o con expulsor
anche disponibile con morso sottile e/o con espulsore


Bandscheibenstanzen, zerlegbar
 Intervertebral Disc Rongeurs, dismantable
 Pinzas sacabocado para discos intervertebrales, desmontable
 Pinze taglianti per dischi intervertebrali, smontabile a fucile



18 cm, 7"	41540-01	1 mm	41542-01	1 mm
20 cm, 8"	41544-01	1 mm	41543-01	1 mm
23 cm, 9"	41544-01-23	1 mm	41543-01-23	1 mm
18 cm, 7"	41540-02	2 mm	41542-02	2 mm
20 cm, 8"	41544-02	2 mm	41543-02	2 mm
23 cm, 9"	41544-02-23	2 mm	41543-02-23	2 mm
18 cm, 7"	41540-03	3 mm	41542-03	3 mm
20 cm, 8"	41544-03	3 mm	41543-03	3 mm
23 cm, 9"	41544-03-23	3 mm	41543-03-23	3 mm
18 cm, 7"	41540-04	4 mm	41542-04	4 mm
20 cm, 8"	41544-04	4 mm	41543-04	4 mm
23 cm, 9"	41544-04-23	4 mm	41543-04-23	4 mm
18 cm, 7"	41540-05	5 mm	41542-05	5 mm
20 cm, 8"	41544-05	5 mm	41543-05	5 mm
23 cm, 9"	41544-05-23	5 mm	41543-05-23	5 mm

auch lieferbar mit Dünnfuß und/oder mit Auswerfer
 also available with thin foot plate and/or with ejector
 tambien disponible con lámina de punzonar estrecha y/o con expulsor
 anche disponibile con morso sottile e/o con espulsore

Bandscheibenstanzen, zerlegbar
Intervertebral Disc Rongeurs, dismontable
Pinzas sacabocado para discos intervertebrales, desmontable
Pinze taglienti per dischi intervertebrali, smontabile a fucile



schwarz beschichtet
black coated
recubrimiento negro
superficie antireflesso nera

FERRIS-SMITH-KERRISON
18 cm, 7"

90°




130°



18 cm, 7"	41540-01B	1 mm	41542-01B	1 mm
20 cm, 8"	41544-01B	1 mm	41543-01B	1 mm
23 cm, 9"	41544-01-23B	1 mm	41543-01-23B	1 mm
18 cm, 7"	41540-02B	2 mm	41542-02B	2 mm
20 cm, 8"	41544-02B	2 mm	41543-02B	2 mm
23 cm, 9"	41544-02-23B	2 mm	41543-02-23B	2 mm
18 cm, 7"	41540-03B	3 mm	41542-03B	3 mm
20 cm, 8"	41544-03B	3 mm	41543-03B	3 mm
23 cm, 9"	41544-03-23B	3 mm	41543-03-23B	3 mm
18 cm, 7"	41540-04B	4 mm	41542-04B	4 mm
20 cm, 8"	41544-04B	4 mm	41543-04B	4 mm
23 cm, 9"	41544-04-23B	4 mm	41543-04-23B	4 mm
18 cm, 7"	41540-05B	5 mm	41542-05B	5 mm
20 cm, 8"	41544-05B	5 mm	41543-05B	5 mm
23 cm, 9"	41544-05-23B	5 mm	41543-05-23B	5 mm


auch lieferbar mit Dünnfuß und/oder mit Auswerfer
also available with thin foot plate and/or with ejector
tambien disponible con lámina de punzonar estrecha y/o con expulsor
anche disponibile con morso sottile e/o con espulsore

Bandscheibenstanzen
 Intervertebral Disc Rongeurs
 Pinzas sacabocado para discos intervertebrales
 Pinze taglianti per dischi intervertebrali



COLCLOUGH


90°



3 mm

41520-03 15 cm, 6"
 41522-03 20 cm, 8"


90°



5 mm

41520-05 15 cm, 6"
 41522-05 20 cm, 8"


90°



3 mm

41524-03 15 cm, 6"
 41526-03 20 cm, 8"


90°



5 mm

41524-05 15 cm, 6"
 41526-05 20 cm, 8"


45°



3 mm

41527-03 15 cm, 6"
 41529-03 20 cm, 8"

45°



5 mm


41527-05 15 cm, 6"
 41529-05 20 cm, 8"

Stanzen
Punches
Pinzas
Pinze-Punzoni



KERRISON
17 cm, 6 $\frac{3}{4}$ "

3x3 mm	47303-03
4x4 mm	47303-04
5x5 mm	47303-05
6x6 mm	47303-06



⌒ 47304-01 5x3,5 mm

⌒ 47304-03 5x4 mm



U 47304-02 5x3,5 mm

U 47304-04 5x4 mm


HAJEK-KOFLER
47304-01 - 47304-04

Stanzen
Punches
Pinzas
Pinze-Punzoni




CITELLI

47311-10	1,0 mm
47311-25	2,5 mm
47311-30	3,0 mm



HAJEK-KOFLER
47316-16
3,5 mm



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

BOHRAPPARATE

BONE HAND DRILLS


PERFORADORES DE MANO

PERFORATORI A MANO



www.Reda-Instrumente.de

Bohrapparate
Bone Hand Drills
Perforadores de mano
Perforatori a mano



34241-00
Griff allein
Handle only
Mango solo
Manico solo

HUDSON
34240-27
27 cm, 10½"
compl. incl.
34242-09, -14, -16, -22,
34246-00



34242-09
9 mm



34242-14
14 mm



34242-16
16 mm



34242-22
22 mm



34246-00

Verlängerungsstück
Extension piece
Pieza alargadera
Giunto di prolungamento



Ø 2 mm
34243-02



CUSHING
34244-10
34244-14
34244-16



ERRICO
34244-17
Ø 16 mm



MC KENZIE
34248-00
Ø 13 mm


Bohrapparate
Bone Hand Drills
Perforadores de mano
Perforatori a mano

Bohrapparat 16 cm (6 ¼"), längsdurchbohrt mit Drei-
backenspannfutter und Schlüssel, Spannweite bis 4 mm

Hand drill, 16 cm (6 ¼"), longitudinally bored, with three-
jaw-chuck and key, opening up to 4 mm

Perforador manual, 16 cm (6 ¼"), taladrado
longitudinalmente, con mandril de tres mordazas y
llave, apertura hasta 4 mm

Perforatore a mano, 16 cm (6 ¼"), con perforazione
assiale, con mandrino a tre ganasce e chiave, apertura
fino a 4 mm di D.



34270-01
Schlüssel
Wrench
Llave
Chiave

BUNELL
34270-00
16 cm, 6¼"

Bohrapparate
Bone Hand Drills
Perforadores de mano
Perforatori a mano



RALK
34280-00

Bohrapparat mit Leichtmetallgehäuse,
mit Dreibackenspannfutter und
Schlüssel, Spannweite bis D. 6,35 mm

Hand drill with light metal case, with
three-jaw-chuck and key, opening up to
D. 6,35 mm

Perforador manual con caja de metal
ligero, con mandril de tres mordazas y
llave, apertura hasta Ø 6,35 mm

Perforatore a mano con cassa in metallo
leggero, con mandrino a tre ganasce e
chiave, apertura fino a 6,35 mm di D.




REDA
34290-00

Handbohrapparat mit umstellbarem
Handgriff, mit Jacobs Dreibackenspann-
futter und Schlüssel


Hand drill with adjustable handle, with
Jacobs three-jaw-chuck and wrench

Perforador manual con mango ajustable,
con mandril Jacobs de 3 mordazas y
llave

Perforatore a mano con manico regola-
bile, con mandrino Jacobs a tre ganasce
complete con chiave



34295-00
Spannschlüssel allein
Key only
Llave sola
Chiave solo



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

BIPOLARE KOAGULATION

BIPOLAR COAGULATION

COAGULACIÓN BIPOLAR

COAGULAZIONE BIPOLARE



www.Red-Instrumente.de

Bipolare Koagulation
Bipolar Coagulation
Coagulación bipolar
Coagulazione bipolare



91104-11
11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "
0,5 mm



91109-11
11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "
45°, 0,5 mm



91113-11
11 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "
45°, 0,5 mm



91122-16
16,5 cm, 6 $\frac{1}{2}$ "
0,5 mm



91123-16
16,5 cm, 6 $\frac{1}{2}$ "
0,5 mm



91125-16
16,5 cm, 6 $\frac{1}{2}$ "
0,5 mm

Bipolare Koagulation
Bipolar Coagulation
Coagulación bipolar
Coagulazione bipolare



91142-16
16 cm, 6¼"
0,3 mm



91144-16
16,5 cm, 6½"
0,5 mm



91146-16
16,5 cm, 6½"
1 mm



91152-19
19,5 cm, 7¾"
0,3 mm



91154-19
19,5 cm, 7¾"
1 mm



91157-19
19,5 cm, 7¾"
1 mm



91159-19
19,5 cm, 7¾"
2 mm



Bipolare Koagulation
Bipolar Coagulation
Coagulación bipolar
Coagulazione bipolare



91162-19
19,5 cm, 7 $\frac{3}{4}$ "
0,3 mm



19,5 cm, 7 $\frac{3}{4}$ "
91163-19 0,5 mm
91164-19 1,0 mm

Bipolare Koagulation
Bipolar Coagulation
Coagulación bipolar
Coagulazione bipolare



91166-19
19,5 cm, 7 $\frac{3}{4}$ "
2 mm



91172-03
0,3 mm

91172-07
0,7 mm

91172-12
1,2 mm

91172-03 - 91172-12
22,5 cm, 8.9"

Bipolare Koagulation
Bipolar Coagulation
Coagulación bipolar
Coagulazione bipolare

NON STICK

gerade
straight
recta
retta



	0,3 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm
11,0 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "	91110-03N	91110-05N	91110-10N	
16,0 cm, 6 $\frac{1}{4}$ "	91160-03N	91160-05N	91160-10N	91160-20N
18,0 cm, 7"		91180-05N	91180-10N	91180-20N
19,5 cm, 7 $\frac{3}{4}$ "		91200-05N	91200-10N	91200-20N
22,0 cm, 8 $\frac{3}{4}$ "			91220-10N	91220-20N
24,0 cm, 9 $\frac{1}{2}$ "			91240-10N	
30,0 cm, 12"			91300-10N	91300-20N

abgewinkelt 45°
angled 45°
angulada 45°
angolata 45°



	0,3 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm
11,0 cm, 4 $\frac{3}{8}$ "	91112-03N	91112-05N	91112-10N	
16,0 cm, 6 $\frac{1}{4}$ "		91162-05N	91162-10N	
18,0 cm, 7"			91182-10N	91182-20N
19,5 cm, 7 $\frac{3}{4}$ "		91202-05N	91202-10N	91202-20N
22,0 cm, 8 $\frac{3}{4}$ "			91222-10N	91222-20N
24,0 cm, 9 $\frac{1}{2}$ "			91242-10N	
30,0 cm, 12"			91302-10N	

NON STICK

Bipolare Koagulation
Bipolar Coagulation
Coagulación bipolar
Coagulazione bipolare

bayonett gerade
bajonett straight
bayoneta recta
baionetta retta



	0,3 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm
16,0 cm, 6¼"	91166-03N	91166-05N	91166-10N	91166-20N
19,5 cm, 7¾"		91206-05N	91206-10N	91206-20N
22,0 cm, 8¾"		91226-05N	91226-10N	91226-20N
24,0 cm, 9½"		91246-05N	91246-10N	91246-20N

bayonett nach oben
bajonett upwards
bayoneta hacia arriba
baionetta in alto



	1,0 mm
19,5 cm, 7¾"	91207-10N
22,0 cm, 8¾"	91227-10N

bayonett nach unten
bajonett downwards
bayoneta hacia abajo
baionetta in basso



	0,5 mm	1,0 mm
16,0 cm, 6¼"	91168-05N	91168-10N
19,5 cm, 7¾"		91208-10N
22,0 cm, 8¾"		91228-10N

Bipolare Saugpinzetten
Bipolar suction Forceps
Pinza de succión bipolar
Pinza bipolare con canale di aspirazione

Saugpinzetten zum Absaugen von Blut und Sekret vor der Koagulation bzw. zum Absaugen von Rauch während der Koagulation.

Europäischer Flachstecker zum Anschluß von bipolaren Kabeln für praktisch alle gebräuchlichen HF-Generatoren.

Der Saugkanal mit Unterbrecherloch ist in einem Schenkel der Pinzette integriert.

An der Schlaucholive können verschiedene Schlauchdurchmesser angeschlossen werden.

Suction forceps for extraction of blood and debris by suction right before coagulation or extraction of smoke while coagulating.

European flat socket connector for bipolare cables for nearly all common high frequency generators.

Suction channel embedded inside the forceps.

Suction connector matches different suction tube diameters.



91201-20 S



Pinza de succión para sangre y líquidos antes de efectuar la coagulación como también para la eliminación de humo durante la coagulación. Enchufe plano europeo para conectar cables bipolares de equipos de alta frecuencia en uso corrientemente.

El canal de succión con su agujero de interrupción está incorporado en un lado de la pinza.

El diseño de la oliva de conexión permite la adaptación de tubos de varios diámetros.

Pinza bipolare dotata di canale di aspirazione. Per aspirare fumi, sangue ecc. durante la coagulazione. Attacco piatto per cavi bipolari con attacchi europei.

Il canale di aspirazione con interruzione é integrato sulla aletta della pinza.

Ingresso del canale di aspirazione ad oliva che permette attacchi di diversi diametri.


Bipolare Verbindungskabel
Bipolar connecting cables
Cables de conexión bipolares
Cavi di collegamento bipolari

Bipolar

Geräte seite
Unit / Equipment side
Lado de la unidad/equipamiento
Unità / Lato equipaggiamento

Instrumentenseite
Instrument side
Lado de los instrumentos
Lato strumento

	Kabellänge Meter Cable length Meter Longitud del cable Medidor Misuratore della lunghezza del cavo	Europa-Flachstecker Europe flat plug El enchufe plano de Europa Spina piatta Europa
 Erbe / Storz 12,5 mm Ø	3	R065-040125-003
	5	R065-040125-005
 Martin / Berchtold 8 mm Ø AESCULAP Wolf	3	R065-020080-003
	5	R065-020080-005
 Valleylab / Lamidey / EMC	3	R065-040285-003
	5	R065-040285-005
 2-Pin U.S. Standard Eschmann	3	R065-040000-003
	5	R065-040000-005



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

CLIPS

CLIPS

CLIPS

CLIPS PER ANEURISMA




www.Red-Instrumente.de

ACLAND Mikro-Gefäßclips
ACLAND Micro Vessel Clips
ACLAND Micro Clips vasculares
ACLAND Micro Clips vascolari


	Klemmen Nr. 1 Clamp No. 1 Pinza No.1 Morsetto n.1	Klemmen Nr. 2 Clamp No. 2 Pinza No.2 Morsetto n.2	Klemmen Nr. 3 Clamp No. 3 Pinza No.3 Morsetto n.3	Klemmen Nr. 4 Clamp No. 4 Pinza No.4 Morsetto n.4	Klemmen Nr. 5 Clamp No. 5 Pinza No.5 Morsetto n.5
Länge / Length Longitud / Lunghezza	8 mm	11 mm	16 mm	24 mm	35 mm
Gefäß-Ø / Vessel Ø Recipiente Ø / Della nave Ø	0,3 - 1,0 mm	0,6 - 1,4 mm	1,0 - 2,2 mm	1,5 - 3,3 mm	2,0 - 5,0 mm
Einzelklemmen Single Clamps Single clamp Pinza singola					
	41710-08 A 41711-08 V	41710-11 A 41711-11 V	41710-17 A 41711-17 V	41718-25 A 41719-25 V	41718-36 A 41719-36 V
Approximator ohne Rahmen Approximator without frame Aproximador sin marco Approssimatore senza telaio					
	41712-08 A 41713-08 V	41712-11 A 41713-11 V	41712-17 A 41713-17 V	41720-25 A 41721-25 V	41720-36 A 41721-36 V
Doppelklemme mit Rahmen Double Clamps with Frame Clamp doble con marco Pinza doppia con telaio					
	41714-08 A 41715-08 V	41714-11 A 41715-11 V	41714-17 A 41715-17 V		
Approximator mit Rahmen Approximator with frame Aproximador con marco Approssimatore con telaio				A = Arterie/Artery CURVED JAW 	
	41716-08 A 41717-08 V	41716-11 A 41717-11 V	41716-17 A 41717-17 V		
Approximator mit Rahmen Approximator with frame Aproximador con marco Approssimatore con telaio					
	41719-08 A 41721-08 V	41719-11 A 41721-11 V	41719-17 A 41721-17 V	V = Vene/Vein STRAIGHT JAW 	

Clip-Anlegepinzetten für ACLAND-Clips
Clip Applying Forceps for ACLAND clips
Pinzas aplicadora para clips ACLAND
Pinze per applicare clips di ACLAND




1 - 11 mm

ACLAND
41730-15
14,5 cm, 5 $\frac{3}{4}$ "



14 - 36 mm

ACLAND
41731-15
14,5 cm, 5 $\frac{3}{4}$ "



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

SÄTZE

SET

SET

SET



www.Red-Instrumente.de

Set / 200 Basic Set for Neurosurgery - Neurochirurgie Set

1x	07103-00	scalpel handle no. 3
1x	07107-00	scalpel handle no. 7
1x	07104-00	scalpel handle no. 4
1x	09160-17	MAYO, dissecting scissors, str., 17cm
1x	09161-17	MAYO, dissecting scissors, cvd., 17cm
1x	09280-18	METZENBAUM, dissecting scissors, str., 18cm
1x	11112-18	POTTS-SMITH, dressing forceps, 18cm
1x	11126-18	POTTS-SMITH, tissue forceps, 1x2 teeth, 18cm
1x	11189-15	BROWN, tissue forceps, 9x9 teeth, 15cm
1x	11315-01	TAYLOR, dressing forceps, bayonet, 17cm
1x	11315-02	TAYLOR, tissue forceps, 1x2 teeth, bayonet, 17cm
1x	41295-10	FRAZIER/FERGUSON, suction tube, 30°, 19cm
2x	25214-18	DeBAKEY, needle holder TC, 18cm
2x	25225-18	RYDER, needle holder TC, 18cm
10x	13220-12	HALSTED-MOSQUITO, hemostatic forceps, str., 12,5cm
6x	13345-14	DANDY, hemostatic forceps, cvd., 14cm
6x	13320-14	ROCHESTER-OCHSNER, hemostatic forceps, 1x2 teeth, str., 14cm
10x	15111-09	BACKHAUS, towel forceps, 9cm
2x	17170-18	FOERSTER, swab forceps, str., 18cm
1x	19214-13	FRAZIER, nerve hooklet, 13cm
1x	19168-06	RIBBON, retractor, 6x200mm
1x	19168-12	RIBBON, retractor, 12x200mm
1x	19168-17	RIBBON, retractor, 17x200mm
1x	19168-25	RIBBON, retractor, 25x200mm
2x	19670-16	WEITLANER, retractor, 16,5cm
2x	19684-16	ADSON-BABY, retractor, 16cm
1x	33711-20	LANGENBECK, periosteal elevator, 20cm
1x	33142-20	ADSON, bone rongeur, str., 20cm
1x	33247-23	LEKSELL-STILLE, bone rongeur, 23cm / 4mm
1x	33245-23	LEKSELL-STILLE, bone rongeur, 23cm / 7mm
6x	65120-15	ALLIS, tissue forceps, 5x6 teeth, 15cm
1x	41512-02	FERRIS-SMITH-KERRISON, rongeur, 45° up, 2mm, 18cm
1x	41512-03	FERRIS-SMITH-KERRISON, rongeur, 45° up, 3mm, 18cm
1x	41512-04	FERRIS-SMITH-KERRISON, rongeur, 45° up, 4mm, 18cm
1x	41432-01	LOVE-GRUENWALD, laminectomy rongeur, str., 3x10mm, 18cm
1x	41432-02	LOVE-GRUENWALD, laminectomy rongeur, 45° up, 3x10mm, 18cm
1x	41432-03	LOVE-GRUENWALD, laminectomy rongeur, 45° down, 3x10mm, 18cm
1x	41254-13	DAVIS, brain spatula, 13mm, 18cm
1x	41161-01	PENFIELD, dura dissector, 17,5cm
1x	41161-02	PENFIELD, dura dissector, 19,5cm
1x	41161-03	PENFIELD, dura dissector, 19,5cm
1x	41161-04	PENFIELD, dura dissector, 21,5cm
1x	41298-12	FRAZIER, canula, 3mm, 12cm
1x	41052-20	DANDY, nerve hook, str., 20cm
1x	19235-21	CUSHING, retractor, 21,5cm
1x	34231-15	ADSON, forceps, 15cm
2x	41094-00	GIGLI, handle for wire saw
5x	41092-50	OLIVECRONA, wire saw, 50cm
1x	41090-33	DE MARTEL, saw conductor, 33cm

Set / 201 Craniotomy Set - Kraniotomie Set

1x	07103-00	scalpel handle no. 3
1x	07107-00	scalpel handle no. 7
1x	07104-00	scalpel handle no. 4
1x	09140-14	DEAVER, dissecting scissors, str., 14,5cm
1x	09160-17	MAYO, dissecting scissors, str., 17cm
1x	09161-17	MAYO, dissecting scissors, cvd., 17cm
1x	09281-18	METZENBAUM, dissecting scissors, cvd., 18cm
2x	11170-12	ADSON, dressing forceps, 12cm
2x	11180-12	ADSON, tissue forceps, 1x2 teeth, 12cm
1x	11220-17	CUSHING, dressing forceps, str., 17cm
1x	11222-17	CUSHING, tissue forceps, str., 1x2 teeth, 17cm
1x	11315-01	TAYLOR, dressing forceps, bayonet, 17cm
1x	11315-02	TAYLOR, tissue forceps, 1x2 teeth, bayonet, 17cm
2x	41295-08	FRAZIER/FERGUSON, suction tube, 30°, Charr. 8, 19cm
10x	13220-12	HALSTED-MOSQUITO, hemostatic forceps, str., 12,5cm
10x	13221-12	HALSTED-MOSQUITO, hemostatic forceps, cvd., 12cm
10x	13345-14	DANDY, hemostatic forceps, cvd., 14cm
10x	15111-13	BACKHAUS, towel forceps, 13cm
5x	17170-25	FOERSTER, swab forceps, str., 25cm
2x	19235-21	CUSHING, retractor, 21,5cm
2x	19214-13	FRAZIER, nerve hooklet, 13cm
1x	19630-10	JANSEN, retractor, 10cm
2x	19670-20	WEITLANER, retractor, 20cm
1x	33483-00	BRUNS, bone curette, Fig.0, str., 23cm
1x	33483-01	BRUNS, bone curette, Fig.1, str., 23cm
1x	33483-02	BRUNS, bone curette, Fig.2, str., 23cm
1x	33483-03	BRUNS, bone curette, Fig.3, str., 23cm
1x	33137-17	LUER, bone rongeur, cvd., 17cm
1x	33151-16	LEMPERT, bone rongeur, cvd., 16cm
1x	33230-22	STILLE-LUER, bone rongeur, str., 22cm
1x	33231-22	STILLE-LUER, bone rongeur, cvd., 22cm
1x	41096-21	DeVILBIS, skull punch, 21cm
1x	41432-01	LOVE-GRUENWALD, laminectomy rongeur, str., 3x10mm, 18cm
1x	41432-02	LOVE-GRUENWALD, laminectomy rongeur, 45° up, 3x10mm, 18cm
1x	41432-03	LOVE-GRUENWALD, laminectomy rongeur, 45° down, 3x10mm, 18cm
1x	09619-17	SCHMIEDEN-TAYLOR, dura scissors, 17cm
1x	41254-13	DAVIS, brain spatula, 13mm, 18cm
1x	41250-11	CUSHING, brain spatula, 8x10mm
1x	41253-11	OLIVECRONA, brain spatula, 11mm/13mm
1x	41158-01	FRAZIER, dura dissector, 15cm
2x	41298-12	FRAZIER, canula 3mm/12cm
1x	41052-20	DANDY, nerve hook, str., 20cm
1x	19234-20	CUSHING, retractor, 20cm
1x	34240-27	HUDSON, bone hand drill, 27cm
1x	34231-15	ADSON, forceps, 15cm
2x	41094-00	GIGLI, handle for wire saw
10x	41092-50	OLIVECRONA, wire saw, 50cm
2x	41090-33	DeMARTEL, saw conductor, 33cm
1x	41028-00	RANEY, applying forceps
1x	91162-19	bipolar forceps, 0,3mm, 19,5cm
1x	91193-30	bipolar connecting cable, 3 meter

Set / 202 Laminectomy Set - Laminektomie Set

1x	07103-00	scalpel handle no. 3
1x	07104-00	scalpel handle no. 4
1x	09140-14	DEAVER, dissecting scissors, str., 14,5cm
1x	09160-17	MAYO, dissecting scissors, str., 17cm
1x	09161-17	MAYO, dissecting scissors, cvd., 17cm
1x	09281-18	METZENBAUM, dissecting scissors, cvd., 18cm
2x	11102-14	dressing forceps, 14,5cm
1x	11102-20	dressing forceps, 20cm
2x	11120-14	tissue forceps, 1x2 teeth, 14,5cm
1x	11120-20	tissue forceps, 1x2 teeth, 20cm
1x	11220-17	CUSHING, dressing forceps, str., 17cm
1x	11222-17	CUSHING, tissue forceps, str., 1x2 teeth, 17cm
1x	11315-01	TAYLOR, dressing forceps, bayonet, 17cm
1x	11315-02	TAYLOR, tissue forceps, 1x2 teeth, bayonet, 17cm
1x	41295-08	FRAZIER/FERGUSON, suction tube, 30°, Charr.8, 19cm
1x	41295-10	FRAZIER/FERGUSON, suction tube, 30°, Charr. 10, 19cm
1x	41295-12	FRAZIER/FERGUSON, suction tube, 30°, Charr. 12, 19cm
2x	25180-16	MAYO-HEGAR, needle holder, 16cm
10x	13220-12	HALSTED-MOSQUITO, hemostatic forceps, str., 12,5cm
10x	13221-12	HALSTED-MOSQUITO, hemostatic forceps, cvd., 12cm
6x	13263-16	CRILE-RANKIN, hemostatic forceps, cvd., 16cm
6x	13265-16	CRILE-RANKIN, hemostatic forceps, 1x2 teeth, cvd., 16cm
5x	17170-25	FOERSTER, swab forceps, str., 25cm
2x	19235-21	CUSHING, retractor, 21,5cm
2x	19281-04	VOLKMANN, retractor, 4 teeth, 21,5cm
2x	19670-20	WEITLANER, retractor, sharp, 20cm
1x	19686-32	ADSON, retractor, blunt, 32cm
1x	19690-31	BECKMANN, retractor, sharp, 31cm
1x	33711-20	LANGENBECK, elevator, 8mm, 20cm
1x	33710-19	LANGENBECK, elevator, 16mm, 19cm
1x	33700-03	BERGMANN, hammer, Ø 45mm, 300 gr., 24cm
1x	33482-98	BRUNS, bone curette, Fig.00, str., 23cm
1x	33483-00	BRUNS, bone curette, Fig.0, str., 23cm
1x	33483-01	BRUNS, bone curette, Fig.1, str., 23cm
1x	33483-02	BRUNS, bone curette, Fig.2, str., 23cm
1x	33483-03	BRUNS, bone curette, Fig.3, str., 23cm
1x	33483-04	BRUNS, bone curette, Fig.4, str., 23cm
1x	33483-05	BRUNS, bone curette, Fig.5, str., 23cm
1x	33483-06	BRUNS, bone curette, Fig.6, str., 23cm
1x	33136-17	LUER, bone rongeur, str., 17cm
1x	33231-22	STILLE-LUER, bone rongeur, cvd., 22cm
1x	33235-23	STILLE-LUER, bone rongeur, 23cm
1x	33293-27	STILLE-HORSLEY, bone cutting forceps, 27cm
1x	33290-27	STILLE-LISTON, bone cutting forceps, 27cm
5x	65120-15	ALLIS, tissue forceps, 5x6 teeth, 15cm
1x	41512-02	FERRIS-SMITH-KERRISON, 45° up, 2mm, 18cm
1x	41512-03	FERRIS-SMITH-KERRISON, 45° up, 3mm, 18cm
1x	41512-04	FERRIS-SMITH-KERRISON, 45° up, 4mm, 18cm
1x	41432-01	LOVE-GRUENWALD, laminectomy rongeur, str., 3x10mm, 18cm
1x	41432-02	LOVE-GRUENWALD, laminectomy rongeur, 45° up, 3x10mm, 18cm
1x	41432-03	LOVE-GRUENWALD, laminectomy rongeur, 45° down, 3x10mm, 18cm


1x	41151-24	DAVIS, dura dissector, 24cm
1x	47415-18	FREER, septum elevator, 18cm
1x	41161-00	PENFIELD, dura dissector, 17,5cm
1x	41161-02	PENFIELD, dura dissector, 19,5cm
1x	41161-03	PENFIELD, dura dissector, 19,5cm
1x	41161-04	PENFIELD, dura dissector, 21,5cm
1x	41052-20	DANDY, nerve hook, str., 20cm
1x	41056-18	CUSHING, nerve hook, 18cm
1x	41074-23	SCOVILLE, retractor, str., 23cm
1x	19911-00	SCOVILLE, frame only, 15cm
1x	19912-50	SCOVILLE, hook only, 50mm
1x	19917-64	SCOVILLE, blade only, 64x25mm
1x	41020-00	clip carrier with 1 holder
1x	41019-14	OLIVECRONA-TOENNIS, 140mm
1x	91162-19	bipolar forceps, 0,3mm, 19,5cm
1x	91193-30	bipolar connecting cable, 3 meter

Set / 203 Skull Traction Set - Schädel Traktion Set

1x	07103-00	scalpel handle no. 3
1x	09160-14	MAYO, dissecting scissors, str., 14,5cm
1x	11120-14	tissue forceps, 1x2 teeth, 14,5cm
1x	13220-12	HALSTED-MOSQUITO, hemostatic forceps, str., 12,5cm
1x	13221-12	HALSTED-MOSQUITO, hemostatic forceps, cvd., 12cm
2x	17170-25	FOERSTER, swab forceps, str., 25cm
1x	41025-02	CRUTCHFIELD, traction long
1x	34240-27	HUDSON, bone hand drill, complete, 27cm
6x	15111-09	BACKHAUS, towel forceps, 9cm

Set / 204 Transphenoidal Hypophysectomy Set - Transphenoidal Hypophysektomie Set

2x	07103-00	scalpel handle no. 3
1x	07104-00	scalpel handle no. 4
1x	09120-14	operating scissors, standard, str., 14cm
1x	11110-14	dressing forceps, narrow, 14cm
1x	09375-11	STRABISMUS, scissors TC, cvd., 11cm
1x	11170-12	ADSON, dressing forceps, 12cm
1x	11180-12	ADSON, tissue forceps, 1x2 teeth, 12cm
1x	47154-20	JANSEN, nasal forceps, 20cm
2x	41295-08	FRAZIER/FERGUSSON, suction tube, 30°, Charr. 8, 19cm
2x	41295-10	FRAZIER/FERGUSSON, suction tube, 30°, Charr. 10, 19cm
2x	41295-12	FRAZIER/FERGUSSON, suction tube, 30°, Charr. 12, 19cm
2x	25144-13	HALSEY, needle holder TC, 13cm
2x	13221-12	HALSTED-MOSQUITO, hemostatic forceps, cvd., 12cm
2x	13211-10	HARTMANN, hemostatic forceps, cvd., 10cm
2x	13475-14	MIXTER-BABY, hemostatic forceps, 14cm
2x	19160-17	SENN-MILLER, retractor, 3 teeth, 17cm
6x	15111-13	BACKHAUS, towel forceps, 13cm
2x	17170-25	FOERSTER, swab forceps, str., 25cm
2x	19221-03	nerve and wound hooks, 3 prongs, 16cm
1x	41522-03	COLCLOUGH, disc rongeur, 90° up, 3mm, 20cm
1x	41512-02	FERRIS-SMITH-KERRISON, rongeur, 45° up, 2mm, 18cm
1x	41512-03	FERRIS-SMITH-KERRISON, rongeur, 45° up, 3mm, 18cm
1x	41422-01	CUSHING, laminectomy rongeur, str., 2x10mm, 18cm
1x	41432-01	LOVE-GRUENWALD, laminectomy rongeur, str., 3x10mm, 18cm
1x	41432-02	LOVE-GRUENWALD, laminectomy rongeur, 45° up, 3x10mm, 18cm
1x	41442-01	SPURLING, laminectomy rongeur, str., 4x10mm, 18cm
1x	41254-13	DAVIS, brain spatula, 13mm, 18cm
1x	41447-27	LANDOLT, tumor grasping forceps, Ø 9mm, 27cm
1x	93670-01	HARDY, enucleator, blunt, right, 24,5cm
1x	93670-09	HARDY, implant fork, 24,5cm
1x	93700-06	HARDY, curette, malleable, 6mm, 26cm
1x	93660-01	NICOLA, curette, malleable, 6,5mm, right, 21,5cm
1x	93660-02	NICOLA, curette, malleable, 6,5mm, left, 21,5cm
1x	93660-03	NICOLA, curette, malleable, 6,5mm, 21,5cm
1x	93600-01	CUSHING-LANDOLT, specula, 70x15mm
1x	93600-02	CUSHING-LANDOLT, specula, 90x15mm
1x	93605-21	LANDOLT, spreader for specula, 21cm
1x	93710-03	LANDOLT-REULEN, raspatory, 2,2mm, 26cm
1x	93710-04	LANDOLT-REULEN, raspatory, 3,2mm, 26cm
1x	93710-07	LANDOLT-REULEN, dissector, 2,0mm, 26cm
1x	93720-02	NICOLA, forceps, scoop-shaped, str., 16,5cm
1x	93720-04	NICOLA, grasping forceps, str., 16,5cm
1x	93720-03	NICOLA, micro scissors, str., 16,5cm
1x	93630-04	COTTLE, chisel, 4mm, 18,5cm
1x	33700-05	COTTLE, hammer, Ø 30mm, 240 gr., 18cm



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

NUMMERNVERZEICHNIS

NUMERICAL INDEX

INDICE NUMÉRICO

INDICE NUMERICO



www.Reda-Instrumente.de

03

03288-17	8
03288-20	8
03292-22	8
03294-24	8
03304-20	8
03306-17	8
03308-18	8
03320-19	11
03340-10	11
03340-15	11
03340-20	11
03340-30	11
03340-50	11
03350-15	11
03360-01	11

07

07103-00	14
07103-01	14
07106-01	14
07107-00	15
07107-01	15
07109-10	15
07109-13	15
07109-15	15
07161-00	15
07162-00	15
07165-00	15
07167-00	15
07290-09	17
07291-11	17
07294-13	17

09

09102-13	20
09102-14	20
09102-16	20
09102-18	20
09103-13	20
09103-14	20
09103-16	20
09103-18	20
09104-14 TC	20
09105-14 TC	20
09110-13	20
09110-14	20
09110-16	20
09110-18	20
09111-13	20
09111-14	20

09111-16	20
09111-18	20
09114-14 TC	20
09115-14 TC	20
09120-13	20
09120-14	20
09120-16	20
09120-18	20
09121-13	20
09121-14	20
09121-16	20
09121-18	20
09124-14 TC	20
09125-14 TC	20
09130-14	21
09131-14	21
09140-14	21
09141-14	21
09150-14	21
09151-14	21
09160-14	22
09160-17	22
09160-23	22
09161-14	22
09161-17	22
09161-23	22
09164-14 TC	22
09164-17 TC	22
09164-23 TC	22
09165-14 TC	22
09165-17 TC	22
09165-23 TC	22
09170-15	22
09170-17	22
09170-21	22
09171-15	22
09171-17	22
09171-21	22
09174-15 TC	22
09174-17 TC	22
09174-21 TC	22
09175-15 TC	22
09175-17 TC	22
09175-21 TC	22
09190-16	22
09191-16	22
09194-16 TC	22
09195-16 TC	22
09280-12	23
09280-15	23
09280-18	23
09280-20	23

09280-23	23
09280-25	23
09281-12	23
09281-15	23
09281-15B	24
09281-18	23
09281-18B	24
09281-20	23
09281-20B	24
09281-23	23
09281-25	23
09282-15	23
09282-18	23
09282-20	23
09282-23	23
09282-25	23
09283-15	23
09283-15B	25
09283-18	23
09283-18B	24
09283-20	23
09283-20B	24
09283-23	23
09283-25	23
09284-12 TC	23
09284-15 TC	23
09284-18 TC	23
09284-20 TC	23
09284-23 TC	23
09284-25 TC	23
09285-12 TC	23
09285-15 TC	23
09285-18 TC	23
09285-20 TC	23
09285-23 TC	23
09285-25 TC	23
09286-15 TC	23
09286-18 TC	23
09286-20 TC	23
09286-23 TC	23
09286-25 TC	23
09287-15 TC	23
09287-18 TC	23
09287-20 TC	23
09287-23 TC	23
09287-25 TC	23
09310-12	26
09310-15	26
09312-12	26
09314-12 TC	26
09321-15	26
09321-18	26

09322-13	26
09325-15 TC	26
09340-09	27
09340-10	27
09340-11	27
09341-09	27
09341-10	27
09341-11	27
09344-11 TC	27
09345-11 TC	27
09346-11	27
09350-09	28
09351-09	28
09352-09	28
09353-09	28
09360-11	28
09361-11	28
09362-11	28
09363-11	28
09371-11B	25
09473-21	29
09474-22	29
09475-00	29
09475-25	29
09475-45	29
09475-60	29
09475-90	29
09476-00 TC	29
09476-25 TC	29
09476-45 TC	29
09476-60 TC	29
09476-90 TC	29
09477-01	30
09478-25	30
09478-45	30
09478-60	30
09479-25	30
09479-45	30
09479-60	30
09480-18	30
09480-25	31
09480-25 SC	31
09480-40	31
09480-40 SC	31
09480-60	31
09480-60 SC	31
09481-25 TC	31
09481-40 TC	31
09481-60 TC	31
09490-16	31
09490-23	31
09490-28	31

09491-16	31
09491-23	31
09491-28	31
09492-16	31
09492-23	31
09492-28	31
09496-15	32
09497-15	32
09540-16	21
09541-16	21
09542-16 TC	21
09543-16 TC	21
09582-15	27
09583-15	27
09601-22	33
09610-18	27
09611-18	27
09617-17	33
09619-17	34
09620-23	33
09831-12	34
09835-12 TC	34

10

10120-18	35
10121-18	35
10122-18	35
10123-18	35
10133-10	36
10135-10	36
10140-08	37
10141-08	37
10143-08	37
10202-11	38
10202-14	38
10202-14T	38
10202-18	38
10202-18T	38
10202-21	38
10202-21T	38
10202-23	38
10203-11	38
10203-14	38
10203-14T	38
10203-18	38
10203-18T	38
10203-21	38
10203-21T	38
10203-23	38
10220-00	39
10220-00T	39
10220-25	39

13

13013-50 77	13115-00 81	13431-23 87	19670-20 119	19695-18 132
13014-30 77	13210-10 81	13431-25 87	19670-24 119	19710-00 137
13014-35 77	13211-10 81	13431-28 87	19671-14 119	19710-01 137-138
13014-40 77	13212-10 81	13475-14 88	19671-16 119	19710-40 137, 139
13014-50 77	13213-10 81	13475-18 88	19671-20 119	19710-45 137, 139
13015-30 77	13214-10 81		19671-24 119	19710-50 137, 139
13015-35 77	13215-10 81	19	19672-11 120	19710-55 137, 139
13015-40 77	13220-12 82	19128-18 101	19673-11 120	19710-60 137, 139
13015-50 77	13220-14 82	19128-20 101	19674-15 120	19711-00 139
13090-40 78	13220-18 82	19128-23 101	19675-00 121	19711-01 139-140
13090-45 78	13221-12 82	19214-13 100	19675-13 120	19711-40 138, 140
13090-50 78	13221-14 82	19214-18 100	19676-00 121	19711-45 138, 140
13091-40 78	13221-18 82	19215-13 100	19677-13 122	19711-50 138, 140
13091-45 78	13222-12 82	19215-18 100	19677-19 121	19711-55 138, 140
13091-50 78	13223-12 82	19216-01 100	19677-25 121	19711-60 138, 140
13092-07 79	13224-12 82	19216-02 100	19677-32 121	19712-00 138
13092-08 79	13225-12 82	19216-05 100	19678-05 121	19713-00 140
13092-10 79	13226-12 82	19216-07 100	19678-06 121	19721-00 141
13092-12 79	13227-12 82	19216-10 100	19678-16 122	19721-15 141
13093-07 79	13230-12 82	19234-20 101	19679-20 126	19724-40 143
13093-08 79	13230-14 82	19235-21 101	19679-22 122	19724-45 143
13093-10 79	13231-12 82	19314-07 102	19680-19 123	19724-50 143
13093-12 79	13231-14 82	19314-10 102	19681-19 123	19724-55 143
13094-09 80	13232-12 82	19314-12 102	19681-21 123	19724-60 143
13095-10 80	13233-12 82	19314-14 102	19682-26 124	19725-40 143
13096-06 79	13240-14 83	19314-15 102	19683-26 124	19725-45 143
13096-07 79	13240-18 83	19314-16 102	19684-14 124	19725-50 143
13096-09 79	13241-14 83	19314-20 102	19684-16 124	19725-55 143
13096-11 79	13241-18 83	19315-06 102	19684-20 124	19725-60 143
13097-06 79	13242-16 83	19315-21 102	19684-26 124	19726-01 141, 152
13097-07 79	13243-16 83	19317-21 103	19685-14 124	19727-25T 142
13097-09 79	13244-14 83	19318-40 103	19685-16 124	19727-30T 142
13097-11 79	13245-14 83	19318-57 103	19685-20 124	19727-35T 142
13098-06 78	13250-14 83	19318-78 103	19685-26 124	19727-40T 142
13099-07 78	13250-18 83	19330-40 102	19686-32 127	19727-45T 142
13102-04 81	13251-14 83	19330-55 102	19687-01 128	19727-50T 142
13102-05 81	13251-18 83	19620-07 118	19687-02 128	19727-55T 142
13103-04 81	13254-14 83	19620-10 118	19688-01 128	19727-60T 142
13103-05 81	13255-14 83	19621-07 118	19688-02 128	19728-25T 142
13110-50 81	13262-16 83	19621-10 118	19689-01 129	19728-30T 142
13110-55 81	13263-16 83	19630-10 118	19689-02 129	19728-35T 142
13110-65 81	13345-12 84	19631-10 118	19690-31 130	19728-40T 142
13110-70 81	13345-14 84	19634-10 118	19692-32 130	19728-45T 142
13110-75 81	13364-14 85	19635-10 118	19693-01 126	19728-50T 142
13110-90 81	13366-19 85	19640-14 125	19693-02 126	19728-55T 142
13111-50 81	13414-20 86	19641-14 125	19693-28 131	19728-60T 142
13111-55 81	13415-14 86	19650-10 119	19694-01 104	19729-30T 142
13111-65 81	13415-18 86	19651-10 119	19694-02 104	19729-35T 142
13111-70 81	13431-13 87	19654-13 119	19694-03 104	19729-40T 142
13111-75 81	13431-16 87	19655-13 119	19694-18 132	19729-45T 142
13111-90 81	13431-18 87	19670-14 119	19695-01 133	19729-50T 142
13113-03 80	13431-20 87	19670-16 119	19695-02 133	

25

25672-14T95	33101-14158	33260-24167	33476-01182	33488-00185
25672-1895	33102-01158	33261-22167	33476-02182	33488-01185
25672-18D95	33102-02158	33274-14168	33476-03182	33488-02185
25672-18T95	33131-15159	33274-17168	33476-98182	33489-00185
25672-2195	33133-15159	33274-19168	33476-99182	33489-01185
25672-21D95	33136-17159	33275-14168	33477-00182	33489-02185
25672-21T95	33137-17159	33275-17168	33477-01182	33489-03185
25672-2395	33142-20159	33275-19168	33477-02182	33490-10186
25672-23D95	33143-20159	33280-15168	33477-03182	33490-20186
25673-1495	33147-20160	33281-15168	33477-04182	33490-30186
25673-14D95	33148-18160	33282-19168	33477-05182	33490-40186
25673-14T95	33150-16160	33283-17168	33477-06182	33490-50186
25673-1895	33151-16160	33284-15168	33478-98182	33491-01186
25673-18D95	33152-17160	33286-18168	33478-99182	33491-02186
25673-18T95	33153-17160	33289-18168	33479-00182	33491-03186
25673-21T95	33154-18161	33290-23169	33479-01182	33491-04186
25674-1495	33155-18161	33290-27169	33479-02182	33491-05187
25674-1895	33156-18161	33291-23169	33479-03182	33491-06187
25674-2195	33157-02161	33291-27169	33479-04182	33491-07187
25675-1495	33157-03161	33292-26169	33479-05182	33491-08187
25675-1895	33157-04162	33293-27169	33479-06182	33492-13188
25676-1495	33157-05162	33295-24169	33480-97184	33492-16188
25677-1495	33157-06162	33469-96180	33480-98184	33492-20188
25691-1895	33158-03162	33469-97180	33481-00184	33494-13188
25700-1894	33158-04162	33469-98180	33481-01184	33494-14188
25701-1894	33158-05162	33470-00180	33481-02184	33494-17188
25720-1294	33159-03162	33470-01180	33481-03184	33495-16188
25720-12D94	33159-04162	33470-02180	33481-04184	33500-01187
25720-1394	33159-05162	33470-03180	33481-05184	33500-02187
25720-13D94	33159-20162	33470-04180	33481-06184	33500-03187
25720-1494	33201-18163	33470-05180	33482-01183	33508-22190
25720-14D94	33202-18163	33470-06180	33482-02183	33509-03191
25730-1894	33205-18163	33473-01181	33482-03183	33509-05191
25730-18D94	33211-15163	33473-02181	33482-97184	33509-08191
25730-2194	33213-15163	33473-03181	33482-98184	33510-12191
25730-21D94	33216-18164	33473-04181	33483-00184	33510-14191
25730-2394	33217-18164	33473-05181	33483-01184	33510-16191
25730-23D94	33219-23164	33473-06181	33483-02184	33630-06192
25731-1294	33220-20164	33474-04183	33483-03184	33630-08192
25731-1394	33230-22165	33474-05183	33483-04184	33630-10192
25731-1494	33230-26165	33474-13183	33483-05184	33630-12192
25731-1894	33231-22165	33474-14183	33483-06184	33630-15192
25731-18D94	33231-26165	33474-96180	33484-97184	33630-20192
25731-2194	33235-23165	33474-97180	33484-98184	33630-25192
25731-21D94	33237-23165	33474-98180	33485-00184	33630-30192
25731-2394	33241-30166	33475-00180	33485-01184	33631-10192
25731-23D94	33243-30166	33475-01180	33485-02184	33631-12192
	33245-23166	33475-02180	33485-03184	33631-15192
	33247-23166	33475-03180	33485-04184	33631-20192
	33257-23167	33475-04180	33485-05184	33631-25192
	33258-23167	33475-05180	33485-06184	33631-30192
	33259-23167	33475-06180	33487-99185	33632-06192
33100-01158				
33100-02158				
33101-12158				


33632-08192	33650-08194	33661-15197	33709-0010	33753-01252
33632-10192	33650-10194	33661-20197	33709-0110	33753-02252
33632-12192	33650-13194	33661-25197	33709-0210	33753-03252
33632-15192	33650-16194	33661-30197	33709-21204	33754-17214
33632-20192	33650-18194	33664-04197	33710-01204	33755-17214
33632-25192	33650-20194	33664-06197	33710-02204	33756-17214
33632-30192	33650-25194	33664-08197	33710-07205	33757-17214
33633-06192	33650-30194	33664-10197	33710-15205	33758-04213
33633-08192	33650-38194	33664-12197	33710-19205	33758-06213
33633-10192	33650-44194	33665-04197	33710-20205	33758-08213
33633-12192	33650-50194	33665-06197	33711-16206	33759-06214
33633-15192	33651-04194	33665-08197	33711-18205	33759-12214
33633-20192	33651-06194	33665-10197	33711-20205	33759-19214
33633-25192	33651-08194	33665-12197	33711-21205	33759-25214
33633-30192	33651-10194	33665-24198	33712-16206	33765-17215
33634-06192	33651-13194	33665-26198	33713-16206	33767-19215
33634-08192	33651-16194	33665-55198	33713-17206	33831-16105
33634-10192	33651-18194	33665-90198	33714-15206	33833-16105
33634-12192	33651-20194	33666-22198	33715-20206	33966-1189
33634-15192	33651-25194	33667-06199	33716-18206	
33634-20192	33651-30194	33667-08199	33717-19-01207	
33634-25192	33651-38194	33667-11199	33717-19-02207	34
33634-30192	33651-44194	33667-16199	33718-16207	34231-15177
33644-06193	33651-50194	33669-05199	33719-17207	34240-27282
33644-09193	33652-02195	33669-10199	33720-19207	34241-00282
33644-13193	33652-03195	33669-15199	33720-21207	34242-09282
33644-16193	33652-04195	33670-05199	33721-17208	34242-14282
33644-19193	33652-06195	33670-10199	33722-06209	34242-16282
33644-25193	33652-08195	33670-15199	33722-08209	34242-22282
33644-32193	33652-10195	33691-349	33723-17208	34243-02282
33645-06193	33652-12195	33694-019	33725-17208	34244-10282
33645-09193	33652-15195	33694-039	33727-17208	34244-14282
33645-13193	33654-02195	33695-409	33728-24209	34244-16282
33645-16193	33654-03195	33699-179	33729-24209	34244-17282
33645-19193	33654-04195	33700-0110	33731-22210	34246-00282
33645-25193	33654-06195	33700-01-0110	33733-22210	34248-00282
33645-32193	33654-08195	33700-0510	33740-19211	34270-00283
33647-06193	33654-10195	33700-0710	33741-18211	34270-01283
33647-09193	33654-12195	33701-16202	33742-18211	34280-00284
33647-14193	33654-15195	33702-15202	33743-18211	34290-00284
33647-16193	33656-28196	33703-15202	33745-19212	34295-00284
33647-19193	33657-28196	33704-01202	33746-19212	34815-03178
33647-25193	33658-28196	33704-02203	33747-18212	34815-04178
33647-32193	33659-28196	33705-05203	33748-20212	34815-06178
33649-09193	33660-07197	33705-10203	33749-10213	34816-13177
33649-14193	33660-10197	33705-15203	33749-13213	34816-16177
33649-16193	33660-15197	33705-20203	33749-19213	34816-19177
33649-19193	33660-20197	33705-25203	33750-08213	
33649-25193	33660-25197	33706-18203	33750-17213	41
33649-32193	33660-30197	33707-15203	33751-01252	41011-15170
33650-04194	33661-07197	33707-17204	33751-02252	41011-19170
33650-06194	33661-10197	33708-19204	33751-03252	41015-23170
				41015-26170

41017-23170	41098-20176	41238-19243	41297-09227	41430-01232
41017-26170	41141-25217	41238-19-05244	41297-10227	41430-02232
41019-14170	41142-19217	41238-19-10244	41297-11227	41430-03232
41020-00170	41143-21217	41238-19-15244	41297-12227	41431-01232
41025-01172	41146-18217	41239-19243	41298-12227	41431-02232
41025-02172	41146-24217	41240-16244	41299-03226	41431-03232
41026-35172	41147-21218	41242-19114	41299-05226	41432-01232
41026-50172	41149-22218	41243-19114	41299-07226	41432-02232
41027-00172	41151-24218	41244-19114	41300-02228	41432-03232
41028-00172	41155-20218	41245-19114	41300-03228	41440-01232
41051-20106	41156-18219	41249-07266	41300-04228	41440-02232
41052-20106	41158-01219	41249-10266	41300-05228	41440-03232
41053-20106	41158-02219	41249-13266	41301-15228	41441-01232
41054-20107	41158-03219	41249-16266	41301-20228	41441-02232
41056-18107	41161-01220	41249-19266	41301-25228	41441-03232
41056-28107	41161-02220	41249-22266	41301-35228	41442-01232
41058-18107	41161-03220	41250-11266	41302-01228	41442-02232
41058-28107	41161-04220	41250-15266	41302-02228	41442-03232
41061-16108	41161-05220	41250-18266	41303-09229	41444-01234
41064-16108	41170-01250	41253-07266	41303-12229	41444-02234
41068-20108	41170-02250	41253-11266	41303-15229	41444-03234
41069-20108	41170-03250	41253-15266	41303-18229	41445-25239
41070-29108	41170-04250	41253-18266	41303-25229	41446-02239
41074-23109	41170-05250	41254-06267	41303-30229	41446-03239
41075-24109	41170-06250	41254-10267	41303-45229	41446-09239
41076-03109	41170-07250	41254-13267	41304-06229	41448-02233
41076-04109	41170-08250	41254-16267	41304-08229	41448-03233
41076-05109	41170-09250	41254-19267	41304-10229	41448-04233
41076-07109	41170-10250	41254-25267	41306-00230	41449-01233
41077-04110	41170-11250	41254-32267	41306-05230	41449-02233
41077-06110	41170-12250	41254-38267	228, 230	41449-03233
41077-08110	41170-13250	41290-21226	41306-07230	41450-00234
41077-10110	41170-14250	41294-40226	228, 230	41451-01235
41078-23111	41170-15250	41295-04227	41306-09230	41451-02235
41079-21111	41210-23253	41295-05227	228, 230	41451-03235
41080-19112	41211-23253	41295-06227	41306-12228	41452-01235
41081-19112	41213-23253	41295-07227	41308-00230	41452-02235
41083-19112	41221-00254	41295-08227	41401-16147	41452-03235
41085-20112	41222-00254	41295-08-13227	41404-17148	41453-01235
41090-33173	41223-00254	41295-08-16227	41405-17148	41453-02235
41091-31112	41224-00254	41295-09227	41405-27148	41453-03235
41091-41112	41230-01242	41295-10227	41406-01149	41458-20235
41092-30173	41230-02242	41295-10-13227	41406-02149	41460-01236
41092-40173	41230-03242	41295-10-16227	41420-01232	41460-02236
41092-50173	41230-05242	41295-11227	41420-02232	41460-03236
41092-60173	41230-06242	41295-12227	41420-03232	41461-01236
41092-70173	41231-19243	41295-12-13227	41421-01232	41461-02236
41093-00173	41232-19243	41295-12-16227	41421-02232	41461-03236
41094-00173	41233-19243	41295-15227	41421-03232	41462-01236
41095-00173	41234-19243	41297-06227	41422-01232	41462-02236
41096-21174	41236-19 115, 245	41297-07227	41422-02232	41462-03236
41097-22175	41237-19 115, 245	41297-08227	41422-03232	41465-01236

41465-02236	41510-03B.....275	41514-04-23...274	41542-02B.....277	41544-05-23...276
41465-03236	41510-04274	41514-05274	41542-03276	41544-05-23B.....
41466-01236	41510-04B.....275	41514-05-23...274	41542-03B.....277	277
41466-02236	41510-05274	41515-01274	41542-04276	41544-05B.....277
41466-03236	41510-05B.....275	41515-01-23...274	41542-04B.....277	41710-08 A.....296
41467-01236	41511-01.....274	41515-01-23B.....	41542-05276	41710-11 A.....296
41467-02236	41511-02.....274	275	41542-05B.....277	41710-17 A.....296
41467-03236	41511-03.....274	41515-01B.....275	41543-01276	41711-08 V.....296
41470-01236	41511-04.....274	41515-02274	41543-01-23...276	41711-11 V.....296
41470-02236	41511-05.....274	41515-02-23...274	41543-01-23B.....	41711-17 V.....296
41470-03236	41512-01274	41515-02-23B.....	277	41712-08 A.....296
41471-01236	41512-01B.....275	275	41543-01B.....277	41712-11 A.....296
41471-02236	41512-02274	41515-02B.....275	41543-02276	41712-17 A.....296
41471-03236	41512-02B.....275	41515-03274	41543-02-23...276	41713-08 V.....296
41472-01236	41512-03274	41515-03-23...274	41543-02-23B.....	41713-11 V.....296
41472-02236	41512-03B.....275	41515-03-23B.....	277	41713-17 V.....296
41472-03236	41512-04274	275	41543-02B.....277	41714-08 A.....296
41475-01236	41512-04B.....275	41515-03B.....275	41543-03276	41714-11 A.....296
41475-02236	41512-05274	41515-04274	41543-03-23...276	41714-17 A.....296
41475-03236	41512-05B.....275	41515-04-23...274	41543-03-23B.....	41715-08 V.....296
41476-01236	41513-01274	41515-04-23B.....275	277	41715-11 V.....296
41476-02236	41513-01-23...274	41515-04B.....275	41543-03B.....277	41715-17 V.....296
41476-03236	41513-01-23B.....	41515-05274	41543-04276	41716-08 A.....296
41477-01236	275	41515-05-23...274	41543-04-23...276	41716-11 A.....296
41477-02236	41513-01B.....275	41515-05-23B.....	41543-04-23B.....	41716-17 A.....296
41477-03236	41513-02274	275	277	41717-08 V.....296
41480-01236	41513-02-23...274	41515-05B.....275	41543-04B.....277	41717-11 V.....296
41480-02236	41513-02-23B.....	41520-03278	41543-05276	41717-17 V.....296
41480-03236	275	41520-05278	41543-05-23...276	41718-25 A.....296
41481-01236	41513-02B.....275	41522-03278	41543-05-23B.....	41718-36 A.....296
41481-02236	41513-03274	41522-05278	277	41719-08 A.....296
41481-03236	41513-03-23...274	41524-03278	41543-05B.....277	41719-11 A.....296
41482-01236	41513-03-23B.....	41524-05278	41544-01276	41719-17 A.....296
41482-02236	275	41526-03278	41544-01-23...276	41719-25 V.....296
41482-03236	41513-03B.....275	41526-05278	41544-01-23B.....277	41719-36 V.....296
41490-01237	41513-04274	41527-03278	41544-01B.....277	41720-25 A.....296
41490-02237	41513-04-23...274	41527-05278	41544-02276	41720-36 A.....296
41490-03237	41513-04-23B.....	41529-03278	41544-02-23...276	41721-08 V.....296
41492-01237	275	41529-05278	41544-02-23B.....	41721-11 V.....296
41492-02237	41513-04B.....275	41540-01276	277	41721-17 V.....296
41492-03237	41513-05274	41540-01B.....277	41544-02B.....277	41721-25 V.....296
41494-01237	41513-05-23...274	41540-02276	41544-03276	41721-36 V.....296
41494-02237	41513-05-23B.....	41540-02B.....277	41544-03-23...276	41730-15297
41494-03237	275	41540-03276	41544-03-23B.....	41731-15297
41496-01237	41513-05B.....275	41540-03B.....277	277	41801-01268
41496-02237	41514-01274	41540-04276	41544-03B.....277	41802-00271
41496-03237	41514-01-23...274	41540-04B.....277	41544-04276	41802-02268
41510-01274	41514-02274	41540-05276	41544-04-23...276	41803-01270
41510-01B.....275	41514-02-23...274	41540-05B.....277	41544-04-23B.....	41807-00270
41510-02274	41514-03274	41542-01276	277	41810-10
41510-02B.....275	41514-03-23...274	41542-01B.....277	41544-04B.....277	268, 270-271
41510-03274	41514-04274	41542-02276	41544-05276	

41821-21	47303-06279	91160-20N290	93092-2296	93211-18.....45
.....269-270	47304-01279	91162-05N290	93093-1696	93212-1645
41822-22	47304-02279	91162-10N290	93093-2096	93213-1645
.....268-269	47304-03279	91162-19288	93093-2296	93216-1245
41826-26	47304-04279	91163-19288	93093-2496	93216-1645
.....268-269	47311-10280	91164-19288	93094-1641	93217-1245
41830-30	47311-25280	91166-03N291	93094-2041	93217-1645
.....268-269, 271	47311-30280	91166-05N291	93095-1641	93218-1345
41832-32269	47316-16280	91166-10N291	93095-2041	93219-1245
41842-42	47347-20230	91166-19289	93097-2041	93221-1845
.....271-272	47411-16215	91166-20N291	93098-2041	93250-15T94
41842-44272	47412-20215	91168-05N291	93099-2041	93250-18T94
41842-46272	47413-19216	91168-10N291	93100-2242	93250-21T94
41843-50	47415-18216	91172-03289	93101-2242	93251-15T94
.....271-272	47417-19216	91172-07289	93102-2242	93251-18T94
41850-41	47419-19216	91172-12289	93103-2242	93251-21T94
.....271-272	47454-04200	91180-05N290	93103-2442	93260-15T94
41860-14267	47454-07200	91180-10N290	93105-2242	93260-18T94
41860-17267	47454-09200	91180-20N290	93107-2242	93260-21T94
41860-20267	47454-12200	91182-10N290	93108-2242	93261-15T94
41870-08267	47558-15100	91182-20N290	93109-2242	93261-18T94
41870-11267	47560-18100	91200-05N290	93111-2043	93261-21T94
41870-14267	47562-18100	91200-10N290	93113-2043	93270-1446
41870-17267		91200-20N290	93115-1943	93270-1846
41880-01	57	91201-20 S292	93170-1697	93270-2346
.....267, 271	57131-2648	91202-05N290	93170-1897	93271-1446
41880-02	57137-2748	91202-10N290	93171-1697	93271-1846
.....267, 271	57141-3648	91202-20N290	93171-1897	93273-1446
41880-03267		91206-05N291	93180-1244	93273-1846
	91	91206-10N291	93180-1644	93290-1674
45	91104-11286	91206-20N291	93180-1844	93290-1874
45075-0011	91109-11286	91207-10N291	93181-1244	93290-2074
45206-1473	91110-03N290	91208-10N291	93181-1644	93290-2274
45206-1673	91110-05N290	91220-10N290	93181-1844	93290-2474
45208-1473	91110-10N290	91220-20N290	93182-1644	93292-1674
	91112-03N290	91222-10N290	93183-1644	93292-1874
47	91112-05N290	91222-20N290	93190-1244	93292-2074
47154-2073	91112-10N290	91226-05N291	93190-1644	93292-2274
47155-2073	91113-11286	91226-10N291	93191-1244	93292-2474
47223-01238	91122-16286	91226-20N291	93191-1644	93294-1874
47223-02238	91123-16286	91227-10N291	93192-1344	93300-2271
47223-03238	91125-16286	91228-10N291	93193-1244	93300-2471
47223-04238	91142-16287	91240-10N290	93195-1844	93302-2271
47223-05238	91144-16287	91242-10N290	93200-1698	93302-2471
47224-01238	91146-16287	91246-10N291	93200-1898	93304-2471
47224-02238	91152-19287	91246-20N291	93201-1698	93306-2271
47224-03238	91154-19287	91300-10N290	93201-1898	93308-2271
47224-04238	91157-19287	91300-20N290	93210-1245	93310-2271
47224-05238	91159-19287	91302-10N290	93210-1645	93312-2271
47303-03279	91160-03N290		93210-1845	93321-2372
47303-04279	91160-05N290	93	93211-1245	93323-2372
47303-05279	91160-10N290	93092-2096	93211-1645	93325-2372

93327-23 72	93462-23 245	93620-14 256	R065
93329-23 72	93463-20 245	93660-01 257	R065-020080-003
93331-23 72	93463-23 245	93660-02 257	 293
93340-15 62	93464-20 245	93660-03 257	
93342-15 62	93464-23 245	93660-04 257	R065-020080-005
93342-18 62	93465-20 245	93670-01 258	 293
93350-12 63	93465-23 245	93670-02 258	R065-040000-003
93350-13 63	93466-20 245	93670-05 258	 293
93351-13 63	93466-23 245	93670-06 258	R065-040000-005
93360-09 63	93467-20 245	93670-09 258	 293
93370-14 63	93467-23 245	93670-10 258	R065-040125-003
93370-18 63	93470-20 246	93670-12 258	 293
93380-13 16	93470-23 246	93680-01 259	R065-040125-005
93380-15 16	93471-20 246	93680-02 259	 293
93380-18 16	93471-23 246	93680-05 259	R065-040285-003
93380-20 16	93472-20 246	93680-06 259	 293
93385-21 16	93472-23 246	93680-07 259	R065-040285-005
93385-25 16	93473-20 246	93690-01 259	 293
93390-21 16	93473-23 246	93700-03 260	
93400-01 113	93474-23 246	93700-05 260	
93400-02 113	93475-23 246	93701-03 260	
93401-01 113	93480-23 223	93701-05 260	
93401-02 113	93481-20 223	93702-03 260	
93402-01 113	93482-23 223	93702-05 260	
93402-02 113	93483-23 223	93703-03 260	
93403-01 113	93484-23 223	93703-05 260	
93403-02 113	93485-18 223	93704-24 261	
93405-01 114	93486-21 223	93705-00 261	
93405-02 114	93487-18 223	93710-01 262	
93405-03 114	93490-01 224	93710-02 262	
93405-04 114	93490-02 224	93710-03 262	
93410-01 221	93490-03 224	93710-04 262	
93410-02 221	93490-04 224	93710-05 262	
93410-03 221	93490-05 224	93710-06 262	
93410-05 221	93490-06 224	93710-07 262	
93410-06 221	93500-18 247	93720-01 263	
93410-07 221	93501-23 247	93720-02 263	
93420-01 222	93505-01 248	93720-03 263	
93420-02 222	93505-02 248	93720-04 263	
93420-03 222	93505-03 248	93730-04 264	
93420-04 222	93505-04 248	93730-06 264	
93430-01 189	93506-05 248	93731-04 264	
93430-02 189	93506-08 248	93740-01 264	
93430-03 189	93510-18 249	93740-02 264	
93450-01 115	93600-01 255	93750-01 264	
93450-02 115	93600-02 255	93750-02 264	
93450-04 115	93600-03 255	93750-03 264	
93460-20 245	93605-21 255	93750-04 264	
93460-23 245	93610-11 256	93755-14 47	
93461-20 245	93610-13 256	93756-14 47	
93461-23 245	93610-15 256	93757-14 47	
93462-20 245	93615-01 256		



Reda Instrumente GmbH
Gänsäcker 34 - P.O. Box 131
D-78532 Tuttlingen

ALPHABETISCHER INDEX

ALPHABETICAL INDEX

INDEX ALPHABÉTICO

INDICE ALFABETICO



www.Red-Instrumente.de

A

AACHEN, Hirnspatel	266
ACLAND, Mikro-Gefäßclips	296
ADLERKREUTZ, Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten	54
ADSON BABY, Präparier- und Ligaturklemmen	86
ADSON-BROWN, Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten	52
ADSON-DE BAKEY, Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten	51
ADSON, Anatomische und chirurgische Pinzetten	51-52
ADSON, Bohrllochzange	177
ADSON, Hohlmeißelzangen	159
ADSON, Hypophyse Pinzetten	253
ADSON, Laminektomie-Wundspreizer	127
ADSON, Micro Anatomische und chirurgische Pinzetten	51-52
ADSON, Nervhaken	108
ADSON, Raspatorien	214
ADSON, Saugrohre	226
ADSON, Wundspreizer	123-124
ALEXANDER, Elevatorien	206
ALM, Wundspreizer	118
Anatomische und chirurgische Pinzetten, ADSON	51-52
Anatomische und chirurgische Pinzetten, POTTS-SMITH	50
ANDERSON ADSON, Zerebellum-Spreizer	126
Anlegezange	81
Anlegezange, RANEY	172
Anlegezangen, MCKENZIE	170
Anlegezangen, OLIVECRONA-TOENNIS	170
Anlegezangen, SMITHWICK	170
Anlegezangen, SWEET	170
Arterienklemmen, CRILE	83
Arterienklemmen, CRILE-RANKIN	83
Arterienklemmen, DANDY	84
Arterienklemmen, HALSTED-MOSQUITO	82
Arterienklemmen, HALSTED-MOSQUITO Micro	82
Arterienklemmen, HARTMANN	81
Arterienklemmen, KELLY	83
Arterienklemmen, KELLY-RANKIN	83
Arterienklemmen, Micro-HARTMANN	81

Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, ADLERKREUTZ	54
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, ADSON-BROWN	52
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, ADSON-DE BAKEY	51
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, BROPHY	54
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, CUSHING	53
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, CUSHING-TAYLOR	57
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, DUEHRSEN	55
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, GERALD	56-57
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, GILLIES	56
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, MAYO	58
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, McINDOE	55
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, SEMKEN	56
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, TAYLOR	58
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, WANGENSTEEN	58
Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten, WAUGH	53
Atrauma Mikro Pinzetten, DE BAKEY	66-67
Atrauma-Bulldogklemmen	77-79
Atrauma-Bulldogklemmen, DE BAKEY	79
Atrauma-Bulldogklemmen, DE BAKEY-HESS	80
Atrauma-Bulldogklemmen, GLOVER	79-80
Atraumatische Pinzetten, DE BAKEY	68

B

BABINSKY, Perkussionshämmer	8
BABY-METZENBAUM BLACK, Präparierscheren	25
BACON, Hohlmeißelzangen	162
Bandscheibenstanzen	274-278
Bandscheibenstanzen zerlegbar FERRIS-SMITH-KERRISON	276

Bandscheibenstanzen zerlegbar schwarz beschichtet, FERRIS-SMITH-KERRISON	275, 277
Bandscheibenstanzen, COLCLOUGH	278
Bandscheibenstanzen, FERRIS-SMITH-KERRISON	274-275
BANE-HARTMANN, Hohlmeißelzangen	160
BARON, Saugrohre	226
BARRAQUER Mikro-Nadelhalter	94
BAUMGARTNER, Nadelhalter	92
BECKMANN-ADSON, (CONE) Wundspreizer	124
BECKMANN-ADSON, Laminektomie-Wundspreizer	128
BECKMANN-EATON, Laminektomie-Wundspreizer	130
BECKMANN, Laminektomie-Wundspreizer	130
BERLINER, Perkussionshämmer	8
BEYER, Hohlmeißelzangen	161, 163
BIEMER, Gefäßspreizer	244
BIEMER, Venenschere	44-45
Bipolare Koagulation	286-291
Bipolare Saugpinzetten	292
Bipolare Verbindungskabel	293
BLACK, Präparierscheren	25
Blätter für Cervicalspreizer	142-143
BÖHLER, Hohlmeißelzangen	163
BÖHLER, Knochensplitterzangen	168
Bohrapparate	282
Bohrapparate, BUNELL	283
Bohrapparate, RALK	283
Bohrapparate, REDA	284
Bohrer, CUSHING	282
Bohrer, ERRICO	282
Bohrer, MC KENZIE	282
Bohrloch-Schutzzange	176
Bohrlochzange, ADSON	177
BOIES, Elevatorien	207
BROPHY, Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten	54
BROWN, Micro Anatomische und chirurgische Pinzetten	53
BRUNS, Scharfe Löffel	184
BUCK, Perkussionshämmer	8
Bulldogklemmen, DE BAKEY-DIETHRICH Mini	76
Bulldogklemmen, DIEFFENBACH	81
Bulldogklemmen, DIETHRICH Mini	76
Bulldogklemmen, JOHNS-HOPKINS	81

BUNELL, Bohraparate.....	283
BUSHE, Scharfe Löffel	187

C

CAPENER, Wirbelsäulenmeißel.....	199
CAROLL, Sehnenfaßzange.....	89
CASPAR, Cervicales Wirbelkörper	
Distractions System.....	154
CASPAR, Explorations und	
Koagulationshäkchen	113
CASPAR, Fadengabel.....	247
CASPAR, Knochenspanhalter und	
Einsetzinstrument.....	190
CASPAR, Laminektomie	
Zangen	236-237
CASPAR, Laminektomie-	
Wundspreizer	134
CASPAR, Lumbal-	
Wundspreizer	150, 152
CASPAR, Mikro-Raspatorien.....	223-224
CASPAR, Nervwurzelhaken	110
CASPAR, Scharfe Löffel.....	183
CASPAR, Skalpelli-Griffe	16
CASPAR, Spekula für lumbale	
Bandscheibenoperationen.....	151
CASPAR, Stößel.....	191
CASTROVIEJO Mikro, Nadelhalter.....	95
CASTROVIEJO, Klingenbrecher.....	17
CASTROVIEJO, Mikro Scheren.....	36
Cervical, Retraktoren.....	137-141
Cervicales Wirbelkörper	
Distractions System.....	154-155
Cervicales Wirbelkörper	
Distractions System, CASPAR.....	154
Cervicalspreizer, CLOWARD.....	137-140
Chirurgische Scheren, DEEVER.....	21
Chirurgische Scheren, KELLY.....	21
Chirurgische Scheren, STANDARD	20
Chirurgische, Scheren.....	20-21
CITELLI, Stanzen	280
CLOWARD, Cervicalspreizer	137-140
CLOWARD, Lamina Spreizer	147, 149
CLOWARD, Laminektomie Zangen.....	233
CLOWARD, Wundhaken	101
COBB, Hohlmeißel	196
COBB, Raspatorien	213
COBB, Scharfe Löffel	181
COLCLOUGH	
Bandscheibenstanzen	278
CONE, Ringküretten.....	252
CONE, Schädelstanze.....	175

COTTLE-KAZANJIAN,	
Knochensplitterzangen	168
COTTLE, Hämmer.....	10
COTTLE, Pinzetten.....	73
COTTLE, Septum Osteotom	200
CRILE-RANKIN, Arterienklemmen	83
CRILE-WOOD, Nadelhalter.....	92
CRILE, Arterienklemmen	83
CRILE, Nervhaken.....	107
CRUTCHFIELD, Schädelhalter	
Kopfhautklammer	172
CUSHING (LITTLE-JOKER),	
Raspatorien	203
CUSHING-LANDOLT, Hypophysektomie	
Instrumente.....	255
CUSHING-TAYLOR, Atrauma	
Anatomische und chirurgische	
Pinzetten.....	57
CUSHING, Atrauma Anatomische	
und chirurgische Pinzetten	53
CUSHING, Bohrer	282
CUSHING, Durahaken	107
CUSHING, Elevatorien	204
CUSHING, Hirnspatel.....	266
CUSHING, Laminektomie Zangen	232
CUSHING, Wundhaken.....	101

D

D'ERRICO, Nervwurzelhaken	111
DANDY, Arterienklemmen	84
DANDY, Durahaken.....	106
DANDY, Nervhaken.....	106
DANDY, Neurochirurgie-Schere	33
DAUBENSPECK, Scharfe Löffel	185
DAVIS, Dura-Dissektor	217-218
DAVIS, Hirnspatel.....	267
DE BAKEY (POTTS-SMITH),	
Gefäßscheren.....	30
DE BAKEY-DIETRICH Mini,	
Bulldogklemmen	76
DE BAKEY-HESS, Atrauma-	
Bulldogklemmen	80
DE BAKEY, Atrauma Mikro	
Pinzetten.....	66-67
DE BAKEY, Atrauma-	
Bulldogklemmen	79
DE BAKEY, Atraumatische Pinzetten	68
DE BAKEY, Gefäßscheren	31-32
DE BAKEY, Nadelhalter.....	93
DEEVER, Chirurgische Scheren	21
DECKER, Laminektomie Zangen.....	234

DEJERINE, Perkussionshämmer	8
DEMARTEL, Führungsinstrument.....	173
DeVILBISS, Schädelzange.....	174
DIEFFENBACH, Bulldogklemmen.....	81
DIETRICH Mini, Bulldogklemmen.....	76
DIETRICH, Gefäßscheren.....	29-30
Dissektor, GORNEY	207
Dissektor, HARDY-FAHLBUSCH.....	258
Dissektor, LANDOLT-REULEN.....	262
Dissektor, RHOTON	250
Dissektoren, PENFIELD.....	220
Doppelsonde, JACOBSON.....	243
DOYEN, Raspatorien	208-209
Draht-Blechscher, UNIVERSAL	34
Drahtsäge-Handgriff, GIGLI.....	173
Drahtsäge-Handgriff, REDA	173
Drahtsäge, OLIVECRONA.....	173
DUEHRSEN, Atrauma Anatomische	
und chirurgische Pinzetten	55
Dura-Dissektor.....	218
Dura-Dissektor, DAVIS	217-218
Dura-Dissektor, FRAZIER	219
Dura-Dissektor, HOEN	219
Dura-Dissektor, MILLIGAN.....	218
Dura-Dissektor, OLIVECRONA	217
Dura-Dissektor, SACHS	217
Dura-Dissektor, TOENNIS.....	217
Dura-Dissektor, WOODSON	219
Durahaken, CUSHING	107
Durahaken, DANDY	106
Durahaken, FISCH	243
Duraschere, SCHMIEDEN-TAYLOR	34

E

ECHLIN, Hohlmeißelzangen	167
Elevatorien.....	211-216
Elevatorien, ALEXANDER.....	206
Elevatorien, BOIES.....	207
Elevatorien, CUSHING	204
Elevatorien, HOEN	205
Elevatorien, JANSEN	202
Elevatorien, KEY	214
Elevatorien, KÖNIG.....	206
Elevatorien, LANGENBECK.....	205
Elevatorien, QUERVAIN.....	204
Elevatorien, SEBILEAU	204
Elevatorien, SEDILLOT	204
Elevatorium, FREER	216
Elevatorium, JOSEPH.....	215
Elevatorium, MC DONALD	215
Elevatorium, ROGER	216

Elevatorium, SEWALL	215
Elevatorium, WATSON-CHEYNE	215
Enukleator, HARDY	258
Enukleator, LANDOLT	259
ERRICO, Bohrer	282
Explorations und	
Koagulationshäkchen, CASPAR	113

F

Fadenführer, YASARGIL	114
Fadengabel, CASPAR	247
Fadengabel, JACOBSON	247
FAHLBUSCH, Hypophysenküretten	262
FAHLBUSCH, Kürette	262
FAHLBUSCH, Löffel	262
FAHLBUSCH, Mikro-Schere	263
FARABEUF-COLLIN,	
Raspatorien	202-203
FARABEUF, Raspatorien	202
Faßzange, YASARGIL-NICOLA	263
FAVALORO, Gefäßscheren	32
Feine Scheren, GRADLE	28
Feine Scheren, STEVENS	28
Feine, Scheren	27
Feines Häkchen, FISCH	243
FERGUSON, Saugrohre	226-227
FERRIS-SMITH-KERRISON,	
Bandscheibenstanzen	274-275
FERRIS-SMITH-KERRISON,	
Bandscheibenstanzen zerlegbar	276
FERRIS-SMITH-KERRISON,	
Bandscheibenstanzen zerlegbar	
schwarz beschichtet	275, 277
FERRIS-SMITH, Laminektomie	
Zangen	235
FISCH, Durahaken	243
FISCH, Feines Häkchen	243
FISCH, Mikro-Häkchen	115
Flachmeißel, LEXER	197
Flachmeißel, LEXER MINI	197
Flachmeißel, STILLE	192
FOMON, Raspatorien	207
FRAZIER, Dura-Dissektor	219
FRAZIER, Hauthäkchen	100
FRAZIER/FERGUSON,	
Saugrohre	227
FREER, Elevatorium	216
FREER, Hauthäkchen	100
FRIEDMAN Mini,	
Hohlmeißelzangen	158
FRIEDMAN, Hohlmeißelzangen	158

FRYKHOLM, Hohlmeißelzangen	167
FUCHSIG, Präparier- und	
Ligaturklemmen	86
Führungsinstrument, DEMARTEL	173

G

Gabelförmige HOSOBUCHI	259
Galea Haken, YASARGIL	112
GALT, Schädeltrephine	177
Gefäßdilatoren	60
Gefäßscheren	29-32
Gefäßscheren, DE BAKEY	31-32
Gefäßscheren, DE BAKEY	
(POTTS-SMITH)	30
Gefäßscheren, DIETRICH	29-30
Gefäßscheren, FAVALORO	32
Gefäßscheren, MILLS	29
Gefäßscheren, POTTS-DE MARTEL	29
Gefäßscheren, POTTS-SMITH	30-31
Gefäßspreizer, BIEMER	244
GELPI, Wundspreizer	146
GEMINI, Präparier- und	
Ligaturklemmen	87
GERALD, Atrauma Anatomische und	
chirurgische Pinzetten	56-57
Gewebekralle	249
GIERTZ-STILLE, Rippenscheren	48
GIGLI STRULLY, Handgriff	173
GIGLI, Drahtsäge-Handgriff	173
GILLIES, Atrauma Anatomische und	
chirurgische Pinzetten	56
GILLIES, Hauthäkchen	100
GLOVER, Atrauma-	
Bulldogklemmen	79-80
GORNEY, Dissektor	207
GRADLE, Feine Scheren	28
GRAHAM, Nervhaken	108
GUILEN, Saugraspatorium	230

H

HAJEK-KOFLER, Stanzen	279-280
Häkchen, RHOTON	250
HALLE, Scharfe Löffel	182
HALSEY, Nadelhalter	92
HALSTED-MOSQUITO Micro,	
Arterienklemmen	82
HALSTED-MOSQUITO,	
Arterienklemmen	82
Hämmer, COTTLE	10
Hämmer, OMBREDANNE	10
Hämmer, WAGNER	10

Hämmer, WILLIGER	9
Handbohrapparat, HUDSON	282
Handgriff, GIGLI STRULLY	173
HARDY-FAHLBUSCH, Dissektor	258
HARDY, Enukleator	258
HARDY, Hypophysektomie-	
Instrumente	258, 261
HARDY, Hypophysenküretten	260
HARDY, Implantationsgabel	258
HARTMANN, Arterienklemmen	81
HARVEY-JACKSON,	
Laminektomie-Wundspreizer	131
Hauthäkchen, FRAZIER	100
Hauthäkchen, FREER	100
Hauthäkchen, GILLIES	100
Hauthäkchen, JOSEPH	100
HEIFETZ, Hirnspatel	267
HEIFETZ, Pinzetten zum Fassen	
von Gewebe	71
Hemilaminektomie Spreizer,	
MARKHAM-MEYERDING	144
Hemilaminektomie, Spreizer	144-145
HENLEY, Wundspreizer	121
HESS, Nervwurzelhaken	109
Hirnspatel, AACHEN	266
Hirnspatel, CUSHING	266
Hirnspatel, DAVIS	267
Hirnspatel, HEIFETZ	267
Hirnspatel, OLIVECRONA	266
HOEN, Dura-Dissektor	219
HOEN, Elevatorien	205
HOEN, Laminektomie Zangen	234
Hohlmeißel, COBB	196
Hohlmeißel, SMITH-PETERSEN	193
Hohlmeißel, STILLE	192
Hohlmeißel, ZIELKE	198
Hohlmeißelzangen, ADSON	159
Hohlmeißelzangen, BACON	162
Hohlmeißelzangen,	
BANE-HARTMANN	160
Hohlmeißelzangen, BEYER	161, 163
Hohlmeißelzangen, BÖHLER	163
Hohlmeißelzangen, ECHLIN	167
Hohlmeißelzangen, FRIEDMAN	158
Hohlmeißelzangen,	
FRIEDMAN Mini	158
Hohlmeißelzangen, FRYKHOLM	167
Hohlmeißelzangen, JANSEN	160
Hohlmeißelzangen,	
KLEINERT-KUTZ	161
Hohlmeißelzangen,	
LEKSELL-STILLE	166

Hohlmeißelzangen, LEMPERT..	160-161
Hohlmeißelzangen, LUER	159
Hohlmeißelzangen, MARQUARDT ..	164
Hohlmeißelzangen, MAYFIELD	163
Hohlmeißelzangen,	
MICRO FRIEDMAN	158
Hohlmeißelzangen, OLIVECRONA ..	160
Hohlmeißelzangen, RUSKIN	164
Hohlmeißelzangen,	
SAUERBRUCH	166
Hohlmeißelzangen, SEMB	167
Hohlmeißelzangen,	
SMITH-PETERSEN	162
Hohlmeißelzangen, STELLBRINK ..	158
Hohlmeißelzangen, STILLE-LUER ..	165
Hohlmeißelzangen,	
STILLE-RUSKIN	165
Hohlmeißelzangen,	
ZAUFAL-JANSEN	163
HOLSHER, Nervwurzelhaken	109
HOLZHEIMER, Wundspreizer	118
HORSLEY, Dura-Dissektor	218
HOSOBUCHI, gabelförmige	259
HOUSE, Saugrohre	229
HUDSON, Handbohrapparat	282
HUNT, Pinzetten zum Fassen	
von Gewebe	69-70
Hypophyse Pinzetten, ADSON	253
Hypophyse-Zange, LANDOLT	239
Hypophyse-Zange, OLDBERG	239
Hypophyse-Zange, YASARGIL	239
Hypophysektomie Instrumente ..	255-264
Hypophysektomie Instrumente,	
CUSHING-LANDOLT	255
Hypophysektomie Instrumente,	
LANDOLT	256, 259
Hypophysektomie Instrumente,	
PAPAVERO-CASPAR	256
Hypophysektomie Instrumente,	
PAPAVERO-HARTMANN	256
Hypophysektomie-Instrumente,	
HARDY	258, 261
Hypophysektomie-Instrumente,	
NICOLA	257
Hypophysenküretten, FAHLBUSCH ..	262
Hypophysenküretten, HARDY	260
Hypophysenküretten,	
LANDOLT-REULEN	262

I

Implantationsgabel, HARDY	258
---------------------------------	-----

INGE, Lamina Spreizer	148
-----------------------------	-----

J

JACOBSON, Doppelsonde	243
JACOBSON, Fadengabel	247
JACOBSON, Knopfsonde	243
JACOBSON, Mikro Scheren	44-45
JACOBSON, Mikro-Gefäßmesser	115
JAMESON WERBER,	
Präparierscheren	26
JANSEN-GRUENWALD, Pinzetten	73
JANSEN, Elevatorien	202
JANSEN, Hohlmeißelzangen	160
JANSEN, Pinzetten	73
JANSEN, Scharfe Löffel	188
JANSEN, Wundspreizer	118
JOHNS-HOPKINS, Bulldogklemmen ..	81
JOSEPH, Elevatorium	215
JOSEPH, Hauthäkchen	100
JOSEPH, Raspatorien	207

K

KELLY-RANKIN, Arterienklemmen	83
KELLY, Arterienklemmen	83
KELLY, Chirurgische Scheren	21
KERRISON, Stanzen	279
KEY, Elevatorien	214
KILNER, Präparierscheren	26
Klammerblock	170
KLEINERT-KUTZ,	
Hohlmeißelzangen	161
Klingenbrecher, CASTROVIEJO	17
Klingenbrecher, REDA	17
Klingenbrecher,	
TROUTMAN-CHRIS	17
KNIGHTON, Laminektomie-	
Wundspreizer	132
Knochenspanhalter und	
Einsetzinstrument, CASPAR	190
Knochensplitterzangen	168-169
Knochensplitterzangen, BÖHLER	168
Knochensplitterzangen,	
COTTLE-KAZANJIAN	168
Knochensplitterzangen, LISTON	168
Knochensplitterzangen, MC INDOE ..	168
Knochensplitterzangen,	
RUSKIN-LISTON	168
Knochensplitterzangen, SEMB	169
Knochensplitterzangen, STAMM	168
Knochensplitterzangen,	
STILLE-HORSLEY	169

Knochensplitterzangen,	
STILLE-LISTON	169
Knopfsonde, JACOBSON	243
Knopfsonde, RHOTON	250
Knüpfpinzetten, Mikro	61-63
KOCHER-LANGENBECK,	
Wundhaken	102
KOCHER, Wundhaken	103
KÖNIG, Elevatorien	206
KOOS, Messer	243
KOOS, Mikro Gefäßmesser	242
Kopfhautspreizer,	
SCALP-CONTOUR	125
Kopfschwartzangen, MARTEL	85
KRAYENBÜHL, Nerv und	
Gefäßhäkchen	114
Kürette	254
Kürette, FAHLBUSCH	262
Kürette, LANDOLT	259
Kürette, NICOLA	257

L

LAMBOTTE, Osteotome	194
LAMBOTTE, Raspatorien	203
Lamina Spreizer, CLOWARD	147, 149
Lamina Spreizer, INGE	148
Laminektomie Zangen	232-238
Laminektomie Zangen,	
CASPAR	236-237
Laminektomie Zangen, CLOWARD ..	233
Laminektomie Zangen, CUSHING	232
Laminektomie Zangen, DECKER	234
Laminektomie Zangen,	
FERRIS-SMITH	235
Laminektomie Zangen, HOEN	234
Laminektomie Zangen,	
LOVE-GRUENWALD	232
Laminektomie Zangen,	
SCHLESINGER	233
Laminektomie Zangen, SPURLING ..	232
Laminektomie Zangen, WAGNER	235
Laminektomie Zangen,	
WEIL-BLAKESLEY	238
Laminektomie-Wundspreizer	127-137
Laminektomie-Wundspreizer,	
ADSON	127
Laminektomie-Wundspreizer,	
BECKMANN	130
Laminektomie-Wundspreizer,	
BECKMANN-ADSON	128

Laminektomie-Wundspreizer,	
BECKMANN-EATON	130
Laminektomie-Wundspreizer,	
CASPAR	134
Laminektomie-Wundspreizer,	
HARVEY-JACKSON	131
Laminektomie-Wundspreizer,	
KNIGHTON	132
Laminektomie-Wundspreizer,	
SCOVILLE	135
Laminektomie-Wundspreizer,	
SCOVILLE-HAVERFIELD	135
Laminektomie-Wundspreizer,	
SCOVILLE-RICHTER	136
Laminektomie-Wundspreizer,	
TAYLOR	135
Laminektomie-Wundspreizer,	
WALTON	133
LANDOLT-REULEN, Dissektor	262
LANDOLT-REULEN,	
Hypophysenküretten	262
LANDOLT-REULEN, Raspatorium	262
LANDOLT, Eukleator	259
LANDOLT, Hypophyse-Zange	239
LANDOLT, Hypophysektomie	
Instrumente	256, 259
LANDOLT, Kürette	259
LANDOLT, Löffel	259
LANDOLT, Skalpell-Griffe	16
LANDOLT, Spreizzange zum	
Spreizen der Spektula	255
LANDOLT, stumpfes	259
LANDOLT, Tumor-Faßzange	239
LANGENBECK, Elevatorien	205
LANGENBECK, Wundhaken	103
Lanzettenmesser, SAMII	246
LAZAR, Mikro Knüpfpinzetten	62
LEKSELL-STILLE,	
Hohlmeißelzangen	166
LEMPERT, Hohlmeißelzangen	160-161
LEMPERT, Scharfe Löffel	186
LEXER MINI Flachmeißel	197
LEXER, Flachmeißel	197
LEXER, MINI Osteotome	197
LEXER, Osteotome	197
LEXER, Präparierscheren	22
LEYLA, Retraktor System	268-272
LISTON, Knochensplitterzangen	168
Löffel, FAHLBUSCH	262
Löffel, LANDOLT	259
Löffel, VOLKMANN	180
Löffelzangen	264

LOVE-GRUENWALD,	
Laminektomie Zangen	232
LOVE, Nervwurzelhaken	111-112
LUCAE, Pinzetten	73
LUER, Hohlmeißelzangen	159
Lumbal-Wundspreizer	152-153
Lumbal-Wundspreizer,	
CASPAR	150, 152

M

MARKHAM-MEYERDING,	
Hemilaminektomie Spreizer	144
MARQUARDT, Hohlmeißelzangen	164
MARTEL, Kopfschwartenzangen	85
MATSON-ALEXANDER,	
Raspatorien	210
MATSON, Raspatorien	210
MAYFIELD, Hohlmeißelzangen	163
MAYO-ADAMS, Wundspreizer	122
MAYO-HEGAR, Nadelhalter	93
MAYO-STILLE Präparierscheren	22
MAYO, Atrauma Anatomische	
und chirurgische Pinzetten	58
MAYO, Präparierscheren	22
MC DONALD, Elevatorium	215
MC INDOE, Knochensplitterzangen	168
MC KENZIE, Bohrer	282
McINDOE, Atrauma Anatomische	
und chirurgische Pinzetten	55
McKENZIE, Anlegezangen	170
Meißel	192-193, 196-199
Messer, KOOS	243
METZENBAUM BLACK,	
Präparierscheren	24
METZENBAUM FINO,	
Präparierscheren	23
METZENBAUM, Präparierscheren	23
MEYERDING, Spreizer	144
MEYERDING, Wundhaken	104
MICHELE, Trephine	178
Micro Anatomische und chirurgische	
Pinzetten, ADSON,	51-52
Micro Anatomische und chirurgische	
Pinzetten, BROWN	53
MICRO FRIEDMAN,	
Hohlmeißelzangen	158
Micro-HARTMANN,	
Arterienklemmen	81
Mikro Gefäßmesser, KOOS	242
Mikro Gefäßmesser, YASARGIL	242
Mikro Knüpfpinzetten, LAZAR	62

Mikro Pinzetten, YASARGIL	74
Mikro Scheren, CASTROVIEJO	36
Mikro Scheren, JACOBSON	44-45
Mikro Scheren, MILLESI	44-45
Mikro Scheren, NAGEL	43
Mikro Scheren,	
POTTS-YASARGIL	44-45
Mikro Scheren, VANNAS	37, 42, 44-45
Mikro Scheren, YASARGIL	41-42, 44
Mikro-Gefäßclips, ACLAND	297
Mikro-Gefäßmesser, JACOBSON	115
Mikro-Häkchen, FISCH	115
Mikro-Löffel	189
Mikro-Löffel, YASARGIL	189
Mikro-Nadelhalter	94-98
Mikro-Raspatorien	221-222
Mikro-Raspatorien,	
CASPAR	223-224
Mikro-Raspatorien,	
YASARGIL	221-223
Mikro-Saugkanüle	230
Mikro-Schere, FAHLBUSCH	263
Mikro-Schere, NICOLA	263
Mikro, Knüpfpinzetten	61-63
Mikro, Präparierscheren	46
Mikro, Ring Pinzetten	65
Mikro, Scheren	35-46, 266
Mikrozangen	264
MILLESI, Mikro Scheren	44-45
MILLIGAN, Dura-Dissektor	218
MILLS, Gefäßscheren	29
MINI-LAMBOTTE, Osteotome	195
MISKIMON, Zerebellum-Spreizer	126
MIXTER, BABY Präparier-	
und Ligaturklemmen	88
MOLLISON, Wundspreizer	120
MOLT, Raspatorien	206

N

Nadelhalter, BARRAQUER Mikro	94
Nadelhalter, BAUMGARTNER	92
Nadelhalter, CASTROVIEJO Mikro	95
Nadelhalter, CRILE-WOOD	92
Nadelhalter, DE BAKEY	93
Nadelhalter, HALSEY	92
Nadelhalter, MAYO-HEGAR	93
Nadelhalter, Mikro	94-98
Nadelhalter, NEIVERT	92
Nadelhalter, RYDER	93
Nadelhalter, YASARGIL Mikro	96
NAGEL, Mikro Scheren	43

NEIVERT, Nadelhalter	92
Nerv und Gefäßhäkchen,	
KRAYENBÜHL	114
Nerv-Präparierscheren,	
TOENNIS-ADSON	27
Nervhaken, ADSON	108
Nervhaken, CRILE	107
Nervhaken, DANDY	106
Nervhaken, GRAHAM	108
Nervhaken, SACHS	108
Nervhaken, SMITHWICK	108
Nervrädchen, WARTENBERG	11
Nervwurzelhaken, CASPAR	110
Nervwurzelhaken, D'ERRICO	111
Nervwurzelhaken, HESS	109
Nervwurzelhaken, HOLSHER	109
Nervwurzelhaken, LOVE	111-112
Nervwurzelhaken, SCOVILLE ...	109, 112
Neurochirurgie-Schere, DANDY	33
Neurochirurgie-Schere, STRULLY	33
NICOLA, Hypophysektomie-	
Instrumente	257
NICOLA, Kürette	257
NICOLA, Mikro-Schere	263
NICOLA, Raspatorium	257
NORFOLK-NORWICH,	
Wundspreizer	122

O

OKONEK-YASARGIL,	
Tumorgabeln	248
OLDBERG, Hypophyse-Zange	239
OLIVECRONA-TOENNIS,	
Anlegezangen	170
OLIVECRONA, Drahtsäge	173
OLIVECRONA, Dura-Dissektor	217
OLIVECRONA, Hirnspatel	266
OLIVECRONA, Hohlmeißelzangen	160
OLIVECRONA, Trigeminiusscheren	33
OMBREDANNE, Hämmer	10
Osteotom, Septum	200
Osteotome, LAMBOTTE	194
Osteotome, LEXER	197
Osteotome, LEXER MINI	197
Osteotome, MINI-LAMBOTTE	195
Osteotome, STILLE	192

P

PAPAVERO-CASPAR,	
Hypophysektomie Instrumente	256

PAPAVERO-HARTMANN,	
Hypophysektomie Instrumente	256
PENFIELD, Dissektoren	220
Perkussionshämmer, BABINSKY	8
Perkussionshämmer, BERLINER	8
Perkussionshämmer, BUCK	8
Perkussionshämmer, DEJERINE	8
Perkussionshämmer,	
TAYLOR USA Mod	8
Perkussionshämmer, TROEMNER	8
Pinzetten zum Fassen von	
Gewebe, HEIFETZ	71
Pinzetten zum Fassen von	
Gewebe, HUNT	69-70
Pinzetten zum Fassen von	
Gewebe, SAMII	72
Pinzetten zum Fassen von	
Gewebe, YASARGIL	69, 71
Pinzetten zum Fassen von	
Gewebe, YASARGIL-SAMII	71
Pinzetten, COTTLE	73
Pinzetten, JANSEN	73
Pinzetten, JANSEN-GRUENWALD	73
Pinzetten, LUCAE	73
PLESTER, Saugrohre	229
PLESTER, Wundspreizer	120, 122
POTTS-DE MARTEL,	
Gefäßscheren	29
POTTS-SMITH Gefäßscheren	30-31
POTTS-SMITH, Anatomische	
und chirurgische Pinzetten	50
POTTS-YASARGIL, Mikro	
Scheren	44-45
Präparier- und Ligaturklemmen,	
ADSON BABY	86
Präparier- und Ligaturklemmen,	
FUCHSIG	86
Präparier- und Ligaturklemmen,	
GEMINI	87
Präparier- und Ligaturklemmen, MIX-	
TER, BABY	88
Präparierscheren	22-27
Präparierscheren,	
BABY-METZENBAUM BLACK	25
Präparierscheren, BLACK	25
Präparierscheren,	
JAMESON WERBER	26
Präparierscheren, KILNER	26
Präparierscheren, LEXER	22
Präparierscheren, MAYO	22
Präparierscheren, MAYO-STILLE	22
Präparierscheren, METZENBAUM	23

Präparierscheren,	
METZENBAUM BLACK	24
Präparierscheren,	
METZENBAUM FINO	23
Präparierscheren, Mikro	46
Präparierscheren, REYNOLDS	26
Präparierscheren, YASARGIL	41-42
Prüf- und Meßinstrumente	11

Q

QUERVAIN, Elevatorien	204
-----------------------------	-----

R

RALK, Bohrapparate	283
RANEY, Anlegezange	172
Raspatorien, ADSON	214
Raspatorien, COBB	213
Raspatorien,	
CUSHING (LITTLE-JOKER)	203
Raspatorien, DOYEN	208-209
Raspatorien, FARABEUF	202
Raspatorien,	
FARABEUF-COLLIN	202-203
Raspatorien, FOMON	207
Raspatorien, JOSEPH	207
Raspatorien, LAMBOTTE	203
Raspatorien, MATSON	210
Raspatorien,	
MATSON-ALEXANDER	210
Raspatorien, MOLT	206
Raspatorien, SEDILLOT	203
Raspatorien, SELDIN	207
Raspatorien, WAGNER	213
Raspatorien, WILLIGER	206
Raspatorium, LANDOLT-REULEN	262
Raspatorium, NICOLA	257
Raspatorium, RHOTON	250
REDA, Bohrapparate	283
REDA, Drahtsäge-Handgriff	173
REDA, Klingenbrecher	17
REDA, Scharfe Löffel	186-187
Retraktor System, LEYLA	268-272
Retraktor System, YASARGIL	268-272
Retraktoren, Cervical	137-141
REYNOLDS, Präparierscheren	26
RHOTON, Dissektor	250
RHOTON, Häkchen	250
RHOTON, Knopfsonde	250
RHOTON, Raspatorium	250
RHOTON, spatelförmig	250
Ring Pinzetten, Mikro	65

Ringküretten, CONE.....	252
Rippenscheren, GIERTZ-STILLE.....	48
Rippenscheren, SAUERBRUCH.....	48
Rippenscheren, SAUERBRUCH-FREY.....	48
ROGER, Elevatorium.....	216
RUSKIN-LISTON, Knochensplitterzangen.....	168
RUSKIN, Hohlmeißelzangen.....	164
RYDER, Nadelhalter.....	93

S

SACHS, Dura-Dissektor.....	217
SACHS, Nervhaken.....	108
SAMII, Lanzettenmesser.....	246
SAMII, Pinzetten zum Fassen von Gewebe.....	72
SAMII, Tumormesser.....	245-246
SAUERBRUCH-FREY, Rippenscheren.....	48
SAUERBRUCH, Hohlmeißelzangen.....	166
SAUERBRUCH, Rippenscheren.....	48
Saugraspatorium, GUILLEN.....	230
Saugrohre.....	226-230
Saugrohre, ADSON.....	226
Saugrohre, BARON.....	226
Saugrohre, FERGUSON.....	226-227
Saugrohre, FRAZIER/FERGUSON.....	227
Saugrohre, HOUSE.....	229
Saugrohre, PLESTER.....	229
Saugrohre, WULLSTEIN.....	230
Saugrohre, YASARGIL.....	228
Saugrohre, ZÖLLNER.....	228
SCALP-CONTOUR, Kopfhautspreizer.....	125
Schädelhalter Kopfhautklammer, CRUTCHFIELD.....	172
Schädelstanze, CONE.....	175
Schädeltrephine, GALT.....	177
Schädelzange, DeVILBISS.....	174
Scharfe Löffel, BRUNS.....	184
Scharfe Löffel, BUSHE.....	187
Scharfe Löffel, CASPAR.....	183
Scharfe Löffel, COBB.....	181
Scharfe Löffel, DAUBENSPECK.....	185
Scharfe Löffel, HALLE.....	182
Scharfe Löffel, JANSEN.....	188
Scharfe Löffel, LEMPERT.....	186
Scharfe Löffel, REDA.....	186-187

Scharfe Löffel, SCOVILLE.....	183
Scharfe Löffel, SPINAL.....	182
Scharfe Löffel, SPRATT.....	180
Scharfe Löffel, VOLKMANN.....	188
Scheren, Chirurgische.....	20-21
Scheren, Feine.....	27
Scheren, Mikro.....	35-46, 266
SCHLESINGER, Laminektomie Zangen.....	233
SCHMIEDEN-TAYLOR, Duraschere.....	34
SCOVILLE-HAVERFIELD, Laminektomie-Wundspreizer.....	135
SCOVILLE-RICHTER, Laminektomie-Wundspreizer.....	136
SCOVILLE, Laminektomie-Wundspreizer.....	135
SCOVILLE, Nervwurzelhaken.....	109, 112
SCOVILLE, Scharfe Löffel.....	183
SEBILEAU, Elevatorien.....	204
SEDILLOT, Elevatorien.....	204
SEDILLOT, Raspatorien.....	203
Sehnenfaßzange, CAROLL.....	89
SELDIN, Raspatorien.....	207
SEMB, Hohlmeißelzangen.....	167
SEMB, Knochensplitterzangen.....	169
SEMKEN, Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten.....	56
Septum Osteoto, COTTLE.....	200
Septum, Osteotom.....	200
SEWALL, Elevatorium.....	215
Skalp-Griffe.....	14-16
Skalp-Griffe, CASPAR.....	16
Skalp-Griffe, LANDOLT.....	16
SMITH-PETERSEN, Hohlmeißel.....	193
SMITH-PETERSEN, Hohlmeißelzangen.....	162
SMITHWICK, Anlegezangen.....	170
SMITHWICK, Nervhaken.....	108
spatelförmig, RHOTON.....	250
Spekula für lumbale Bandscheibenoperationen, CASPAR.....	151
SPINAL, Scharfe Löffel.....	182
Spinalhaken, TAYLOR.....	105
SPRATT, Scharfe Löffel.....	180
Spreizer, Hemilaminektomie.....	144-145
Spreizer, MEYERDING.....	144
Spreizer, WILLIAMS.....	145
Spreizzange zum Spreizen der Spekula, LANDOLT.....	255
SPURLING, Laminektomie Zangen.....	232
STAMM, Knochensplitterzangen.....	168

STANDARD, Chirurgische Scheren.....	20
Stanzen.....	279-280
Stanzen, CITELLI.....	280
Stanzen, HAJEK-KOFLER.....	279-280
Stanzen, KERRISON.....	279
STELLBRINK, Hohlmeißelzangen.....	158
STEVENS, Feine Scheren.....	28
STILLE-HORSLEY, Knochensplitterzangen.....	169
STILLE-LISTON, Knochensplitterzangen.....	169
STILLE-LUER, Hohlmeißelzangen.....	165
STILLE-RUSKIN, Hohlmeißelzangen.....	165
STILLE, Flachmeißel.....	192
STILLE, Hohlmeißel.....	192
STILLE, Osteotome.....	192
Stimmgabel.....	11
Stößel, CASPAR.....	191
STRULLY, Neurochirurgie-Schere.....	33
stumpfes, LANDOLT.....	259
SWEET, Anlegezangen.....	170

T

TAYLOR USA Mod, Perkussionshämmer.....	8
TAYLOR, Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten.....	58
TAYLOR, Laminektomie- Wundspreizer.....	135
TAYLOR, Spinalhaken.....	105
TOENNIS-ADSON, Nerv-Präparierscheren.....	27
TOENNIS, Dura-Dissektor.....	217
TRAVERS, Wundspreizer.....	123
Trephine, MICHELE.....	180
Trigeminusscheren, OLIVECRONA.....	33
TROEMNER, Perkussionshämmer.....	8
TROUTMAN-CHRIS, Klingenbrecher.....	17
Tumor-Faßzange, LANDOLT.....	239
Tumorgabeln, OKONEK-YASARGIL.....	248
Tumorgabeln, YASARGIL.....	248
Tumormesser, SAMII.....	245-246
Tumorschere.....	47

U

Uhrmacherpinzette.....	59-60
Ultra-Light-Pinzetten.....	64
UNIVERSAL, Draht-Blechscher.....	34

V

VANNAS, Mikro Scheren...	37, 42, 44-45
Venenschere, BIEMER.....	44-45
Verlängerungsstück.....	282
VOLKMANN, Löffel.....	180
VOLKMANN, Scharfe Löffel.....	188

W

WAGNER, Hämmer.....	10
WAGNER, Laminektomie Zangen.....	235
WAGNER, Raspatorien.....	213
WALTON, Laminektomie- Wundspreizer.....	133
WANGENSTEEN, Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten.....	58
WARTENBERG, Nervrädchen.....	11
WATSON-CHEYNE, Elevatorium.....	215
WAUGH, Atrauma Anatomische und chirurgische Pinzetten.....	53
WEIL-BLAKESLEY, Laminektomie Zangen.....	238
WEITLANER-WULLSTEIN, Wundspreizer.....	119
WEITLANER, Wundspreizer.....	119
WILLIAMS, Spreizer.....	145
WILLIGER, Hämmer.....	9
WILLIGER, Raspatorien.....	206
Wirbelkörper Distraktions System.....	156
Wirbelsäulenmeißel, CAPENER.....	199
WOODSON, Dura-Dissektor.....	219
WULLSTEIN, Saugrohre.....	230
WULLSTEIN, Wundspreizer.....	120
Wundhaken, CLOWARD.....	101
Wundhaken, CUSHING.....	101
Wundhaken, KOCHER.....	103
Wundhaken, KOCHER-LANGENBECK.....	102
Wundhaken, LANGENBECK.....	103
Wundhaken, MEYERDING.....	104
Wundspreizer, ADSON.....	123-124
Wundspreizer, ALM.....	118
Wundspreizer, BECKMANN-ADSON (CONE).....	124
Wundspreizer, GELPI.....	146
Wundspreizer, HENLEY.....	121
Wundspreizer, HOLZHEIMER.....	118
Wundspreizer, JANSEN.....	118
Wundspreizer, MAYO-ADAMS.....	122
Wundspreizer, MOLLISON.....	120
Wundspreizer, NORFOLK-NORWICH.....	122

Wundspreizer, PLESTER.....	120, 122
Wundspreizer, TRAVERS.....	123
Wundspreizer, WEITLANER.....	119
Wundspreizer, WEITLANER-WULLSTEIN.....	119
Wundspreizer, WULLSTEIN.....	120

Y

YASARGIL Mikro,-Nadelhalter.....	96
YASARGIL-NICOLA, Faßzange.....	263
YASARGIL-SAMII, Pinzetten zum Fassen von Gewebe.....	71
YASARGIL, Fadenführer.....	114
YASARGIL, Galea Haken.....	112
YASARGIL, Hypophyse-Zange.....	239
YASARGIL, Mikro Gefäßmesser.....	242
YASARGIL, Mikro Pinzetten.....	74
YASARGIL, Mikro Scheren.....	41-42, 44
YASARGIL, Mikro-Löffel.....	189
YASARGIL, Mikro-Raspatorien.....	221-223
YASARGIL, Pinzetten zum Fassen von Gewebe.....	69, 71
YASARGIL, Präparierscheren.....	41-42
YASARGIL, Retraktor System.....	268-272
YASARGIL, Saugrohre.....	228
YASARGIL, Tumorgabeln.....	248

Z

ZAUFAL-JANSEN, Hohlmeißelzangen.....	163
Zerebellum-Spreizer, ANDERSON ADSON.....	126
Zerebellum-Spreizer, MISKIMON.....	126
ZIELKE, Hohlmeißel.....	198
ZÖLLNER, Saugrohre.....	228

A

AACHEN Brain Spatulas	266
ACLAND Micro Vessel Clips.....	296
ADLERKREUTZ Dressing and Tissue Forceps	54
ADSON BABY Dissecting and Ligature Forceps.....	86
ADSON Bone Rongeurs.....	159
ADSON Dressing and Tissue Forceps	51-52
ADSON Drill Guide and Dura Protecting Forceps.....	177
ADSON Hypophyseal Forceps.....	253
ADSON Laminectomy Retractors.....	127
ADSON Micro Dressing and Tissue Forceps	51-52
ADSON Nerve Hook.....	108
ADSON Raspatories.....	214
ADSON Self-retaining Retractors	123-124
ADSON Suction Tubes.....	226
ADSON-BROWN Dressing and Tissue Forceps	52
ADSON-DE BAKEY Dressing and Tissue Forceps	51
ALEXANDER Elevators.....	206
ALM Self-retaining Retractors	118
ANDERSON ADSON Cerebellar Retractor	126
Applying Forceps.....	81
Applying Forceps MCKENZIE	170
Applying Forceps OLIVECRONA-TOENNIS.....	170
Applying Forceps RANEY	172
Applying Forceps SMITHWICK	170
Applying Forceps SWEET	170
Atrauma Bulldog Clamps.....	77-79
Atrauma Bulldog Clamps DE BAKEY.....	79
Atrauma Bulldog Clamps DE BAKEY-HESS.....	80
Atrauma Bulldog Clamps GLOVER.....	79-80
Atrauma Micro Forceps DE BAKEY.....	66-67
Atraumatic Tissue Forceps DE BAKEY.....	68

B

BABINSKY Percussion Hammers	8
BABY-METZENBAUM BLACK	

Dissecting Scissors	25
BACON Bone Rongeurs.....	162
BANE-HARTMANN Bone Rongeurs.....	160
BARON Suction Tubes	226
BARRAQUER Micro Needle Holders.....	94
BAUMGARTNER Needle Holders.....	92
BECKMANN Laminectomy Retractors	130
BECKMANN-ADSON (CONE) ADSON Self-retaining Retractors.....	124
BECKMANN-ADSON Laminectomy Retractors	128
BECKMANN-EATON Laminectomy Retractors	130
BERLINER Percussion Hammers.....	8
BEYER Bone Rongeurs	161, 163
BIEMER Vein Scissors	44-45
BIEMER Vessel Spreader	244
Bipolar Coagulation	286-291
Bipolar connecting cables.....	293
Bipolar suction Forceps.....	292
BLACK Dissecting Scissors.....	25
Blade Breakers CASTROVIEJO.....	17
Blade Breakers REDA	17
Blade Breakers TROUTMAN-CHRIS ..	142-143
Blades for cervical Retractors....	142-143
Blunt hook LANDOLT	259
BÖHLER Bone Cutting Forceps.....	168
BÖHLER Bone Rongeurs.....	163
BOIES Elevator	207
Bone Curettes BRUNS.....	184
Bone Curettes BUSHE	187
Bone Curettes CASPAR	183
Bone Curettes COBB	181
Bone Curettes DAUBENSPECK	185
Bone Curettes HALLE	182
Bone Curettes JANSEN	188
Bone Curettes LEMPERT.....	186
Bone Curettes REDA	186-187
Bone Curettes SCOVILLE.....	183
Bone Curettes SPINAL.....	182
Bone Curettes SPRATT.....	180
Bone Curettes VOLKMANN	188
Bone Cutting Forceps.....	168-169
Bone Cutting Forceps BÖHLER	168
Bone Cutting Forceps COTTLE-KAZANJIAN	168
Bone Cutting Forceps LISTON	168
Bone Cutting Forceps MC INDOE	168
Bone Cutting Forceps	
RUSKIN-LISTON.....	168
Bone Cutting Forceps SEMB	169
Bone Cutting Forceps STAMM	168
Bone Cutting Forceps STILLE-HORSLEY	169
Bone Cutting Forceps STILLE-LISTON	169
Bone graft holder and impactor CASPAR	190
Bone Hammers and Mallets COTTLE	10
Bone Hammers and Mallets OMBREDANNE	10
Bone Hammers and Mallets WAGNER	10
Bone Hammers and Mallets WILLIGER	9
Bone Hand Drills.....	282
Bone Hand Drills BUNELL.....	283
Bone Hand Drills RALK	283
Bone Hand Drills REDA.....	284
Bone Rongeurs ADSON.....	159
Bone Rongeurs BACON.....	162
Bone Rongeurs BANE-HARTMANN	160
Bone Rongeurs BEYER	161, 163
Bone Rongeurs BÖHLER.....	163
Bone Rongeurs ECHLIN	167
Bone Rongeurs FRIEDMAN.....	158
Bone Rongeurs FRYKHOLM.....	167
Bone Rongeurs JANSEN	160
Bone Rongeurs KLEINERT-KUTZ.....	161
Bone Rongeurs LEKSELL (STILLE).....	166
Bone Rongeurs LEMPERT.....	160-161
Bone Rongeurs LUER	159
Bone Rongeurs MARQUARDT	164
Bone Rongeurs MAYFIELD.....	163
Bone Rongeurs MICRO FRIEDMAN.....	158
Bone Rongeurs OLIVECRONA.....	160
Bone Rongeurs RUSKIN.....	164
Bone Rongeurs SAUERBRUCH	166
Bone Rongeurs SEMB	167
Bone Rongeurs SMITH-PETERSEN.....	162
Bone Rongeurs STELLBRINK.....	158
Bone Rongeurs STILLE-LUER.....	165
Bone Rongeurs STILLE-RUSKIN.....	165
Bone Rongeurs ZAUFAL-JANSEN.....	163
Bore hole protection forceps.....	176
Brain Spatulas AACHEN	266
Brain Spatulas CUSHING.....	266

Brain Spatulas DAVIS.....	267
Brain Spatulas HEIFETZ.....	267
Brain Spatulas OLIVECRONA.....	266
BROPHY Dressing and Tissue Forceps.....	54
BROWN Micro Dressing and Tissue Forceps.....	53
BRUNS Bone Curettes.....	184
BUCK Percussion Hammers.....	8
Bulldog Clamps DIEFFENBACH.....	81
Bulldog Clamps DIETRICH Mini.....	76
Bulldog Clamps JOHNS-HOPKINS.....	81
BUNELL Bone Hand Drills.....	283
BUSHE Bone Curettes.....	187
Buttoned Probe JACOBSON.....	243
Buttoned probes RHOTON.....	250

C

CAPENER Lamina gouge.....	199
CAROLL Tendon grasping Forceps.....	89
CASPAR Bone Curettes.....	183
CASPAR Bone graft holder and impactor.....	190
CASPAR Cervical Vertebral Body Distraction System.....	154
CASPAR Exploration and Coagulation Hooks.....	113
CASPAR Hemostats.....	191
CASPAR Laminectomy Forceps.....	236-237
CASPAR Laminectomy Retractors.....	134
CASPAR Lumbar Retractors.....	150, 152
CASPAR Micro-Raspatories.....	223-224
CASPAR Nerve Root Retractors.....	110
CASPAR Scalpel Handles.....	16
CASPAR Specula for lumbar operations.....	151
CASPAR Suture Pusher.....	247
CASTROVIEJO Blade Breakers.....	17
CASTROVIEJO Micro Needle Holders.....	95
CASTROVIEJO Micro Scissors.....	36
Cerebellar Retractor ANDERSON ADSON.....	126
Cerebellar Retractor MISKIMON.....	126
Cervical Retractor CLOWARD ..	137-140
Cervical retractors.....	137-141
Cervical Traction Tongs CRUTCHFIELD.....	172
Cervical Vertebral Body Distraction System.....	154-155

Cervical Vertebral Body Distraction System CASPAR.....	154
Chisels LEXER.....	197
Chisels STILLE.....	192
CITELLI Punches.....	280
Clip Rack.....	170
CLOWARD Cervical Retractor ..	137-140
CLOWARD Lamina Retractor....	147, 149
CLOWARD Laminectomy Forceps.....	233
CLOWARD Retractors.....	101
COBB Bone Curettes.....	181
COBB Gouge.....	196
COBB Raspatories.....	213
COLCLOUGH Intervertebral Disc Rongeurs.....	278
CONE Cranial Punch.....	175
CONE Ring Curettes.....	252
COTTLE Bone Hammers and Mallets.....	10
COTTLE Forceps.....	73
COTTLE Osteotome Rhinoplastic.....	200
COTTLE-KAZANJIAN Bone Cutting Forceps.....	168
Cranial Punch CONE.....	175
CRILE Hemostatic Forceps.....	83
CRILE Nerve Hooks.....	107
CRILE-RANKIN Hemostatic Forceps.....	83
CRILE-WOOD Needle Holders.....	92
CRUTCHFIELD Cervical Traction Tongs.....	172
Cup-shaped Forceps.....	264
Curette.....	254
Curette FAHLBUSCH.....	262
Curette LANDOLT.....	259
Curette NICOLA.....	257
Curettes VOLKMANN.....	180
CUSHING (LITTLE-JOKER) SEDILLOT Raspatories.....	203
CUSHING Brain Spatulas.....	266
CUSHING Dressing and Tissue Forceps.....	53
CUSHING Drill.....	282
CUSHING Dura Hooks.....	107
CUSHING Elevators.....	204
CUSHING Laminectomy Forceps.....	232
CUSHING Retractors.....	101
CUSHING-LANDOLT Pituitary Instruments.....	255
CUSHING-TAYLOR Dressing and Tissue Forceps.....	57

D

D'ERRICO Nerve Root Retractors	111
DANDY Dura Hooks.....	106
DANDY Hemostatic Forceps.....	84
DANDY Nerve Hooks.....	106
DANDY Neurosurgery scissors.....	33
DAUBENSPECK Bone Curettes.....	185
DAVIS Brain Spatulas.....	267
DAVIS Dura Dissector.....	217-218
DE BAKEY (POTTS-SMITH) Vascular Scissors.....	30
DE BAKEY Atrauma Bulldog Clamps..	79
DE BAKEY Atrauma Micro Forceps.....	66-67
DE BAKEY Atraumatic Tissue Forceps.....	68
DE BAKEY Needle Holders.....	93
DE BAKEY Vascular Scissors.....	31-32
DE BAKEY-DIETRICH Mini Bulldog Clamps.....	76
DE BAKEY-HESS Atrauma Bulldog Clamps.....	80
DEAVER Operating Scissors.....	21
DECKER Laminectomy rongeurs.....	234
DEJERINE Percussion Hammers.....	8
Delicate Hook FISCH.....	243
Delicate Scissors.....	27
Delicate Scissors GRADLE.....	28
Delicate Scissors STEVENS.....	28
DEMARTEL saw conductor.....	173
DeVILBISS Skull Punches.....	174
DIEFFENBACH Bulldog Clamps.....	81
DIETRICH Mini Bulldog Clamps.....	76
DIETRICH Vascular Scissors.....	29-30
Dissecting and Ligature Forceps ADSON BABY.....	86
Dissecting and Ligature Forceps FUCHSIG.....	86
Dissecting and Ligature Forceps GEMINI.....	87
Dissecting and Ligature Forceps MIXTER BABY.....	88
Dissecting Scissors.....	22-27
Dissecting Scissors BABY-METZENBAUM BLACK.....	25
Dissecting Scissors BLACK.....	25
Dissecting Scissors JAMESON WERBER.....	26
Dissecting Scissors LEXER.....	22
Dissecting Scissors MAYO.....	22
Dissecting Scissors MAYO-STILLE.....	22

Dissecting Scissors METZENBAUM ..23
Dissecting Scissors METZENBAUM BLACK.....24
Dissecting Scissors METZENBAUM FINO.....23
Dissecting Scissors Micro46
Dissecting Scissors REYNOLDS.....26
Dissecting Scissors YASARGIL 41-42
Dissector GORNEY207
Dissector HARDY-FAHLBUSCH258
Dissector LANDOLT-REULEN.....262
Dissector RHOTON250
Dissectors PENFIELD220
DOYEN Raspatories..... 208-209
Dressing and Tissue Forceps ADLERKREUTZ54
Dressing and Tissue Forceps ADSON..... 51-52
Dressing and Tissue Forceps ADSON-BROWN.....52
Dressing and Tissue Forceps ADSON-DE BAKEY.....51
Dressing and Tissue Forceps BROPHY54
Dressing and Tissue Forceps CUSHING.....53
Dressing and Tissue Forceps CUSHING-TAYLOR.....57
Dressing and Tissue Forceps DUEHRSEN55
Dressing and Tissue Forceps GERALD..... 56-57
Dressing and Tissue Forceps GILLIES.....56
Dressing and Tissue Forceps MAYO58
Dressing and Tissue Forceps McINDOE55
Dressing and Tissue Forceps POTTS-SMITH50
Dressing and Tissue Forceps SEMKEN56
Dressing and Tissue Forceps TAYLOR.....58
Dressing and Tissue Forceps WANGENSTEEN58
Dressing and Tissue Forceps WAUGH.....53
Drill CUSHING.....282
Drill ERRICO282
Drill Guide and Dura Protecting Forceps ADSON.....177

Drill HUDSON.....282
Drill MC KENZIE.....282
DUEHRSEN Dressing and Tissue Forceps55
Dura Dissector DAVIS 217-218
Dura Dissector FRAZIER219
Dura Dissector HOEN219
Dura Dissector HORSLEY.....218
Dura Dissector MILLIGAN.....218
Dura Dissector OLIVECRONA217
Dura Dissector SACHS217
Dura Dissector TOENNIS.....217
Dura Dissector WOODSON219
Dura Hook FISCH243
Dura Hooks CUSHING107
Dura Hooks DANDY106
Dura Scissors SCHMIEDEN-TAYLOR.....34

E

ECHLIN Bone Rongeurs167
Elevator BOIES207
Elevator FREER216
Elevator JOSEPH215
Elevator MC DONALD.....215
Elevator ROGER216
Elevator SEWALL.....215
Elevator WATSON-CHEYNE215
Elevators..... 211-216
Elevators ALEXANDER.....206
Elevators CUSHING204
Elevators HOEN205
Elevators JANSEN202
Elevators KEY214
Elevators KÖNIG206
Elevators LANGENBECK.....205
Elevators QUERVAIN204
Elevators SEBILEAU204
Elevators SEDILLOT204
Enucleator HARDY258
Enucleator LANDOLT259
ERRICO Drill282
Examination and Measuring Instruments.....11
Exploration and Coagulation Hooks CASPAR113
Extension piece282

F

FAHLBUSCH curette262
FAHLBUSCH Micro scissors263

FAHLBUSCH Pituitary Curettes262
FAHLBUSCH scoop262
FARABEUF Raspatories202
FARABEUF-COLLIN Raspatories 202-203
FAVALORO Vascular Scissors32
FERGUSSON Suction Tubes 226-227
FERRIS-SMITH Laminectomy Forceps.....235
FERRIS-SMITH-KERRISON Intervertebral Disc Rongeurs..... 274-275
FERRIS-SMITH-KERRISON Intervertebral Disc Rongeurs dismantable276
FERRIS-SMITH-KERRISON Intervertebral Disc Rongeurs dismantable black coated275, 277
FISCH Delicate Hook243
FISCH Dura Hook.....243
FISCH Micro Hooks.....115
FOMON Raspatories207
Forceps COTTLE73
Forceps for grasping tissue HEIFETZ71
Forceps for grasping tissue HUNT 69-70
Forceps for grasping tissue SAMII72
Forceps for grasping tissue YASARGIL.....69, 71
Forceps for grasping tissue YASARGIL-SAMII.....71
Forceps JANSEN73
Forceps JANSEN-GRUENWALD73
Forceps LUCAE73
Fork spatula HOSOBUCHI.....259
FRAZIER Dura Dissector219
FRAZIER Skin Hooks100
FRAZIER/FERGUSSON Suction Tubes.....227
FREER Elevator216
FREER Skin Hooks100
FRIEDMAN Bone Rongeurs.....158
FRIEDMAN Mini Bone Rongeurs158
FRYKHOLM Bone Rongeurs.....167
FUCHSIG Dissecting and Ligature Forceps.....86

G

Galea Hook YASARGIL.....112
GALT Skull Trephine.....177

GELPI Retractor	146
GEMINI Dissecting and Ligature Forceps	87
GERALD Dressing and Tissue Forceps	56-57
GIERTZ-STILLE Rib Shears	48
GIGLI Handle saw	173
GIGLI STRULLY Handle saw	173
GILLIES Dressing and Tissue Forceps	56
GILLIES Skin Hooks	100
GLOVER Atrauma Bulldog Clamps	79-80
GORNEY Dissector	207
Gouge COBB	196
Gouges	192-193, 196-199
Gouges SMITH-PETERSEN	193
Gouges STILLE	192
Gouges ZIELKE	198
GRADLE Delicate Scissors	28
GRAHAM Nerve Hook	108
Grasping Forceps YASARGIL-NICOLA	263
GUILLEN Suction Raspatory	230

H

HAJEK-KOFLER Punches	279-280
HALLE Bone Curettes	182
HALSEY Needle Holders	92
HALSTED-MOSQUITO Hemostatic Forceps	82
HALSTED-MOSQUITO Micro Hemostatic Forceps	82
Handle saw GIGLI	173
Handle saw GIGLI STRULLY	173
Handle saw REDA	173
HARDY enucleator	258
HARDY Implantationsgabel implant fork	258
HARDY Pituitary Curettes	260
HARDY Pituitary Instruments	258, 261
HARDY-FAHLBUSCH dissector	258
HARTMANN Hemostatic Forceps	81
HARVEY-JACKSON Laminectomy Retractors	131
HEIFETZ Brain Spatulas	267
HEIFETZ Forceps for grasping tissue	71
Hemilaminectomy Retractor	144-145
Hemilaminectomy Retractor MARKHAM-MEYERDING	144

Hemilaminectomy Retractor MEYERDING	144
Hemostatic Forceps CRILE	83
Hemostatic Forceps CRILE-RANKIN	83
Hemostatic Forceps DANDY	84
Hemostatic Forceps HALSTED-MOSQUITO	82
Hemostatic Forceps HALSTED-MOSQUITO Micro	82
Hemostatic Forceps HARTMANN	81
Hemostatic Forceps KELLY	83
Hemostatic Forceps KELLY-RANKIN	83
Hemostatic Forceps Micro-HARTMANN	81
Hemostats CASPAR	191
HENLEY Self-retaining Retractors	121
HESS Nerve Root Retractors	109
HOEN Dura Dissector	219
HOEN Elevators	205
HOEN Laminectomy Forceps	234
HOLSHER Nerve Root Retractors	109
HOLZHEIMER Self-retaining Retractors	118
Hook RHOTON	250
HORSLEY Dura Dissector	218
HOSOBUCHI fork spatula	259
HOUSE Suction Tubes	229
HUDSON Drill	282
HUNT Forceps for grasping tissue	69-70
Hypophyseal Forceps ADSON	253
Implantationsgabel implant fork HARDY	258

I

INGE Lamina Retractor	148
Intervertebral Disc Rongeurs	274-278
Intervertebral Disc Rongeurs COLCLOUGH	278
Intervertebral Disc Rongeurs dismontable black coated FERRIS-SMITH-KERRISON	275, 277
Intervertebral Disc Rongeurs dismontable FERRIS-SMITH- KERRISON	276
Intervertebral Disc Rongeurs FERRIS-SMITH-KERRISON	274-275

J

JACOBSON Buttoned Probe	243
-------------------------------	-----

JACOBSON Micro Scissors	44-45
JACOBSON Micro Vessel Knife	115
JACOBSON Suture Pusher	247
JACOBSON Twin Probe	243
JAMESON WERBER Dissecting Scissors	26
JANSEN Bone Curettes	188
JANSEN Bone Rongeurs	160
JANSEN Elevators	202
JANSEN Forceps	73
JANSEN Self-retaining Retractors	118
JANSEN-GRUENWALD Forceps	73
Jeweler Type Forceps	59-60
JOHNS-HOPKINS Bulldog Clamps	81
JOSEPH Elevator	215
JOSEPH Raspatories	207
JOSEPH Skin Hooks	100

K

KELLY Hemostatic Forceps	83
KELLY Operating Scissors	21
KELLY-RANKIN Hemostatic Forceps	83
KERRISON Punches	279
KEY Elevators	214
KILNER Dissecting Scissors	26
KLEINERT-KUTZ Bone Rongeurs	161
KNIGHTON Laminectomy Retractors	132
Knives for tumor tissue SAMII	245-246
Knives KOOS	243
KOCHER Retractors	103
KOCHER-LANGENBECK Retractors	102
KÖNIG Elevators	206
KOOS Knives	243
KOOS Micro Vessel Knives	242
KRAYENBÜHL Nerve- and Vessel Hooks	114

L

LAMBOTTE Osteotomes	194
LAMBOTTE Raspatories	203
Lamina gouge CAPENER	199
Lamina Retractor CLOWARD	147, 149
Lamina Retractor INGE	148
Laminectomy Forceps	232-238
Laminectomy Forceps CASPAR	236-237
Laminectomy Forceps CLOWARD	233
Laminectomy Forceps CUSHING	232

Laminectomy Forceps	
FERRIS-SMITH	235
Laminectomy Forceps HOEN	234
Laminectomy Forceps	
LOVE-GRUENWALD	232
Laminectomy Forceps	
SCHLESINGER	233
Laminectomy Forceps SPURLING	232
Laminectomy Forceps WAGNER	235
Laminectomy Forceps	
WEIL-BLAKESLEY	238
Laminectomy Retractors	127-137
Laminectomy Retractors ADSON	127
Laminectomy Retractors	
BECKMANN-ADSON	128
Laminectomy Retractors	
BECKMANN-EATON	130
Laminectomy Retractors CASPAR	134
Laminectomy Retractors	
HARVEY-JACKSON	131
Laminectomy Retractors	
KNIGHTON	132
Laminectomy Retractors	
SCOVILLE	135
Laminectomy Retractors	
SCOVILLE-HAVERFIELD	135
Laminectomy Retractors	
SCOVILLE-RICHTER	136
Laminectomy Retractors TAYLOR	135
Laminectomy Retractors WALTON	133
Lancet knives SAMIL	246
LANDOLT blunt hook	259
LANDOLT curette	259
LANDOLT enucleator	259
LANDOLT Pituitary forceps	239
LANDOLT Pituitary	
Instruments	256, 259
LANDOLT Scalpel Handles	16
LANDOLT scoop	259
LANDOLT spreader for specula	255
LANDOLT Tumor Grasping Forceps	239
LANDOLT-REULEN dissector	262
LANDOLT-REULEN	
Pituitary Curettes	262
LANDOLT-REULEN raspatories	262
LANGENBECK Elevators	205
LANGENBECK Retractors	103
LAZAR Micro Suture Tying Forceps	62
LEKSELL (STILLE) Bone Rongeurs	166
LEMPERT Bone Curettes	186
LEMPERT Bone Rongeurs	160-161
LEXER Chisels	197

LEXER Dissecting Scissors	22
LEXER MINI Chisels	197
LEXER MINI Osteotomes	197
LEXER Osteotomes	197
LEYLA Retractor System	268-272
Ligature Guides YASARGIL	114
LISTON Bone Cutting Forceps	168
LOVE Nerve Root Retractors	111-112
LOVE-GRUENWALD	
Laminectomy Forceps	232
LUCAE Forceps	73
LUER Bone Rongeurs	159
Lumbal Retractors	152-153
Lumbal Retractors CASPAR	150, 152

M

MARKHAM-MEYERDING	
Hemilaminectomy Retractor	144
MARQUARDT Bone Rongeurs	164
MARTEL Scalp Flap Forceps	85
MATSON Raspatories	210
MATSON-ALEXANDER	
Raspatories	210
MAYFIELD Bone Rongeurs	163
MAYO Dissecting Scissors	22
MAYO Dressing and Tissue Forceps	58
MAYO-ADAMS Self-retaining	
Retractors	122
MAYO-HEGAR Needle Holders	93
MAYO-STILLE Dissecting Scissors	22
MC DONALD Elevator	215
MC INDOE Bone Cutting Forceps	168
MC KENZIE Drill	282
McINDOE Dressing and	
Tissue Forceps	55
McKENZIE Applying Forceps	170
METZENBAUM BLACK	
Dissecting Scissors	24
METZENBAUM Dissecting Scissors	23
METZENBAUM FINO	
Dissecting Scissors	23
MEYERDING Hemilaminectomy	
Retractor	144
MEYERDING Retractors	104
MICHELE Trephine	178
Micro dissecting Scissors	46
Micro Dressing and Tissue	
Forceps ADSON	51-52
Micro Dressing and Tissue	
Forceps BROWN	53
Micro forceps	264

Micro Forceps YASARGIL	74
MICRO FRIEDMAN	
Bone Rongeurs	158
Micro Hooks FISCH	115
Micro Needle Holders	94-98
Micro Needle Holders	
BARRAQUER	94
Micro Needle Holders	
CASTROVIEJO	95
Micro Needle Holders	
YASARGIL	96
Micro Ring Forceps	65
Micro Scissors	35-46, 266
Micro Scissors CASTROVIEJO	36
Micro Scissors FAHLBUSCH	263
Micro Scissors JACOBSON	44-45
Micro Scissors MILLESI	44-45
Micro Scissors NAGEL	43
Micro Scissors NICOLA	263
Micro Scissors	
POTTS-YASARGIL	44-45
Micro Scissors VANNAS	37, 42, 44-45
Micro Scissors YASARGIL	41-42, 44
Micro Scoops	189
Micro Scoops YASARGIL	189
Micro suction cannula	230
Micro Suture Tying Forceps	61-63
Micro Suture Tying	
Forceps LAZAR	62
Micro Vessel Clips ACLAND	297
Micro Vessel Knife JACOBSON	115
Micro Vessel Knives KOOS	242
Micro Vessel Knives YASARGIL	242
Micro-HARTMANN	
Hemostatic Forceps	81
Micro-Raspatories	221-222
Micro-Raspatories CASPAR	223-224
Micro-Raspatories YASARGIL	221-223
MILLES Micro Scissors	44-45
MILLIGAN Dura Dissector	218
MILLS Vascular Scissors	29
Mini Bone Rongeurs FRIEDMAN	158
Mini Bulldog Clamps	
DE BAKEY-DIETHRICH	76
MINI Chisels LEXER	197
MINI-LAMBOTTE Osteotomes	195
MISKIMON Cerebellar Retractor	126
MIXTER BABY Dissecting	
and Ligature Forceps	88
MOLLISON Self-retaining	
Retractors	120
MOLT Raspatories	206

N

NAGEL Micro Scissors	43
Needle Holders BAUMGARTNER	92
Needle Holders CRILE-WOOD	92
Needle Holders DE BAKEY	93
Needle Holders HALSEY	92
Needle Holders MAYO-HEGAR	93
Needle Holders Micro	94-98
Needle Holders NEIVERT	92
Needle Holders RYDER	93
NEIVERT Needle Holders	92
Nerve Dissecting Scissors	
TOENNIS-ADSON	27
Nerve Hook ADSON	108
Nerve Hook GRAHAM	108
Nerve Hook SACHS	108
Nerve Hook SMITHWICK	108
Nerve Hooks CRILE	107
Nerve Hooks DANDY	106
Nerve Root Retractors CASPAR	110
Nerve Root Retractors D'ERRICO	111
Nerve Root Retractors HESS	109
Nerve Root Retractors HOLSHER	109
Nerve Root Retractors LOVE	111-112
Nerve Root Retractors	
SCOVILLE	109, 112
Nerve- and Vessel Hooks	
KRAYENBÜHL	114
Neurosurgery scissors DANDY	33
Neurosurgery scissors STRULLY	33
NICOLA curette	257
NICOLA Micro Scissors	263
NICOLA Pituitary Instruments	257
NICOLA Raspatory	257
NORFOLK-NORWICH	
Self-retaining Retractors	122

O

OKONEK-YASARGIL Tumor Forks	248
OLDBERG Pituitary forceps	239
OLIVECRONA Bone Rongeurs	160
OLIVECRONA Brain Spatulas	266
OLIVECRONA Dura Dissector	217
OLIVECRONA Trigeminal Scissors	33
OLIVECRONA Wire saw	173
OLIVECRONA-TOENNIS	
Applying Forceps	170
OMBREDANNE Bone Hammers	
and Mallets	10
Operating Scissors	20-21
Operating Scissors DEAVER	21

Operating Scissors KELLY	21
Operating Scissors STANDARD	20
Osteotome Rhinoplastic	200
Osteotome Rhinoplastic COTTLE	200
Osteotomes LAMBOTTE	194
Osteotomes LEXER	197
Osteotomes LEXER MINI	197
Osteotomes MINI-LAMBOTTE	195
Osteotomes STILLE	192

P

PAPAVERO-CASPAR Pituitary	
Instruments	256
PAPAVERO-HARTMANN	
Pituitary Instruments	256
PENFIELD Dissectors	220
Percussion Hammers BABINSKY	8
Percussion Hammers BERLINER	8
Percussion Hammers BUCK	8
Percussion Hammers DEJERINE	8
Percussion Hammers	
TAYLOR USA Mod	8
Percussion Hammers TROEMNER	8
Pin wheel WARTENBERG	11
Pituitary Curettes FAHLBUSCH	262
Pituitary Curettes HARDY	260
Pituitary Curettes	
LANDOLT-REULEN	262
Pituitary forceps LANDOLT	239
Pituitary forceps OLDBERG	239
Pituitary forceps YASARGIL	239
Pituitary Instruments	255-264
Pituitary Instruments	
CUSHING-LANDOLT	255
Pituitary Instruments HARDY	258, 261
Pituitary Instruments	
LANDOLT	256, 259
Pituitary Instruments NICOLA	257
Pituitary Instruments	
PAPAVERO-CASPAR	256
Pituitary Instruments	
PAPAVERO-HARTMANN	256
PLESTER Self-retaining	
Retractors	120, 122
PLESTER Suction Tubes	229
POTTS-DE MARTEL	
Vascular Scissors	29
POTTS-SMITH Dressing	
and Tissue Forceps	50
POTTS-SMITH	
Vascular Scissors	30-31

POTTS-YASARGIL	
Micro Scissors	44-45
Punches	279-280
Punches CITELLI	280
Punches HAJEK-KOFLER	279-280
Punches KERRISON	279

Q

QUERVAIN Elevators	204
--------------------------	-----

R

RALK Bone Hand Drills	283
RANEY Applying Forceps	172
Raspatories ADSON	214
Raspatories COBB	213
Raspatories CUSHING	
(LITTLE-JOKER) SEDILLOT	203
Raspatories DOYEN	208-209
Raspatories FARABEUF	202
Raspatories	
FARABEUF-COLLIN	202-203
Raspatories FOMON	207
Raspatories JOSEPH	207
Raspatories LAMBOTTE	203
Raspatories LANDOLT-REULEN	262
Raspatories MATSON	210
Raspatories	
MATSON-ALEXANDER	210
Raspatories MOLT	206
Raspatories RHOTON	250
Raspatories SEDILLOT	203
Raspatories SELDIN	207
Raspatories WAGNER	213
Raspatories WILLIGER	206
Raspatory NICOLA	257
REDA Blade Breakers	17
REDA Bone Curettes	186-187
REDA Bone Hand Drills	283
REDA Handle saw	173
Retractor GELPI	146
Retractor System LEYLA	268-272
Retractor System YASARGIL	268-272
Retractor WILLIAMS	145
Retractors Laminectomy	
BECKMANN	130
Retractors Cervical	137-141
Retractors CLOWARD	101
Retractors CUSHING	101
Retractors Hemilaminectomy	144-145
Retractors KOCHER	103

Retractors	
KOCHER-LANGENBECK	102
Retractors LANGENBECK	103
Retractors MEYERDING	104
REYNOLDS Dissecting Scissors.....	26
Rhinoplastic Osteotome	200
RHOTON Buttoned probes.....	250
RHOTON Dissector	250
RHOTON Hook.....	250
RHOTON Raspatories.....	250
RHOTON spatula	250
Rib Shears GIERTZ-STILLE	48
Rib Shears SAUERBRUCH.....	48
Rib Shears SAUERBRUCH-FREY.....	48
Ring Curettes CONE	252
Ring Forceps Micro	65
ROGER Elevator	216
RUSKIN Bone Rongeurs.....	164
RUSKIN-LISTON Bone Cutting Forceps	168
RYDER Needle Holders	93

S

SACHS Dura Dissector	217
SACHS Nerve Hook	108
SAMII Forceps for grasping tissue	72
SAMII Knives for tumor tissue	245-246
SAMII Lancet knives.....	246
SAUERBRUCH Bone Rongeurs	166
SAUERBRUCH Rib Shears.....	48
SAUERBRUCH-FREY Rib Shears.....	48
Saw conductor DEMARTEL	173
Scalp Flap Forceps MARTEL.....	85
Scalp Retractor SCALP-CONTOUR.....	125
SCALP-CONTOUR Scalp Retractor.....	125
Scalpel Handles.....	14-16
Scalpel Handles CASPAR	16
Scalpel Handles LANDOLT	16
SCHLESINGER Laminectomy Forceps	233
SCHMIEDEN-TAYLOR Dura Scissors	34
Scissors Delicate	27
Scissors KILNER Dissecting	26
Scissors Operating	20-21
Scissors, Micro	35-46, 266
Scoop FAHLBUSCH.....	262
Scoop LANDOLT	259
SCOVILLE Bone Curettes	183
SCOVILLE Laminectomy Retractors	135

SCOVILLE Nerve Root Retractors	109, 112
SCOVILLE-HAVERFIELD Laminectomy Retractors.....	135
SCOVILLE-RICHTER Laminectomy Retractors.....	136
SEBILEAU Elevators	204
SEDILLOT Elevators	204
SEDILLOT Raspatories	203
SELDIN Raspatories	207
Self-retaining Retractors ADSON	123-124
Self-retaining Retractors ALM	118
Self-retaining Retractors BECKMANN -ADSON (CONE)	124
Self-retaining Retractors HENLEY	121
Self-retaining Retractors HOLZHEIMER	118
Self-retaining Retractors JANSEN	118
Self-retaining Retractors MAYO-ADAMS	122
Self-retaining Retractors MOLLISON	120
Self-retaining Retractors NORFOLK-NORWICH	122
Self-retaining Retractors PLESTER	120, 122
Self-retaining Retractors TRAVERS	123
Self-retaining Retractors WEITLANER	119
Self-retaining Retractors WEITLANER-WULLSTEIN.....	119
Self-retaining Retractors WULLSTEIN	120
SEMB Bone Cutting Forceps.....	169
SEMB Bone Rongeurs	167
SEMKEN Dressing and Tissue Forceps	56
SEWALL Elevator.....	215
Skin Hooks FRAZIER.....	100
Skin Hooks FREER.....	100
Skin Hooks GILLIES.....	100
Skin Hooks JOSEPH.....	100
Skull Punches DeVILBISS.....	174
Skull Trephine GALT	177
SMITH-PETERSEN Bone Rongeurs.....	162
SMITH-PETERSEN Gouges	193
SMITHWICK Applying Forceps	170
SMITHWICK Nerve Hook.....	108
Spatula RHOTON.....	250

Specula for lumbal operations CASPAR	151
SPINAL Bone Curettes	182
Spinal retractors TAYLOR.....	105
SPRATT Bone Curettes.....	180
Spreader for specula LANDOLT.....	255
SPURLING Laminectomy Forceps.....	232
STAMM Bone Cutting Forceps	168
STANDARD Operating Scissors.....	20
STELLBRINK Bone Rongeurs.....	158
STEVENS Delicate Scissors	28
STILLE Chisels	192
STILLE Gouges	192
STILLE Osteotomes	192
STILLE-HORSLEY Bone Cutting Forceps	169
STILLE-LISTON Bone Cutting Forceps	169
STILLE-LUER Bone Rongeurs.....	165
STILLE-RUSKIN Bone Rongeurs.....	165
STRULLY Neurosurgery scissors.....	33
Suction Raspatory GUILLEN.....	230
Suction Tubes.....	226-230
Suction Tubes ADSON	226
Suction Tubes BARON	226
Suction Tubes FERGUSSON	226-227
Suction Tubes FRAZIER/FERGUSSON	227
Suction Tubes HOUSE	229
Suction Tubes PLESTER	229
Suction Tubes WULLSTEIN	230
Suction Tubes YASARGIL	228
Suction Tubes ZÖLLNER	228
Suture Pusher CASPAR.....	247
Suture Pusher JACOBSON.....	247
Suture Tying Forceps Micro.....	61-63
SWEET Applying Forceps	170

T

TAYLOR Dressing and Tissue Forceps	58
TAYLOR Laminectomy Retractors.....	135
TAYLOR Spinal retractors	105
TAYLOR USA Mod Percussion Hammers.....	8
Tendon grasping Forceps CAROLL	89
Tissue Pick	249
TOENNIS Dura Dissector	217
TOENNIS-ADSON Nerve Dissecting Scissors	27
TRAVERS Self-retaining Retractors	123

Trepine MICHELE	180
Trigeminal Scissors OLIVECRONA	33
TROEMNER Percussion Hammers.....	8
TROUTMAN-CHRIS Blade Breakers ..17	
Tumor Forks OKONEK-YASARGIL...248	
Tumor Forks YASARGIL.....248	
Tumor Grasping	
Forceps LANDOLT	239
Tumor scissors	47
Tuning Fork	11
Twin Probe JACOBSON.....243	

U

Ultra-Light-Forceps.....	64
UNIVERSAL Wire and plate scissors ..34	

V

VANNAS Micro Scissors....	37, 42, 44-45
Vascular Scissors	29-32
Vascular Scissors DE BAKEY	31-32
Vascular Scissors	
DE BAKEY (POTTS-SMITH).....	30
Vascular Scissors DIETRICH	29-30
Vascular Scissors FAVALORO	32
Vascular Scissors MILLS.....	29
Vascular Scissors	
POTTS-DE MARTEL.....	29
Vascular Scissors	
POTTS-SMITH	30-31
Vein Scissors BIEMER	44-45
Vertebral Body	
Distraction System.....	156
Vessel dilators	60
Vessel Spreader BIEMER	244
VOLKMANN Bone Curettes	188
VOLKMANN Curettes.....	180

W

WAGNER Bone Hammers	
and Mallets	10
WAGNER Laminectomy Forceps	235
WAGNER Raspatories	213
WALTON Laminectomy Retractors....	133
WANGENSTEEN Dressing	
and Tissue Forceps	58
WARTENBERG Pin wheel	11
WATSON-CHEYNE Elevator.....	215
WAUGH Dressing and	
Tissue Forceps	53
WEIL-BLAKESLEY	
Laminectomy Forceps	238

WEITLANER Self-retaining	
Retractors	119
WEITLANER-WULLSTEIN	
Self-retaining Retractors.....	119
WILLIAMS Retractor.....	145
WILLIGER Bone Hammers	
and Mallets	9
WILLIGER Raspatories	206
Wire and plate scissors,	
UNIVERSAL	34
Wire saw OLIVECRONA	173
WOODSON Dura Dissector	219
WULLSTEIN Self-retaining	
Retractors	120
WULLSTEIN Suction Tubes	230

Y

YASARGIL Dissecting Scissors.....	41-42
YASARGIL Forceps	
for grasping tissue	69, 71
YASARGIL Galea Hook.....	112
YASARGIL Ligature Guides.....	114
YASARGIL Micro Forceps	74
YASARGIL Micro Needle Holders	96
YASARGIL Micro Scissors.....	41-42, 44
YASARGIL Micro Scoops	189
YASARGIL Micro Vessel Knives.....	242
YASARGIL Micro-Raspatories... 221-223	
YASARGIL Pituitary forceps	239
YASARGIL Retractor System	268-272
YASARGIL Suction Tubes	228
YASARGIL Tumor Forks.....	248
YASARGIL-NICOLA	
Grasping Forceps	263
YASARGIL-SAMII Forceps	
for grasping tissue	71

Z

ZAUFAL-JANSEN Bone Rongeurs....	163
ZIELKE Gouges.....	198
ZÖLLNER Suction Tubes	228

A

AACHEN Espátulas cerebrales	266
ACLAND Micro Clips vasculares	296
ADLERKREUTZ Pinzas de disección sin/con dientes	54
ADSON BABY Pinzas para preparaciones y para ligaduras	86
ADSON Ganchos para nervios	108
ADSON Micro Pinzas de disección sin/con dientes	51-52
ADSON Periostótomos	214
ADSON Pinza guía taladros y protectora de duramadre	177
ADSON Pinzas de disección sin/con dientes	51-52
ADSON Pinzas para hipófisis	253
ADSON Pinzas-gubias	159
ADSON Separadores autoestáticos	123-124
ADSON Separadores para laminectomía	127
ADSON Tubos de aspiración	226
ADSON-BROWN Pinzas de disección sin/con dientes	52
ADSON-DE BAKEY Pinzas de disección sin/con dientes	51
ALEXANDER Elevadores	206
ALM Separadores autoestáticos	118
ANDERSON ADSON Separador para cerebelo	126

B

BABINSKY Martillos de percusión	8
BABY-METZENBAUM BLACK Tijeras de disección	25
BACON Pinzas-gubias	162
BANE-HARTMANN Pinzas-gubias	160
BARON Tubos de aspiración	226
BARRAQUER Micro-porta-agujas	94
BAUMGARTNER Porta-agujas	92
BECKMANN Separadores para laminectomía	130
BECKMANN-ADSON (CONE) ADSON Separadores autoestáticos	124
BECKMANN-ADSON Separadores para laminectomía	128
BECKMANN-EATON Separadores para laminectomía	130
BERLINER Martillos de percusión	8
BEYER Pinzas-gubias	161, 163
BIEMER Separador para vasos	244

BIEMER Tijera para venas	44-45
Bisturios KOOS	243
BLACK Tijeras de disección	25
BÖHLER Pinzas cortantes para huesos	168
BÖHLER Pinzas-gubias	163
BOIES Elevador	207
Broca CUSHING	282
Broca ERRICO	282
Broca MC KENZIE	282
BROPHY Pinzas de disección sin/con dientes	54
BROWN Micro Pinzas de disección sin/con dientes	53
BRUNS Cucharillas cortantes	184
BUCK Martillos de percusión	8
BUNELL Perforadores de mano	283
BUSHE Cucharillas cortantes	187

C

Cables de conexión bipolares	293
CAPENER Gubias para la columna vertebral	199
CAROLL Pinza para agarrar tendones	89
CASPAR Cervical Sistema de distracción vertebral	154
CASPAR Cucharillas cortantes	183
CASPAR Empujadores de suturas	247
CASPAR Especulas para operaciones lumbales	151
CASPAR Ganchos para exploración y coagulación	113
CASPAR Hemostáticos	191
CASPAR Injerto óseo titular y impactador	190
CASPAR Legras para micro-cirugía	223-224
CASPAR Mangos de bisturios	16
CASPAR Pinzas para laminectomía	236-237
CASPAR Separadores de raíz de nervios	110
CASPAR Separadores lumbales autoestáticos	150, 152
CASPAR Separadores para laminectomía	134
CASTROVIEJO Micro tijeras	36
CASTROVIEJO Micro-porta-agujas	95
CASTROVIEJO Rompe-hojas	17
Cervical Sistema de	

distracción vertebral	154-155
Cervical Sistema de distracción vertebral CASPAR	154
Cervicales Retractores	137-141
Cinceles LEXER	197
Cinceles LEXER MINI	197
Cinceles STILLE	192
CITELLI Pinzas	280
Clamps Atrauma Bulldog	77-79
Clamps Atrauma Bulldog DE BAKEY	79
Clamps Atrauma Bulldog DE BAKEY-HESS	80
Clamps Atrauma Bulldog GLOVER	79-80
Clamps Bulldog Mini DE BAKEY-DIETHRICH	76
Clamps Bulldog Mini DIETHRICH	76
CLOWARD Pinzas para laminectomía	233
CLOWARD Separador cervical	137-140
CLOWARD Separadores para vertebrales	147, 149
Coagulación bipolar	286-291
COBB Cucharillas cortantes	181
COBB gubia	196
COBB Periostótomos	213
COLCLOUGH Pinzas sacabocado para discos intervertebrales	278
CONE Curetas anulares	252
CONE Pinzas sacabocado craneal	175
Cortantes VOLKMANN	180
Costótomos GIERTZ-STILLE	48
Costótomos SAUERBRUCH	48
Costótomos SAUERBRUCH-FREY	48
COTTLE Martillos y mazos	10
COTTLE Osteotomos para la plástica nasal	200
COTTLE Pinzas	73
COTTLE-KAZANJIAN Pinzas cortantes para huesos	168
CRILE Ganchos para nervios	107
CRILE Pinzas hemostáticas	83
CRILE-RANKIN Pinzas hemostáticas	83
CRILE-WOOD Porta-agujas	92
CRUTCHFIELD Pinzas de tracción craneal	172
Cucharilla FAHLBUSCH	262
Cucharilla LANDOLT	259
Cucharillas cortantes BRUNS	184

Cucharillas cortantes BUSHE.....	187
Cucharillas cortantes CASPAR	183
Cucharillas cortantes COBB.....	181
Cucharillas cortantes	
DAUBENSPECK	185
Cucharillas cortantes HALLE.....	182
Cucharillas cortantes JANSEN.....	188
Cucharillas cortantes LEMPert	186
Cucharillas cortantes REDA.....	186-187
Cucharillas cortantes SCOVILLE	183
Cucharillas cortantes SPINAL	182
Cucharillas cortantes SPRATT	180
Cucharillas cortantes VOLKMAN.....	188
Cuchillo lanceolar SAMII	246
Cuchillos para tumores SAMII	245-246
Cureta.....	254
Cureta FAHLBUSCH	262
Cureta LANDOLT	259
Cureta NICOLA.....	257
Cureta para hipófisis FAHLBUSCH	262
Cureta para hipófisis HARDY	260
Cureta para hipófisis	
LANDOLT-REULEN.....	262
Curetas anulares CONE.....	252
CUSHING (LITTLE-JOKER)	
SEDILLOT Periostótomos	203
CUSHING broca	282
CUSHING Elevadores	204
CUSHING Espátulas cerebrales	266
CUSHING Para dura-madre	107
CUSHING Pinzas de disección	
sin/con dientes.....	53
CUSHING Pinzas	
para laminectomía	232
CUSHING Separadores	101
CUSHING-LANDOLT	
Instrumentos para hipófisis.....	255
CUSHING-TAYLOR Pinzas	
de disección sin/con dientes.....	57

D

D'ERRICO Separadores	
de raíz de nervios	111
DANDY Ganchos para nervios.....	106
DANDY Para dura-madre	106
DANDY Pinzas hemostáticas	84
DANDY tijera para neurocirugía	33
DAUBENSPECK	
Cucharillas cortantes.....	185
DAVIS Disector para	
duramadre	217-218

DAVIS Espátulas cerebrales	267
DE BAKEY (POTTS-SMITH)	
Tijeras vasculares.....	30
DE BAKEY Clamps Atrauma Bulldog	79
DE BAKEY Micro	
Pinzas Atraumáticas	66-67
DE BAKEY Pinzas Atraumáticas	68
DE BAKEY Porta-agujas	93
DE BAKEY Tijeras vasculares.....	31-32
DE BAKEY-DIETHRICH	
Clamps Bulldog Mini.....	76
DE BAKEY-HESS	
Clamps Atrauma Bulldog	80
DEAVER Tijeras para cirugía	21
DECKER Pinzas para	
laminectomía	234
DEJERINE Martillos de percusión.....	8
DeMARTEL guía-conductora.....	173
DeVILBISS Pinzas	
sacabocado craneal	174
Diapasón	11
DIEFFENBACH Pinzas serra-finas	81
DIETHRICH Clamps Bulldog Mini	76
DIETRICH Tijeras vasculares.....	29-30
Dilatadores vasculares	60
Disector GORNEY	207
Disector HARDY-FAHLBUSCH	258
Disector LANDOLT-REULEN	262
Disector para	
duramadre DAVIS.....	217-218
Disector para	
duramadre FRAZIER.....	219
Disector para	
duramadre HOEN.....	219
Disector para	
duramadre HORSLEY	218
Disector para	
duramadre MILLIGAN	218
Disector para	
duramadre OLIVECRONA.....	217
Disector para	
duramadre SACHS.....	217
Disector para	
duramadre TOENNIS	217
Disector para	
duramadre WOODSON.....	219
Disector RHOTON	250
Disectores PENFIELD	220
DOYEN Periostótomos.....	208-209
DUEHRSEN Pinzas	
de disección sin/con dientes.....	55

E

ECHLIN Pinzas-gubias.....	167
Elevador BOIES	207
Elevador FREER	216
Elevador JOSEPH.....	215
Elevador MC DONALD	215
Elevador ROGER	216
Elevador SEWALL.....	215
Elevador WATSON-CHEYNE.....	215
Elevadores.....	211-216
Elevadores ALEXANDER	206
Elevadores CUSHING	204
Elevadores HOEN	205
Elevadores JANSEN	202
Elevadores KEY	214
Elevadores KÖNIG	206
Elevadores LANGENBECK	205
Elevadores QUERVAIN	204
Elevadores SEBILEAU	204
Elevadores SEDILLOT	204
Empujadores de	
suturas CASPAR	247
Empujadores de	
suturas JACOBSON.....	247
Enucleador HARDY	258
Enucleador LANDOLT	259
ERRICO broca	282
Esonda abotonada RHOTON.....	250
Espatula forma horquilla	
HOSOBUCHI.....	259
Espatulado RHOTON	250
Espátulas cerebrales AACHEN	266
Espátulas cerebrales CUSHING	266
Espátulas cerebrales DAVIS	267
Espátulas cerebrales HEIFETZ	267
Espátulas cerebrales	
OLIVECRONA.....	266
Especulas para	
operaciones lumbales CASPAR	151

F

FAHLBUSCH cucharilla.....	262
FAHLBUSCH cureta.....	262
FAHLBUSCH Cureta para hipófisis	262
FAHLBUSCH Micro-tijera	263
FARABEUF Periostótomos.....	202
FARABEUF-COLLIN	
Periostótomos.....	202-203
FAVALORO Tijeras vasculares.....	32
FERGUSON Tubos de	
aspiración	226-227

FERRIS-SMITH Pinzas para laminectomía.....	235
FERRIS-SMITH-KERRISON Pinzas sacabocado para discos intervertebrales.....	274-275
FERRIS-SMITH-KERRISON Pinzas sacabocado para discos intervertebrales desmontable.....	276
FERRIS-SMITH-KERRISON Pinzas sacabocado para discos intervertebrales desmontable recubrimiento negro.....	275, 277
Finas Tijeras.....	27
FISCH Ganchito muy fino.....	243
FISCH Ganchito para dura-madre.....	243
FISCH Micro-ganchitos.....	115
FOMON Periostótomos.....	207
FRAZIER Disector para duramadre.....	219
FRAZIER Ganchos para la piel.....	100
FRAZIER/FERGUSON Tubos de aspiración.....	227
FREER Elevador.....	216
FREER Ganchos para la piel.....	100
FRIEDMAN Mini Pinzas-gubias.....	158
FRIEDMAN Pinzas-gubias.....	158
FRYKHOLM Pinzas-gubias.....	167
FUCHSIG Pinzas para preparaciones y para ligaduras.....	86

G

GALT Trépanos craneales.....	177
Ganchito muy fino FISCH.....	243
Ganchito para dura-madre FISCH.....	243
Gancho LANDOLT.....	259
Gancho para galea YASARGIL.....	112
Gancho RHOTON.....	250
Ganchos para exploración y coagulación CASPAR.....	113
Ganchos para la piel FRAZIER.....	100
Ganchos para la piel FREER.....	100
Ganchos para la piel GILLIES.....	100
Ganchos para la piel JOSEPH.....	100
Ganchos para nervios ADSON.....	108
Ganchos para nervios CRILE.....	107
Ganchos para nervios DANDY.....	106
Ganchos para nervios GRAHAM.....	108
Ganchos para nervios SACHS.....	108
Ganchos para nervios SMITHWICK.....	108
Ganchos para nervios y vasos KRAYENBÜHL.....	114
Garra para tejido.....	249

GELPI Separadores.....	146
GEMINI Pinzas para preparaciones y para ligaduras.....	87
GERALD Pinzas de disección sin/con dientes.....	56-57
GIERTZ-STILLE Costótomos.....	48
GIGLI mango para sierra.....	173
GIGLI STRULLY mango para sierra.....	173
GILLIES Ganchos para la piel.....	100
GILLIES Pinzas de disección sin/con dientes.....	56
GLOVER Clamps.....	79-80
Atrauma Bulldog.....	207
GORNEY Disector.....	28
GRADLE Tijeras finas.....	108
GRAHAM Ganchos para nervios.....	196
Gubia COBB.....	192-193, 196-199
Gubias.....	199
Gubias para la columna vertebral CAPENER.....	193
Gubias SMITH-PETERSEN.....	192
Gubias STILLE.....	198
Gubias ZIELKE.....	114
Guia para ligaduras YASARGIL.....	173
guia-conductora DeMARTEL.....	230
GUILLEN Legra de succión.....	

H

HAJEK-KOFLER Pinzas.....	279-280
HALLE Cucharillas cortantes.....	182
HALSEY Porta-agujas.....	92
HALSTED-MOSQUITO Micro Pinzas hemostáticas.....	82
HALSTED-MOSQUITO Pinzas hemostáticas.....	82
HARDY Cureta para hipófisis.....	260
HARDY enucleador.....	258
HARDY horquilla de implante.....	258
HARDY Instrumentos para hipófisis.....	258, 261
HARDY-FAHLBUSCH disector.....	258
HARTMANN Pinzas hemostáticas.....	81
HARVEY-JACKSON Separadores para laminectomía.....	131
HEIFETZ Espátulas cerebrales.....	267
HEIFETZ Pinzas para coger tejidos.....	71
Hemostáticos CASPAR.....	191
HENLEY Separadores autoestáticos.....	121
HESS Separadores de raíz de nervios.....	109

HOEN Disector para duramadre.....	219
HOEN Elevadores.....	205
HOEN Pinzas para laminectomía.....	234
Hojas sueltas para separador cervical.....	142-143
HOLSHER Separadores de raíz de nervios.....	109
HOLZHEIMER Separadores autoestáticos.....	118
Horquilla de implante HARDY.....	258
Horquillas para tumores OKONEK-YASARGIL.....	248
Horquillas para tumores YASARGIL.....	248
HORSLEY Disector para duramadre.....	218
HOSOBUCHI espátula forma horquilla.....	259
HOUSE Tubos de aspiración.....	229
HUDSON Perforador de mano.....	282
HUNT Pinzas para coger tejidos.....	69-70

I

INGE Separadores para vertebrales.....	148
Injerto óseo titular y impactador CASPAR.....	190
Instrumentos para exámenes y medición.....	11
Instrumentos para hipófisis.....	255-264
Instrumentos para hipófisis CUSHING-LANDOLT.....	255
Instrumentos para hipófisis HARDY.....	258, 261
Instrumentos para hipófisis LANDOLT.....	256, 259
Instrumentos para hipófisis NICOLA.....	257
Instrumentos para hipófisis PAPAVERO-CASPAR.....	256
Instrumentos para hipófisis PAPAVERO-HARTMANN.....	256

J

JACOBSON Empujadores de suturas.....	247
JACOBSON Micro tijeras.....	44-45
JACOBSON Micro-cuchillo.....	115
JACOBSON Sonda abotonada.....	243
JACOBSON Sonda doble.....	243

JAMESON WERBER Tijeras de disección.....	26
JANSEN Cucharillas cortantes.....	188
JANSEN Elevadores.....	202
JANSEN Pinzas.....	73
JANSEN Pinzas-gubias.....	160
JANSEN Separadores autoestáticos.....	118
JANSEN-GRUENWALD Pinzas.....	73
JOHNS-HOPKINS Pinzas serra-finas.....	81
JOSEPH Elevador.....	215
JOSEPH Ganchos para la piel.....	100
JOSEPH Periostótomos.....	207

K

KELLY Pinzas hemostáticas.....	83
KELLY Tijeras para cirugía.....	21
KELLY-RANKIN Pinzas hemostáticas.....	83
KERRISON Pinzas.....	279
KEY Elevadores.....	214
KILNER Tijeras de disección.....	26
KLEINERT-KUTZ Pinzas-gubias.....	161
KNIGHTON Separadores para laminectomía.....	132
KOCHER Separadores.....	103
KOCHER-LANGENBECK Separadores.....	102
KÖNIG Elevadores.....	206
KOOS Bisturios.....	243
KOOS Micro cuchillos.....	242
KRAYENBÜHL Ganchos para nervios y vasos.....	114

L

LAMBOTTE Osteotomos.....	194
LAMBOTTE Periostótomos.....	203
LANDOLT cucharilla.....	259
LANDOLT cureta.....	259
LANDOLT enucleador.....	259
LANDOLT gancho.....	259
LANDOLT Instrumentos para hipófisis.....	256, 259
LANDOLT Mangos de bisturios.....	16
LANDOLT pinza para abrir el espejo.....	255
LANDOLT pinza para laminectomía.....	239
LANDOLT Pinza para tumores.....	239
LANDOLT-REULEN Cureta para hipófisis.....	262
LANDOLT-REULEN disector.....	262

LANDOLT-REULEN legra.....	262
LANGENBECK Elevadores.....	205
LANGENBECK Separadores.....	103
LAZAR Micro Pinzas para ligaduras.....	62
Legra de succión GUILLEN.....	230
Legra LANDOLT-REULEN.....	262
Legra NICOLA.....	257
Legra RHOTON.....	250
Legras para micro-cirugía.....	221-222
Legras para micro-cirugía CASPAR.....	223-224
Legras para micro-cirugía YASARGIL.....	221-223
LEKSELL (STILLE) Pinzas-gubias.....	166
LEMPERT Cucharillas cortantes.....	186
LEMPERT Pinzas-gubias.....	160-161
LEXER Cinceles.....	197
LEXER MINI Cinceles.....	197
LEXER MINI Osteotomos.....	197
LEXER Osteotomos.....	197
LEXER Tijeras de disección.....	22
LEYLA Separador de sistema.....	268-272
LISTON Pinzas cortantes para huesos.....	168
LOVE Separadores de raíz de nervios.....	111-112
LOVE-GRUENWALD Pinzas para laminectomía.....	232
LUCAE Pinzas.....	73
LUER Pinzas-gubias.....	159

M

Mango para sierra GIGLI.....	173
Mango para sierra GIGLI STRULLY.....	173
Mango para sierra REDA.....	173
Mangos de bisturios.....	14-16
Mangos de bisturios CASPAR.....	16
Mangos de bisturios LANDOLT.....	16
MARKHAM-MEYERDING Separadores para hemilaminectomía.....	144
MARQUARDT Pinzas-gubias.....	164
MARTEL Pinzas para el cuero cabelludo.....	85
Martillos de percusión BABINSKY.....	8
Martillos de percusión BERLINER.....	8
Martillos de percusión BUCK.....	8
Martillos de percusión DEJERINE.....	8
Martillos de percusión TAYLOR USA Mod.....	8
Martillos de percusión TROEMNER.....	8
Martillos y mazos COTTLE.....	10

Martillos y mazos OMBREDANNE.....	10
Martillos y mazos WAGNER.....	10
Martillos y mazos WILLIGER.....	9
MATSON Periostótomos.....	210
MATSON-ALEXANDER Periostótomos.....	210
MAYFIELD Pinzas-gubias.....	163
MAYO Pinzas de disección sin/con dientes.....	58
MAYO Tijeras de disección.....	22
MAYO-ADAMS Separadores autoestáticos.....	122
MAYO-HEGAR Porta-agujas.....	93
MAYO-STILLE Tijeras de disección.....	22
MC DONALD Elevador.....	215
MC INDOE Pinzas cortantes para huesos.....	168
MC KENZIE broca.....	282
McINDOE Pinzas de disección sin/con dientes.....	55
McKENZIE Pinzas aplicadoras.....	170
METZENBAUM BLACK Tijeras de disección.....	24
METZENBAUM FINO Tijeras de disección.....	23
METZENBAUM Tijeras de disección.....	23
MEYERDING Separadores.....	104
MEYERDING Separadores para hemilaminectomía.....	144
MICHELE Trepano.....	178
Micro Clips vasculares ACLAND.....	297
Micro cuchillos KOOS.....	242
Micro cuchillos YASARGIL.....	242
MICRO FRIEDMAN Pinzas-gubias.....	158
Micro Pinzas.....	65
Micro Pinzas Atraumáticas DE BAKEY.....	66-67
Micro Pinzas de disección sin/con dientes ADSON.....	51-52
Micro Pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO.....	82
Micro Pinzas para ligaduras.....	61-63
Micro Pinzas para ligaduras LAZAR.....	62
Micro Pinzas YASARGIL.....	74
Micro tijeras.....	35-46, 266
Micro tijeras CASTROVIEJO.....	36
Micro tijeras de disección.....	46
Micro tijeras JACOBSON.....	44-45
Micro tijeras MILLES.....	44-45
Micro tijeras NAGEL.....	43
Micro tijeras POTTS-YASARGIL.....	44-45
Micro tijeras VANNAS.....	37, 42, 44-45

Micro tijeras YASARGIL.....	41-42, 44
Micro tubo de aspiración	230
Micro-cucharillas.....	189
Micro-cucharillas YASARGIL	189
Micro-cuchillo JACOBSON.....	115
Micro-ganchitos FISCH	115
Micro-HARTMANN	
Pinzas hemostáticas.....	81
Micro-pinzas	264
Micro-porta-agujas.....	94-98
Micro-porta-agujas BARRAQUER	94
Micro-porta-agujas CASTROVIEJO	95
Micro-porta-agujas YASARGIL.....	96
Micro-tijera FAHLBUSCH	263
Micro-tijera NICOLA.....	263
MILLES Micro tijeras	44-45
MILLIGAN Disector	
para duramadre	218
MILLS Tijeras vasculares	29
Mini Pinzas-gubias FRIEDMAN.....	158
MINI-LAMBOTTE Osteotomos	195
MISKIMON Separador	
para cerebro.....	126
MIXTER BABY Pinzas	
para preparaciones y para ligaduras	88
MOLLISON Separadores	
autoestáticos	120
MOLT Periostótomos	206

N

NAGEL Micro tijeras	43
NEIVERT Porta-agujas	92
NICOLA cureta	257
NICOLA Instrumentos	
para hipófisis	257
NICOLA legra	257
NICOLA Micro-tijera.....	263
NORFOLK-NORWICH	
Separadores autoestáticos.....	122

O

OKONEK-YASARGIL	
Horquillas para tumores	248
OLDBERG pinza	
para laminectomia	239
OLIVECRONA Disector	
para duramadre	217
OLIVECRONA	
Espátulas cerebrales.....	266
OLIVECRONA Pinzas-gubias.....	160
OLIVECRONA sierra	173

OLIVECRONA Tijera	
para trigémino.....	33
OLIVECRONA-TOENNIS	
Pinzas aplicadoras	170
OMBREDANNE Martillos y mazos	10
Osteotome Para la plástica nasal.....	200
Osteotome Para la plástica	
nasal COTTLE.....	200
Osteotomo LEXER MINI.....	197
Osteotomos LAMBOTTE.....	194
Osteotomos LEXER	197
Osteotomos MINI-LAMBOTTE	195
Osteotomos para la plástica nasal	200
Osteotomos STILLE	192

P

PAPAVERO-CASPAR	
Instrumentos para hipófisis.....	256
PAPAVERO-HARTMANN	
Instrumentos para hipófisis.....	256
para cirugía Tijeras	20-21
Para dura-madre CUSHING	107
Para dura-madre DANDY	106
para hemilaminectomía	
Separadores	144-145
PENFIELD Disectores	220
Perforador de mano HUDSON	282
Perforadores de mano	282
Perforadores de mano BUNELL.....	283
Perforadores de mano RALK	283
Perforadores de mano REDA.....	284
Periostótomos ADSON	214
Periostótomos COBB	213
Periostótomos CUSHING	
(LITTLE-JOKER) SEDILLOT.....	203
Periostótomos DOYEN.....	208-209
Periostótomos FARABEUF.....	202
Periostótomos	
FARABEUF-COLLIN	202-203
Periostótomos FOMON	207
Periostótomos JOSEPH	207
Periostótomos LAMBOTTE	203
Periostótomos MATSON	210
Periostótomos	
MATSON-ALEXANDER	210
Periostótomos MOLT	206
Periostótomos SEDILLOT	203
Periostótomos SELDIN.....	207
Periostótomos WAGNER	213
Periostótomos WILLIGER	206
Pieza alargadera	282

Pinza aplicadora	81
Pinza aplicadora para clips RANEY	172
Pinza de agarre	
YASARGIL-NICOLA	263
Pinza de succión bipolar.....	292
Pinza guía taladros y protectora	
de duramadre ADSON.....	177
Pinza para abrir el espejo	
LANDOLT	255
Pinza para agarrar	
tendones CAROLL	89
pinza para laminectomia	
LANDOLT	239
pinza para laminectomia	
OLDBERG	239
pinza para laminectomia	
YASARGIL	239
Pinza para tumores LANDOLT	239
Pinzas	279-280
Pinzas aplicadoras McKENZIE.....	170
Pinzas aplicadoras	
OLIVECRONA-TOENNIS.....	170
Pinzas aplicadoras SMITHWICK.....	170
Pinzas aplicadoras SWEET.....	170
Pinzas Atraumáticas DE BAKEY	68
Pinzas CITELLI.....	280
Pinzas cortantes para huesos ...	168-169
Pinzas cortantes para huesos	
BÖHLER.....	168
Pinzas cortantes para huesos	
COTTLE-KAZANJIAN	168
Pinzas cortantes para huesos	
LISTON.....	168
Pinzas cortantes para huesos	
MC INDOE.....	168
Pinzas cortantes para huesos	
RUSKIN-LISTON	168
Pinzas cortantes para	
huesos SEMB.....	169
Pinzas cortantes para	
huesos STAMM	168
Pinzas cortantes para huesos	
STILLE-HORSLEY	169
Pinzas cortantes para huesos	
STILLE-LISTON	169
Pinzas COTTLE.....	73
Pinzas de disección	
sin/con dientes ADLERKREUTZ	54
Pinzas de disección	
sin/con dientes ADSON	51-52
Pinzas de disección	
sin/con dientes ADSON-BROWN.....	52

Pinzas de disección sin/con dientes ADSON-DE BAKEY51	Pinzas para coger tejidos HEIFETZ71	Pinzas sacabocado para discos intervertebrales desmontable recubrimiento negro FERRIS-SMITH-KERRISON.....275, 277
Pinzas de disección sin/con dientes BROPHY54	Pinzas para coger tejidos HUNT ... 69-70	Pinzas sacabocado para discos intervertebrales FERRIS-SMITH- KERRISON.....274-275
Pinzas de disección sin/con dientes BROWN Micro.....53	Pinzas para coger tejidos YASARGIL.....69, 71	Pinzas serra-finas DIEFFENBACH81
Pinzas de disección sin/con dientes CUSHING53	Pinzas para coger tejidos YASARGIL-SAMII71	Pinzas serra-finas JOHNS-HOPKINS81
Pinzas de disección sin/con dientes CUSHING-TAYLOR...57	Pinzas para el cuero cabelludo MARTEL.....85	Pinzas-gubias ADSON159
Pinzas de disección sin/con dientes DUEHRSEN55	Pinzas para hipófisis ADSON253	Pinzas-gubias BACON162
Pinzas de disección sin/con dientes GERALD56-57	Pinzas para la protección de orificio176	Pinzas-gubias BANE-HARTMANN...160
Pinzas de disección sin/con dientes GILLIES56	Pinzas para laminectomia232-238	Pinzas-gubias BEYER.....161, 163
Pinzas de disección sin/con dientes MAYO58	Pinzas para laminectomia CASPAR236-237	Pinzas-gubias BÖHLER163
Pinzas de disección sin/con dientes McINDOE55	Pinzas para laminectomia CLOWARD233	Pinzas-gubias ECHLIN.....167
Pinzas de disección sin/con dientes POTTS-SMITH50	Pinzas para laminectomia CUSHING232	Pinzas-gubias FRIEDMAN158
Pinzas de disección sin/con dientes SEMKEN56	Pinzas para laminectomia FERRIS-SMITH235	Pinzas-gubias FRYKHOLM167
Pinzas de disección sin/con dientes TAYLOR.....58	Pinzas para laminectomia HOEN234	Pinzas-gubias JANSEN.....160
Pinzas de disección sin/con dientes WANGENSTEEN58	Pinzas para laminectomia LOVE-GRUENWALD232	Pinzas-gubias KLEINERT-KUTZ161
Pinzas de disección sin/con dientes WAUGH.....53	Pinzas para laminectomia SCHLESINGER.....233	Pinzas-gubias LEKSELL (STILLE) ...166
Pinzas de relajo59-60	Pinzas para laminectomia SPURLING232	Pinzas-gubias LEMPert160-161
Pinzas de tracción craneal CRUTCHFIELD172	Pinzas para laminectomia WAGNER235	Pinzas-gubias LUER159
Pinzas en forma de cuchara.....264	Pinzas para laminectomia WEIL-BLAKESLEY.....238	Pinzas-gubias MARQUARDT164
Pinzas HAJEK-KOFLER.....279-280	Pinzas para ligaduras Micro61-63	Pinzas-gubias MAYFIELD163
Pinzas hemostáticas CRILE83	Pinzas para preparaciones y para ligaduras ADSON BABY.....86	Pinzas-gubias MICRO FRIEDMAN ...158
Pinzas hemostáticas CRILE-RANKIN83	Pinzas para preparaciones y para ligaduras FUCHSIG86	Pinzas-gubias OLIVECRONA.....160
Pinzas hemostáticas DANDY84	Pinzas para preparaciones y para ligaduras GEMINI87	Pinzas-gubias RUSKIN164
Pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO82	Pinzas para preparaciones y para ligaduras MIXTER BABY.....88	Pinzas-gubias SAUERBRUCH.....166
Pinzas hemostáticas HARTMANN81	Pinzas sacabocado craneal CONE ...175	Pinzas-gubias SEMB167
Pinzas hemostáticas KELLY83	Pinzas sacabocado craneal DeVILBISS174	Pinzas-gubias SMITH-PETERSEN ...162
Pinzas hemostáticas KELLY-RANKIN83	Pinzas sacabocado para discos intervertebrales.....274-278	Pinzas-gubias STELLBRINK158
Pinzas hemostáticas Micro-HARTMANN81	Pinzas sacabocado para discos intervertebrales COLCLOUGH.....278	Pinzas-gubias STILLE-LUER165
Pinzas JANSEN.....73	Pinzas sacabocado para discos intervertebrales desmontable FERRIS-SMITH-KERRISON.....276	Pinzas-gubias STILLE-RUSKIN165
Pinzas JANSEN-GRUENWALD73		Pinzas-gubias ZAUFAL-JANSEN163
Pinzas KERRISON279		Pinzas-Ultra-Ligeras.....64
Pinzas LUCAE.....73		PLESTER Separadores autoestáticos120, 122
Pinzas Micro65		PLESTER Tubos de aspiración229
		Porta-agujas BAUMGARTNER92
		Porta-agujas CRILE-WOOD92
		Porta-agujas DE BAKEY93
		Porta-agujas HALSEY92
		Porta-agujas MAYO-HEGAR.....93
		Porta-agujas Micro.....94-98
		Porta-agujas NEIVERT92
		Porta-agujas RYDER.....93
		POTTS-DE MARTEL
		Tijeras vasculares29
		POTTS-SMITH Pinzas de disección sin/con dientes.....50

POTTS-SMITH	
Tijeras vasculares.....	30-31
POTTS-YASARGIL Micro tijeras ...	44-45

Q

QUERVAIN Elevadores	204
---------------------------	-----

R

RALK Perforadores de mano	283
RANEY pinza aplicadora para clips...172	
REDA Cucharillas cortantes	186-187
REDA mango para sierra.....	173
REDA Perforadores de mano	283
REDA Rompe-hojas	17
Retractores cervicales.....	137-141
REYNOLDS Tijeras de disección	26
RHOTON Disector.....	250
RHOTON esonda abotonada	250
RHOTON espátulado	250
RHOTON Gancho	250
RHOTON Legra.....	250
Riel para grapas	170
ROGER Elevador	216
Rompe-hojas CASTROVIEJO	17
Rompe-hojas REDA	17
Rompe-hojas TROUTMAN-CHRIS	17
RUSKIN Pinzas-gubias	164
RUSKIN-LISTON Pinzas	
cortantes para huesos.....	168
RYDER Porta-agujas.....	93

S

SACHS Disector para duramadre	217
SACHS Ganchos para nervios.....	108
SAMII Cuchillo lanceolar	246
SAMII Cuchillos para tumores ...	245-246
SAMII Pinzas para coger tejidos	72
SAUERBRUCH Costótomos	48
SAUERBRUCH Pinzas-gubias.....	166
SAUERBRUCH-FREY Costótomos	48
SCALP-CONTOUR Separador	
para el cuero cabelludo	125
SCHLESINGER Pinzas	
para laminectomía	233
SCHMIEDEN-TAYLOR	
Tijeras para duramadre	34
SCOVILLE Cucharillas cortantes	183
SCOVILLE Separadores	
de raíz de nervios	109, 112
SCOVILLE Separadores	
para laminectomía.....	135

SCOVILLE-HAVERFIELD	
Separadores para laminectomía	135
SCOVILLE-RICHTER Separadores	
para laminectomía	136
SEBILÉAU Elevadores	204
SEDILLOT Elevadores	204
SEDILLOT Periostótomos	203
SELDIN Periostótomos.....	207
SEMB Pinzas cortantes	
para huesos.....	169
SEMB Pinzas-gubias.....	167
SEMKEN Pinzas de	
disección sin/con dientes.....	56
Sensímetro WARTENBERG	11
Separador cervical CLOWARD .	137-140
Separador de sistema LEYLA ...	268-272
Separador de sistema	
YASARGIL	268-272
Separador para cerebelo	
ANDERSON ADSON.....	126
Separador para	
cerebelo MISKIMON.....	126
Separador para el cuero cabelludo	
SCALP-CONTOUR	125
Separador para vasos BIEMER	244
Separadores	
autoestáticos ADSON.....	123-124
Separadores autoestáticos ALM.....	118
Separadores autoestáticos BECK-	
MANN-ADSON (CONE) ADSON	124
Separadores	
autoestáticos HENLEY	121
Separadores	
autoestáticos HOLZHEIMER.....	118
Separadores	
autoestáticos JANSEN	118
Separadores	
autoestáticos MAYO-ADAMS	122
Separadores	
autoestáticos MOLLISON.....	120
Separadores autoestáticos	
NORFOLK-NORWICH	122
Separadores autoestáticos	
PLESTER	120, 122
Separadores autoestáticos	
TRAVERS	123
Separadores autoestáticos	
WEITLANER.....	119
Separadores autoestáticos	
WEITLANER-WULLSTEIN.....	119
Separadores autoestáticos	
WULLSTEIN	120

Separadores CLOWARD.....	101
Separadores CUSHING	101
Separadores de raíz de	
nervios CASPAR	110
Separadores de raíz de	
nervios D'ERRICO.....	111
Separadores de raíz de	
nervios HESS	109
Separadores de raíz	
de nervios HOLSHER.....	109
Separadores de raíz	
de nervios LOVE	111-112
Separadores de raíz	
de nervios SCOVILLE	109, 112
Separadores espinales TAYLOR.....	105
Separadores GELPI	146
Separadores KOCHER.....	103
Separadores	
KOCHER-LANGENBECK	102
Separadores LANGENBECK	103
Separadores lumbales	
autoestáticos	152-153
Separadores lumbales	
autoestáticos CASPAR.....	150, 152
Separadores MEYERDING	104
Separadores para	
hemilaminectomía	144-145
Separadores para hemilaminectomía	
MARKHAM-MEYERDING	144
Separadores para hemilaminectomía	
MEYERDING.....	144
Separadores para hemilaminectomía	
WILLIAMS	145
Separadores para	
laminectomía	127-137
Separadores para	
laminectomía ADSON.....	127
Separadores para	
laminectomía BECKMANN.....	130
Separadores para	
laminectomía BECKMANN-ADSON..	128
Separadores para laminectomía	
BECKMANN-EATON	130
Separadores para laminectomía	
CASPAR	134
Separadores para laminectomía	
HARVEY-JACKSON.....	131
Separadores para laminectomía	
KNIGHTON.....	132
Separadores para laminectomía	
SCOVILLE	135

Separadores para laminectomía	
SCOVILLE-HAVERFIELD	135
Separadores para laminectomía	
SCOVILLE-RICHTER	136
Separadores para	
laminectomía TAYLOR	135
Separadores para	
laminectomía WALTON	133
Separadores para	
vertebrales CLOWARD	147, 149
Separadores para	
vertebrales INGE	148
SEWALL Elevador	215
Sierra OLIVECRONA	173
Sistema de distracción vertebral	156
SMITH-PETERSEN Gubias	193
SMITH-PETERSEN Pinzas-gubias	162
SMITHWICK Ganchos para nervios	108
SMITHWICK Pinzas aplicadoras	170
Sonda abotonada JACOBSON	243
Sonda doble JACOBSON	243
SPINAL Cucharillas cortantes	182
SPRATT Cucharillas cortantes	180
SPURLING Pinzas	
para laminectomía	232
STAMM Pinzas cortantes	
para huesos	168
STANDARD Tijeras para cirugía	20
STELLBRINK Pinzas-gubias	158
STEVENS Tijeras finas	28
STILLE Cinceles	192
STILLE Gubias	192
STILLE Osteotomos	192
STILLE-HORSLEY Pinzas	
cortantes para huesos	169
STILLE-LISTON Pinzas cortantes	
para huesos	169
STILLE-LUER Pinzas-gubias	165
STILLE-RUSKIN Pinzas-gubias	165
STRULLY tijera para neurocirugía	33
SWEET Pinzas aplicadoras	170

T

TAYLOR Pinzas de disección	
sin/con dientes	58
TAYLOR Separadores espinales	105
TAYLOR Separadores para	
laminectomía	135
TAYLOR USA Mod. Martillos	
de percusión	8
Tijera para neurocirugía DANDY	33

Tijera para neurocirugía STRULLY	33
Tijera para trigémino OLIVECRONA	33
Tijera para tumores	47
Tijera para venas BIEMER	44-45
Tijeras de disección	22-27
Tijeras de disección	
BABY-METZENBAUM BLACK	25
Tijeras de disección BLACK	25
Tijeras de disección	
JAMESON WERBER	26
Tijeras de disección KILNER	26
Tijeras de disección LEXER	22
Tijeras de disección MAYO	22
Tijeras de disección MAYO-STILLE	22
Tijeras de disección METZENBAUM	23
Tijeras de disección	
METZENBAUM BLACK	24
Tijeras de disección	
METZENBAUM FINO	23
Tijeras de disección Micro	46
Tijeras de disección	
para nervios TOENNIS-ADSON	27
Tijeras de disección REYNOLDS	26
Tijeras de disección YASARGIL	41-42
Tijeras finas	27
Tijeras finas GRADLE	28
Tijeras finas STEVENS	28
Tijeras Micro	35-46, 266
Tijeras para alambre	
y láminas UNIVERSAL	34
Tijeras para cirugía	20-21
Tijeras para cirugía DEEVER	21
Tijeras para cirugía KELLY	21
Tijeras para cirugía STANDARD	20
Tijeras para duramadre	
SCHMIEDEN-TAYLOR	34
Tijeras vasculares	29-32
Tijeras vasculares DE BAKEY	31-32
Tijeras vasculares DE BAKEY	
(POTTS-SMITH)	30
Tijeras vasculares DIETRICH	29-30
Tijeras vasculares FAVALORO	32
Tijeras vasculares MILLS	29
Tijeras vasculares	
POTTS-DE MARTEL	29
Tijeras vasculares POTTS-SMITH	30-31
TOENNIS Disector para duramadre	217
TOENNIS-ADSON Tijeras	
de disección para nervios	27
TRIVERS Separadores	
autoestáticos	123
Trepano MICHELE	180

Trépanos craneales GALT	177
TROEMNER Martillos de percusión	8
TROUTMAN-CHRIS Rompe-hojas	17
Tubos de aspiración	226-230
Tubos de aspiración ADSON	226
Tubos de aspiración BARON	226
Tubos de aspiración	
FERGUSON	226-227
Tubos de aspiración	
FRAZIER/FERGUSON	227
Tubos de aspiración HOUSE	229
Tubos de aspiración PLESTER	229
Tubos de aspiración WULLSTEIN	230
Tubos de aspiración YASARGIL	228
Tubos de aspiración ZÖLLNER	228

U

UNIVERSAL Tijeras para	
alambre y láminas	34

V

VANNAS Micro tijeras	37, 42, 44-45
VOLKMANN cortantes	180
VOLKMANN Cucharillas cortantes	188

W

WAGNER Martillos y mazos	10
WAGNER Periostótomos	213
WAGNER Pinzas	
para laminectomía	235
WALTON Separadores	
para laminectomía	133
WANGENSTEEN Pinzas	
de disección sin/con dientes	58
WARTENBERG Sensímetro	11
WATSON-CHEYNE Elevador	215
WAUGH Pinzas de disección	
sin/con dientes	53
WEIL-BLAKESLEY Pinzas	
para laminectomía	238
WEITLANER Separadores	
autoestáticos	119
WEITLANER-WULLSTEIN	
Separadores autoestáticos	119
WILLIAMS Separadores	
para hemilaminectomía	145
WILLIGER Martillos y mazos	9
WILLIGER Periostótomos	206
WOODSON Disector	
para duramadre	219

WULLSTEIN Separadores	
autoestáticos	120
WULLSTEIN Tubos de aspiración.....	230

Y

YASARGIL Gancho para galea	112
YASARGIL Guia para ligaduras.....	114
YASARGIL Horquillas	
para tumores	248
YASARGIL Legras para	
micro-cirugía	221-223
YASARGIL Micro cuchillos	242
YASARGIL Micro Pinzas	74
YASARGIL Micro tijeras.....	41-42, 44
YASARGIL Micro-cucharillas.....	189
YASARGIL Micro-porta-agujas	96
YASARGIL pinza para	
laminectomía	239
YASARGIL Pinzas para	
coger tejidos	69, 71
YASARGIL Separador	
de sistema	268-272
YASARGIL Tijeras de disección	41-42
YASARGIL Tubos de aspiración.....	228
YASARGIL-NICOLA	
Pinza de agarre	263
YASARGIL-SAMII Pinzas	
para coger tejidos	71

Z

ZAUFAL-JANSEN Pinzas-gubias	163
ZIELKE Gubias.....	198
ZÖLLNER Tubos de aspiración.....	228

A

AACHEN Spatole cerebrali.....	266
ACLAND Micro Clips vascolari.....	296
ADLERKREUTZ Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche.....	54
ADSON BABY Pinze per preparazione e per legatura.....	86
ADSON Divaricatori autostatici..	123-124
ADSON Divaricatori per laminectomia.....	127
ADSON Micro Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche.....	51-52
ADSON Periostotomi.....	214
ADSON Pinze guida-perforatore e proteggi dura-madre.....	177
ADSON Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche.....	51-52
ADSON Pinze per ipofisi.....	253
ADSON Pinze sgorbie.....	159
ADSON Tubi aspirazioni.....	226
ADSON Uncini per nervi.....	108
ADSON-BROWN Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche.....	52
ADSON-DE BAKEY Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche.....	51
ALEXANDER Elevatori.....	206
Algesimetro WARTENBERG.....	11
ALM Divaricatori autostatici.....	118
ANDERSON ADSON Divaricatore per cervelletto.....	126
Arco per trazione craniale CRUTCHFIELD.....	172

B

BABINSKY Martelli da percussione.....	8
BABY-METZENBAUM BLACK Forbici per dissezione.....	25
BACON Pinze sgorbie.....	162
BANE-HARTMANN Pinze sgorbie.....	160
BARON Tubi aspirazioni.....	226
BARRAQUER Micro portaghi.....	94
BAUMGARTNER Port'aghi.....	92
BECKMANN Divaricatori per laminectomia.....	130
BECKMANN-ADSON (CONE) ADSON Divaricatori autostatici.....	124
BECKMANN-ADSON Divaricatori per laminectomia.....	128
BECKMANN-EATON Divaricatori per laminectomia.....	130
BERLINER Martelli da percussione.....	8

BEYER Pinze sgorbie.....	161, 163
BIEMER Divaricatore per vasi.....	244
BIEMER Forbice per vene.....	44-45
Bisturi KOOS.....	243
BLACK Forbici per dissezione.....	25
BÖHLER Cesoie per ossa.....	168
BÖHLER Pinze sgorbie.....	163
BOIES sgorbia.....	207
BROPHY Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche.....	54
BROWN Micro Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche.....	53
BRUNS Curette taglienti.....	184
BUCK Martelli da percussione.....	8
BUNELL Perforatori a mano.....	283
BUSHE Curette taglienti.....	187

C

CAPENER Sgorbie per la colonna vertebrale.....	199
CAROLL Pinze da presa per tendini.....	89
CASPAR Curette taglienti.....	183
CASPAR Divaricatori autostatici lombari.....	150, 152
CASPAR Divaricatori per laminectomia.....	134
CASPAR Manici per lame bisturi.....	16
CASPAR Micro periostotomi.....	223-224
CASPAR Pinze per laminectomia.....	236-237
CASPAR Pistoni.....	191
CASPAR Sistema di distrazione vertebrale cervicale.....	154
CASPAR Sonda Conduttrice a forchetta.....	247
CASPAR Sostegno osseo e impattatore.....	190
CASPAR Specolo per ernia discale lombare.....	151
CASPAR Uncini per esplorazione e coagulazione.....	113
CASPAR Uncini per le radici dei nervi.....	110
CASTROVIEJO Micro Forbici.....	36
CASTROVIEJO Micro portaghi.....	95
CASTROVIEJO Rompi lama di rasoio.....	17
Cavi di collegamento bipolari.....	293
Cervicale Divaricatori.....	137-141
Cesoie per ossa.....	168-169
Cesoie per ossa BÖHLER.....	168

Cesoie per ossa COTTLE-KAZANJIAN.....	168
Cesoie per ossa LISTON.....	168
Cesoie per ossa MC INDOE.....	168
Cesoie per ossa RUSKIN-LISTON.....	168
Cesoie per ossa SEMB.....	169
Cesoie per ossa STAMM.....	168
Cesoie per ossa STILLE-HORSLEY.....	169
Cesoie per ossa STILLE-LISTON.....	169
Chirurgia Forbici.....	20-21
CITELLI Pinze-Punzoni.....	280
CLOWARD Divaricatore cervicale.....	137-140
CLOWARD Divaricatori.....	101
CLOWARD Pinze per laminectomia.....	233
CLOWARD Separatori per vertebre.....	147, 149
Coagulazione bipolare.....	286-291
COBB Curette taglienti.....	181
COBB Periostotomi.....	213
COBB sgorbia.....	196
COLCLOUGH Pinze taglienti per dischi intervertebrali.....	278
Coltelli lanceolari SAMII.....	246
Coltelli per tumori SAMII.....	245-246
Coltello per vasi JACOBSON Micro.....	115
Conduttori per legature YASARGIL.....	114
CONE Curette anulari.....	252
CONE Pinza per craniotomia.....	175
Costotomi GIERTZ-STILLE.....	48
Costotomi SAUERBRUCH.....	48
Costotomi SAUERBRUCH-FREY.....	48
COTTLE Martelli.....	10
COTTLE Osteotomo per plastica nasale.....	200
COTTLE Pinze.....	73
COTTLE-KAZANJIAN Cesoie per ossa.....	168
CRILE Pinze emostatiche.....	83
CRILE Uncini per nervi.....	107
CRILE-RANKIN Pinze emostatiche.....	83
CRILE-WOOD Port'aghi.....	92
CRUTCHFIELD Arco per trazione craniale.....	172
Cucchiaio FAHLBUSCH.....	262
Cucchiaio LANDOLT.....	259
Curetta.....	254
Curetta FAHLBUSCH.....	262
Curetta LANDOLT.....	259

Curetta NICOLA.....	257
Curetta per ipofisi FAHLBUSCH.....	262
Curetta per ipofisi HARDY.....	260
Curetta per ipofisi LANDOLT-REULEN.....	262
Curette anulari CONE.....	252
Curette taglienti BRUNS.....	184
Curette taglienti BUSHE.....	187
Curette taglienti CASPAR.....	183
Curette taglienti COBB.....	181
Curette taglienti DAUBENSPECK.....	185
Curette taglienti HALLE.....	182
Curette taglienti JANSEN.....	188
Curette taglienti LEMPert.....	186
Curette taglienti REDA.....	186-187
Curette taglienti SCOVILLE.....	183
Curette taglienti SPINAL.....	182
Curette taglienti SPRATT.....	180
Curette taglienti VOLKMANN.....	188
CUSHING (LITTLE-JOKER)	
SEDILLOT Periotomi.....	203
CUSHING Divaricatori.....	101
CUSHING Elevatori.....	204
CUSHING Per dura-madre.....	107
CUSHING Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche.....	53
CUSHING Pinze per laminectomia.....	232
CUSHING Spatole cerebrali.....	266
CUSHING trapano.....	282
CUSHING-LANDOLT	
Strumenti per ipofisi.....	255
CUSHING-TAYLOR Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche.....	57

D

D'ERRICO Uncini per le radici dei nervi.....	111
DANDY forbici per neurochirurgia.....	33
DANDY Per dura-madre.....	106
DANDY Pinze emostatiche.....	84
DANDY Uncini per nervi.....	106
DAUBENSPECK Curette taglienti.....	185
DAVIS Dissettori per dura-madre.....	217-218
DAVIS Spatole cerebrali.....	267
DE BAKEY (POTTS-SMITH) Forbici vascolari.....	30
DE BAKEY Forbici vascolari.....	31-32
DE BAKEY Micro Pinza Atraumatica.....	66-67
DE BAKEY Pinze Atrauma Bulldog.....	79

DE BAKEY Pinze Atraumatiche.....	68
DE BAKEY Port'aghi.....	93
DE BAKEY-DIETRICH Mini Pinze Bulldog.....	76
DE BAKEY-HESS Pinze Atrauma Bulldog.....	80
DEAVER Forbici per chirurgia.....	21
DECKER Pinze taglienti per laminectomia.....	234
DEJERINE Martelli da percussione.....	8
Delicate Forbici.....	27
DeMARTEL strumenti introduttori.....	173
DeVILBISS Pinza per craniotomia.....	174
Diapason.....	11
DIEFFENBACH Pinze serratina.....	81
DIETRICH Mini Pinze Bulldog.....	76
DIETRICH Forbici vascolari.....	29-30
Dissette HARDY-FAHLBUSCH.....	258
Dissette LANDOLT-REULEN.....	262
Dissette RHOTON.....	250
Dissettori GORNEY.....	207
Dissettori PENFIELD.....	220
Dissettori per dura-madre DAVIS.....	217-218
Dissettori per dura-madre FRAZIER.....	219
Dissettori per dura-madre HOEN.....	219
Dissettori per dura-madre HORSLEY.....	218
Dissettori per dura-madre MILLIGAN.....	218
Dissettori per dura-madre OLIVECRONA.....	217
Dissettori per dura-madre SACHS.....	217
Dissettori per dura-madre TOENNIS.....	217
Dissettori per dura-madre WOODSON.....	219
Divaricatore autostatico per cuoio capelluto SCALP-CONTOUR.....	125
Divaricatore cervicale CLOWARD.....	137-140
Divaricatore per cervello ANDERSON ADSON.....	126
Divaricatore per cervello MISKIMON.....	126
Divaricatore per vasi BIEMER.....	244
Divaricatori autostatici ADSON.....	123-124

Divaricatori autostatici ALM.....	118
Divaricatori autostatici BECKMANN-ADSON (CONE) ADSON.....	124
Divaricatori autostatici HENLEY.....	121
Divaricatori autostatici HOLZHEIMER.....	118
Divaricatori autostatici JANSEN.....	118
Divaricatori autostatici lombari.....	152-153
Divaricatori autostatici lombari CASPAR.....	150, 152
Divaricatori autostatici MAYO-ADAMS.....	122
Divaricatori autostatici MOLLISON.....	120
Divaricatori autostatici NORFOLK-NORWICH.....	122
Divaricatori autostatici PLESTER.....	120, 122
Divaricatori autostatici TRAVERS.....	123
Divaricatori autostatici WEITLANER.....	119
Divaricatori autostatici WEITLANER-WULLSTEIN.....	119
Divaricatori autostatici WULLSTEIN.....	120
Divaricatori cervicale.....	137-141
Divaricatori CLOWARD.....	101
Divaricatori CUSHING.....	101
Divaricatori GELPI.....	146
Divaricatori KOCHER.....	103
Divaricatori KOCHER-LANGENBECK.....	102
Divaricatori LANGENBECK.....	103
Divaricatori MEYERDING.....	104
Divaricatori per emilaminectomia.....	144-145
Divaricatori per emilaminectomia MARKHAM-MEYERDING.....	144
Divaricatori per emilaminectomia MEYERDING.....	144
Divaricatori per emilaminectomia WILLIAMS.....	145
Divaricatori per laminectomia.....	127-137
Divaricatori per laminectomia ADSON.....	127
Divaricatori per laminectomia BECKMANN.....	130
Divaricatori per laminectomia BECKMANN-ADSON.....	128
Divaricatori per laminectomia BECKMANN-EATON.....	130
Divaricatori per laminectomia CASPAR.....	134

Divaricatori per laminectomia	
HARVEY-JACKSON	131
Divaricatori per laminectomia	
KNIGHTON	132
Divaricatori per laminectomia	
SCOVILLE	135
Divaricatori per laminectomia	
SCOVILLE-HAVERFIELD	135
Divaricatori per laminectomia	
SCOVILLE-RICHTER	136
Divaricatori per laminectomia	
TAYLOR	135
Divaricatori per laminectomia	
WALTON	133
Divaricatori per	
Emilaminectomia	144-145
Divaricatori spinali TAYLOR	105
DOYEN Periostotomi	208-209
DUEHRSEN Pinze per	
dissezione chirurgiche/anatomiche	55

E

ECHLIN Pinze sgorbie	167
Elevatori	211-216
Elevatori ALEXANDER	206
Elevatori CUSHING	204
Elevatori FREER	216
Elevatori HOEN	205
Elevatori JANSEN	202
Elevatori JOSEPH	215
Elevatori KEY	214
Elevatori KÖNIG	206
Elevatori LANGENBECK	205
Elevatori MC DONALD	215
Elevatori QUERVAIN	204
Elevatori ROGER	216
Elevatori SEBILEAU	204
Elevatori SEDILLOT	204
Elevatori SEWALL	215
Elevatori WATSON-CHEYNE	215
Enucleatore HARDY	258
Enucleatore LANDOLT	259
ERRICO trapano	282

F

FAHLBUSCH cucchiaino	262
FAHLBUSCH curetta	262
FAHLBUSCH Curetta per ipofisi	262
FAHLBUSCH Micro forbice	263
FARABEUF Periostotomi	202
FARABEUF-COLLIN	

Periostotomi	202-203
FAVALORO Forbici vascolari	32
FERGUSSON Tubi aspirazioni	226-227
FERRIS-SMITH Pinze	
per laminectomia	235
FERRIS-SMITH-KERRISON Pinze	
taglienti per dischi	
intervertebrali	274-275
FERRIS-SMITH-KERRISON Pinze	
taglienti per dischi intervertebrali	
smontabile a fucile	276
FERRIS-SMITH-KERRISON Pinze	
taglienti per dischi intervertebrali	
smontabile a fucile superficie	
antireflesso nera	275, 277
FISCH Micro uncinetti	115
FISCH Uncino dura madre	243
FISCH Uncino molto fino	243
FOMON Periostotomi	207
Forbice per tumori	47
Forbice per vene BIEMER	44-45
Forbici delicate	27
Forbici delicate GRADLE	28
Forbici delicate STEVENS	28
Forbici Micro	35-46, 266
Forbici per chirurgia	20-21
Forbici per chirurgia DEEVER	21
Forbici per chirurgia KELLY	21
Forbici per chirurgia STANDARD	20
Forbici per dissezione	22-27
Forbici per dissezione	
BABY-METZENBAUM BLACK	25
Forbici per dissezione BLACK	25
Forbici per dissezione	
JAMESON WERBER	26
Forbici per dissezione KILNER	26
Forbici per dissezione LEXER	22
Forbici per dissezione MAYO	22
Forbici per dissezione	
MAYO-STILLE	22
Forbici per dissezione	
METZENBAUM	23
Forbici per dissezione	
METZENBAUM BLACK	24
Forbici per dissezione	
METZENBAUM FINO	23
Forbici per dissezione Micro	46
Forbici per dissezione REYNOLDS	26
Forbici per dissezione	
YASARGIL	41-42
Forbici per dura-madre	
SCHMIEDEN-TAYLOR	34

Forbici per filo di metallo	
e lamiera UNIVERSAL	34
Forbici per neurochirurgia DANDY	33
Forbici per neurochirurgia STRULLY	33
Forbici per trigemino	
OLIVECRONA	33
Forbici vascolari	29-32
Forbici vascolari DE BAKEY	31-32
Forbici vascolari DE BAKEY	
(POTTS-SMITH)	30
Forbici vascolari DIETRICH	29-30
Forbici vascolari FAVALORO	32
Forbici vascolari MILLS	29
Forbici vascolari	
POTTS-DE MARTEL	29
Forbici vascolari	
POTTS-SMITH	30-31
Forchetta per trapianti HARDY	258
Forchetta per tumori	
Forchetta per tumori YASARGIL	248
FRAZIER Dissettori per dura-madre	219
FRAZIER Uncini per pelle	100
FRAZIER/FERGUSSON	
Tubi aspirazioni	227
FREER Elevatori	216
FREER Uncini per pelle	100
FRIEDMAN Mini Pinze sgorbie	158
FRIEDMAN Pinze sgorbie	158
FRYKHOLM Pinze sgorbie	167
FUCHSIG Pinze per	
preparazione e per legatura	86

G

GALT Trapano cranico	177
Gancio RHOTON	250
GELPI Divaricatori	146
GEMINI Pinze per preparazione	
e per legatura	87
GERALD Pinze per dissezione	
chirurgiche/anatomiche	56-57
GIERTZ-STILLE Costotomi	48
GIGLI manico per sega	173
GIGLI STRULLY manico per sega	173
GILLIES Pinze per dissezione	
chirurgiche/anatomiche	56
GILLIES Uncini per pelle	100
Giunto di prolungamento	282
GLOVER Pinze Atrauma Bulldog	79-80
GORNEY Dissettori	207
GRADLE Forbici delicate	28
GRAHAM Uncini per nervi	108

GUILLEN Raspatorio
con aspiratore.....230

H

HAJEK-KOFLER
Pinze-Punzoni 279-280
HALLE Curette taglienti182
HALSEY Port'aghi92
HALSTED-MOSQUITO Micro Pinze
emostatiche82
HALSTED-MOSQUITO
Pinze emostatiche82
HARDY Curetta per ipofisi260
HARDY enucleatore258
HARDY forchetta per trapianti258
HARDY Strumenti per ipofisi258, 261
HARDY-FAHLBUSCH dissettore258
HARTMANN Pinze emostatiche81
HARVEY-JACKSON Divaricatori
per laminectomia131
HEIFETZ Pinze per afferrare tessuti71
HEIFETZ Spatole cerebrali267
HENLEY Divaricatori autostatici121
HESS Uncini per le radici dei nervi109
HOEN Dissettori per dura-madre219
HOEN Elevatori205
HOEN Pinze per laminectomia234
HOLSHER Uncini per
le radici dei nervi109
HOLZHEIMER
Divaricatori autostatici118
HORSLEY Dissettori
per dura-madre218
HOSOBUCHI spatola
forma a forchetta259
HOUSE Tubi aspirazioni229
HUDSON perforatore a mano282
HUNT Pinze per afferrare tessuti69-70

I

INGE Separatori per vertebre148

J

JACOBSON Micro coltello per vasi115
JACOBSON Micro Forbici44-45
JACOBSON Sonda bottonuta243
JACOBSON Sonda
Conduttrice a forchetta247
JACOBSON Sonda doppia243
JAMESON WERBER Forbici
per dissezione26

JANSEN Curette taglienti188
JANSEN Divaricatori autostatici118
JANSEN Elevatori202
JANSEN Pinze73
JANSEN Pinze sgorbie160
JANSEN-GRUENWALD Pinze73
JOHNS-HOPKINS Pinze serratina81
JOSEPH Elevatori215
JOSEPH Periostotomi207
JOSEPH Uncini per pelle100

K

KELLY Forbici per chirurgia21
KELLY Pinze emostatiche83
KELLY-RANKIN Pinze emostatiche83
KERRISON Pinze-Punzoni279
KEY Elevatori214
KILNER Forbici per dissezione26
KLEINERT-KUTZ Pinze sgorbie161
KNIGHTON Divaricatori
per laminectomia132
KOCHER Divaricatori103
KOCHER-LANGENBECK
Divaricatori102
KÖNIG Elevatori206
KOOS Bisturi243
KOOS Micro coltelli per vasi242
KRAYENBÜHL Uncini
per nervi e vasi114

L

LAMBOTTE Osteotomi194
LAMBOTTE Periostotomi203
LANDOLT cucchiaino259
LANDOLT curetta259
LANDOLT enucleatore259
LANDOLT Manici per lame bisturi16
LANDOLT pinze per
aprire gli specoli255
LANDOLT Pinze per ipofisi239
LANDOLT pinze per laminectomia239
LANDOLT Strumenti per ipofisi256, 259
LANDOLT uncino smusso259
LANDOLT-REULEN Curetta
per ipofisi262
LANDOLT-REULEN dissettore262
LANDOLT-REULEN raspatore262
LANGENBECK Divaricatori103
LANGENBECK Elevatori205
LAZAR Micro Pinze per legature62
LEKSELL (STILLE) Pinze sgorbie166

LEMPERT Curette taglienti186
LEMPERT Pinze sgorbie160-161
LEXER Forbici per dissezione22
LEXER MINI Osteotomi197
LEXER MINI Scalpelli197
LEXER Osteotomi197
LEXER Scalpelli197
LEYLA Sistema di fissaggio268-272
LISTON Cesioie per ossa168
LOVE Uncini per le
radici dei nervi111-112
LOVE-GRUENWALD Pinze
per laminectomia232
LUCAE Pinze73
LUER Pinze sgorbie159

M

Manici per lame bisturi14-16
Manici per lame bisturi CASPAR16
Manici per lame bisturi LANDOLT16
Manico per sega GIGLI173
Manico per sega GIGLI STRULLY173
Manico per sega REDA173
MARKHAM-MEYERDING Divaricatori
per emilaminectomia144
MARQUARDT Pinze sgorbie164
MARTEL Pinze per cuoio capelluto85
Martelli COTTLE10
Martelli da percussione BABINSKY8
Martelli da percussione BERLINER8
Martelli da percussione BUCK8
Martelli da percussione DEJERINE8
Martelli da percussione
TAYLOR USA Mod8
Martelli da percussione TROEMNER8
Martelli OMBREDANNE10
Martelli WAGNER10
Martelli WILLIGER9
MATSON Periostotomi210
MATSON-ALEXANDER
Periostotomi210
MAYFIELD Pinze sgorbie163
MAYO Forbici per dissezione22
MAYO Pinze per dissezione
chirurgiche/anatomiche58
MAYO-ADAMS Divaricatori
autostatici122
MAYO-HEGAR Port'aghi93
MAYO-STILLE Forbici
per dissezione22
MC DONALD Elevatori215

MC INDOE Cesoie per ossa.....	168	MINI-LAMBOTTE Osteotomi.....	195	Perforatore a mano HUDSON.....	282
MC KENZIE trapano.....	282	MISKIMON Divaricatore per cervelletto.....	126	Perforatori a mano.....	282
McINDOE Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche.....	55	MIXTER BABY Pinze per preparazione e per legatura.....	88	Perforatori a mano BUNELL.....	283
McKENZIE Pinza per applicare.....	170	MOLLISON Divaricatori autostatici.....	120	Perforatori a mano RALK.....	283
METZENBAUM BLACK Forbici per dissezione.....	24	MOLT Periostotomi.....	206	Periostotomi ADSON.....	214
METZENBAUM FINO Forbici per dissezione.....	23			Periostotomi COBB.....	213
METZENBAUM Forbici per dissezione.....	23			Periostotomi CUSHING (LITTLE-JOKER).....	203
MEYERDING Divaricatori.....	104			Periostotomi DOYEN.....	208-209
MEYERDING Divaricatori per emilaminectomia.....	144			Periostotomi FARABEUF.....	202
MICHELE Punta trapano.....	178			Periostotomi FARABEUF-COLLIN.....	202-203
Micro Clips vascolari ACLAND.....	297			Periostotomi FOMON.....	207
Micro coltelli per vasi KOOS.....	242			Periostotomi JOSEPH.....	207
Micro coltelli per vasi YASARGIL.....	242			Periostotomi LAMBOTTE.....	203
Micro curette.....	189			Periostotomi MATSON.....	210
Micro curette YASARGIL.....	189			Periostotomi MATSON-ALEXANDER.....	210
Micro forbice FAHLBUSCH.....	263			Periostotomi MOLT.....	206
Micro forbice NICOLA.....	263			Periostotomi RHOTON.....	250
Micro Forbici.....	35-46, 266			Periostotomi SEDILLOT.....	203
Micro Forbici CASTROVIEJO.....	36			Periostotomi SELDIN.....	207
Micro Forbici JACOBSON.....	44-45			Periostotomi WAGNER.....	213
Micro Forbici MILLESI.....	44-45			Periostotomi WILLIGER.....	206
Micro Forbici NAGEL.....	43			Pinza applicatrice.....	81
Micro forbici per dissezione.....	46			Pinza applicatrice RANEY.....	172
Micro Forbici POTTS-YASARGIL.....	44-45			Pinza bipolare con canale di aspirazione.....	292
Micro Forbici VANNAS.....	37, 42, 44-45			Pinza micro.....	65
Micro Forbici YASARGIL.....	41-42, 44			Pinza per applicare McKENZIE.....	170
MICRO FRIEDMAN Pinze sgorbie.....	158			Pinza per applicare OLIVECRONA-TOENNIS.....	170
Micro periostotomi.....	221-222			Pinza per applicare SMITHWICK.....	170
Micro periostotomi CASPAR.....	223-224			Pinza per applicare SWEET.....	170
Micro periostotomi YASARGIL.....	221-223			Pinza per craniotomia CONE.....	175
Micro Pinza.....	65			Pinza per craniotomia DeVILBISS.....	174
Micro Pinza Atraumatica DE BAKEY.....	66-67			Pinza-Ultra-Leggera.....	64
Micro pinze.....	264			Pinze Atrauma Bulldog.....	77-79
Micro Pinze per legature.....	61-63			Pinze Atrauma Bulldog DE BAKEY.....	79
Micro Pinze per legature LAZAR.....	62			Pinze Atrauma Bulldog DE BAKEY-HESS.....	80
Micro Pinze YASARGIL.....	74			Pinze Atrauma Bulldog GLOVER.....	79-80
Micro port'aghi.....	94-98			Pinze Atraumatiche DE BAKEY.....	68
Micro portaghi CASTROVIEJO.....	95			Pinze Bulldog DE BAKEY-DIETHRICH Mini.....	76
Micro portaghi YASARGIL.....	96			Pinze Bulldog Mini DIETHRICH.....	76
Micro-cannula d'aspirazione.....	230			Pinze COTTLE.....	73
Micro-HARTMANN Pinze emostatiche.....	81			Pinze da orologioiaio.....	59-60
MILLESI Micro Forbici.....	44-45			Pinze da presa per tendini CAROLL.....	89
MILLIGAN Dissettori per dura-madre.....	218				
MILLS Forbici vascolari.....	29				

N

NAGEL Micro Forbici.....	43
NEIVERT Port'aghi.....	92
NICOLA curetta.....	257
NICOLA Micro forbice.....	263
NICOLA raspatore.....	257
NICOLA Strumenti per ipofisi.....	257
NORFOLK-NORWICH Divaricatori autostatici.....	122

O

OKONEK-YASARGIL Forchetta per tumori.....	248
OLDBERG pinze per laminectomia.....	239
OLIVECRONA Dissettori per dura-madre.....	217
OLIVECRONA Forbici per trigemino.....	33
OLIVECRONA Pinze sgorbie.....	160
OLIVECRONA sega.....	173
OLIVECRONA Spatole cerebrali.....	266
OLIVECRONA-TOENNIS Pinza per applicare.....	170
OMBREDANNE Martelli.....	10
Osteotome per plastica nasale.....	200
Osteotomi LAMBOTTE.....	194
Osteotomi LEXER.....	197
Osteotomi LEXER MINI.....	197
Osteotomi MINI-LAMBOTTE.....	195
Osteotomi STILLE.....	192
Osteotomo per plastica nasale.....	200
Osteotomo per plastica nasale COTTLE.....	200

P

PAPAVERO-CASPAR Strumenti per ipofisi.....	256
PAPAVERO-HARTMANN Strumenti per ipofisi.....	256
PENFIELD Dissettori.....	220
Per dura-madre CUSHING.....	107
Per dura-madre DANDY.....	106
Per preparazione nervi TOENNIS-ADSON.....	27

Pinze da presa		Pinze per dissezione chirurgiche/		Pinze sgorbie ADSON	159
YASARGIL-NICOLA	263	anatomiche GERALD	56-57	Pinze sgorbie BACON	162
Pinze dilatatori vascolari	60	Pinze per dissezione chirurgiche/		Pinze sgorbie BANE-HARTMANN	160
Pinze emostatiche CRILE	83	anatomiche GILLIES	56	Pinze sgorbie BEYER	161, 163
Pinze emostatiche CRILE-RANKIN	83	Pinze per dissezione chirurgiche/		Pinze sgorbie BÖHLER	163
Pinze emostatiche DANDY	84	anatomiche MAYO	58	Pinze sgorbie ECHLIN	167
Pinze emostatiche		Pinze per dissezione chirurgiche/		Pinze sgorbie FRIEDMAN	158
HALSTED-MOSQUITO	82	anatomiche McINDOE	55	Pinze sgorbie FRIEDMAN Mini	158
Pinze emostatiche		Pinze per dissezione chirurgiche/		Pinze sgorbie FRYKHOLM	167
HALSTED-MOSQUITO Micro	82	anatomiche POTTS-SMITH	50	Pinze sgorbie JANSEN	160
Pinze emostatiche HARTMANN	81	Pinze per dissezione chirurgiche/		Pinze sgorbie KLEINERT-KUTZ	161
Pinze emostatiche KELLY	83	anatomiche SEMKEN	56	Pinze sgorbie LEKSELL (STILLE)	166
Pinze emostatiche KELLY-RANKIN	83	Pinze per dissezione chirurgiche/		Pinze sgorbie LEMPert	160-161
Pinze emostatiche		anatomiche TAYLOR	58	Pinze sgorbie LUER	159
Micro-HARTMANN	81	Pinze per dissezione chirurgiche/		Pinze sgorbie MARQUARDT	164
Pinze guida-perforatore e proteggi		anatomiche WANGENSTEEN	58	Pinze sgorbie MAYFIELD	163
dura-madre ADSON	177	Pinze per dissezione chirurgiche/		Pinze sgorbie MICRO FRIEDMAN	158
Pinze JANSEN	73	anatomiche WAUGH	53	Pinze sgorbie OLIVECRONA	160
Pinze JANSEN-GRUENWALD	73	Pinze per ipofisi ADSON	253	Pinze sgorbie RUSKIN	164
Pinze LUCAE	73	Pinze per ipofisi LANDOLT	239	Pinze sgorbie SAUERBRUCH	166
Pinze morso a forma di cucchiaio	264	Pinze per la protezione del foro	176	Pinze sgorbie SEMB	167
Pinze per afferrare tessuti HEIFETZ	71	Pinze per laminectomia	232-238	Pinze sgorbie SMITH-PETERSEN	162
Pinze per afferrare tessuti HUNT	69-70	Pinze per laminectomia		Pinze sgorbie STELLBRINK	158
Pinze per afferrare tessuti SAMII	72	CASPAR	236-237	Pinze sgorbie STILLE-LUER	165
Pinze per afferrare		Pinze per laminectomia CLOWARD	233	Pinze sgorbie STILLE-RUSKIN	165
tessuti YASARGIL	69, 71	Pinze per laminectomia CUSHING	232	Pinze sgorbie ZAUFAL-JANSEN	163
Pinze per afferrare tessuti		Pinze per laminectomia		Pinze taglienti per dischi	
YASARGIL-SAMII	71	FERRIS-SMITH	235	intervertebrali	274-278
Pinze per aprire gli		Pinze per laminectomia HOEN	234	Pinze taglienti per dischi	
specoli LANDOLT	255	Pinze per laminectomia LANDOLT	239	intervertebrali COLCLOUGH	278
Pinze per cuoio capelluto MARTEL	85	Pinze per laminectomia		Pinze taglienti per dischi intervertebrali	
Pinze per dissezione chirurgiche/		LOVE-GRUENWALD	232	FERRIS-SMITH-KERRISON	274-275
anatomiche ADLERKREUTZ	54	Pinze per laminectomia		Pinze taglienti per dischi	
Pinze per dissezione chirurgiche/		OLDBERG	239	intervertebrali smontabile a fucile	
anatomiche ADSON	51-52	Pinze per laminectomia		FERRIS-SMITH-KERRISON	276
Pinze per dissezione chirurgiche/		SCHLESINGER	233	Pinze taglienti per dischi intervertebrali	
anatomiche ADSON Micro	51-52	Pinze per laminectomia SPURLING	232	smontabile a fucile superficie	
Pinze per dissezione chirurgiche/		Pinze per laminectomia WAGNER	235	antireflesso nera FERRIS-SMITH-	
anatomiche ADSON-BROWN	52	Pinze per laminectomia		KERRISON	275, 277
Pinze per dissezione chirurgiche/		WEIL-BLAKESLEY	238	Pinze-Punzoni	279-280
anatomiche ADSON-DE BAKEY	51	Pinze per laminectomia YASARGIL	239	Pinze-Punzoni CITELLI	280
Pinze per dissezione chirurgiche/		Pinze per legature Micro	61-63	Pinze-Punzoni	
anatomiche BROPHY	54	Pinze per preparazione		HAJEK-KOFLE	279-280
Pinze per dissezione chirurgiche/		e per legatura ADSON BABY	86	Pinze-Punzoni KERRISON	279
anatomiche BROWN Micro	53	Pinze per preparazione		Pistoni CASPAR	191
Pinze per dissezione chirurgiche/		e per legatura FUCHSIG	86	PLESTER Divaricatori	
anatomiche CUSHING	53	Pinze per preparazione		autostatici	120, 122
Pinze per dissezione chirurgiche/		e per legatura GEMINI	87	PLESTER Tubi aspirazioni	229
anatomiche CUSHING-TAYLOR	57	Pinze per preparazione		Port'aghi BAUMGARTNER	92
Pinze per dissezione chirurgiche/		e per legatura MIXTER BABY	88	Port'aghi CRILE-WOOD	92
anatomiche DUEHRSEN	55	Pinze serratina DIEFFENBACH	81	Port'aghi DE BAKEY	93
		Pinze serratina JOHNS-HOPKINS	81	Port'aghi HALSEY	92

Port'aghi MAYO-HEGAR.....	93
port'aghi Micro.....	94-98
Port'aghi NEIVERT.....	92
Port'aghi RYDER.....	93
Porta-fermagli.....	170
Portaghi BARRAQUER Micro.....	94
POTTS-DE MARTEL.....	
Forbici vascolari.....	29
POTTS-SMITH Forbici vascolari ...	30-31
POTTS-SMITH Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche	50
POTTS-YASARGIL Micro Forbici ..	44-45
Punta trapano MICHELE.....	180

Q

QUERVAIN Elevatori.....	204
-------------------------	-----

R

RALK Perforatori a mano	283
RANEY Pinza applicatrice	172
Raspatore LANDOLT-REULEN.....	262
Raspatore NICOLA.....	257
Raspatario con aspiratore GUILÉN.....	230
REDA Curette taglienti.....	186-187
REDA manico per sega	173
REDA Perforatori a mano	283
REDA Rompi lama di rasoio.....	17
REYNOLDS Forbici per dissezione.....	26
RHOTON Dissetto.....	250
RHOTON Gancio.....	250
RHOTON Periostotomi.....	250
RHOTON Sonde bottonute.....	250
RHOTON spatulate	250
ROGER Elevatori	216
Rompi lama di rasoio.....	
CASTROVIEJO.....	17
Rompi lama di rasoio REDA.....	17
Rompi lama di rasoio.....	
TROUTMAN-CHRIS.....	17
RUSKIN Pinze sgorbie	164
RUSKIN-LISTON Cesioie.....	
per ossa.....	168
RYDER Port'aghi.....	93

S

SACHS Dissettori per dura-madre	217
SACHS Uncini per nervi	108
SAMII Coltelli lanceolari.....	246
SAMII Coltelli per tumori.....	245-246
SAMII Pinze per afferrare tessuti.....	72
SAUERBRUCH Costotomi	48

SAUERBRUCH Pinze sgorbie.....	166
SAUERBRUCH-FREY Costotomi	48
SCALP-CONTOUR Divaricatore.....	
autostatico per cuoio capelluto	125
Scalpellini LEXER	197
Scalpellini LEXER MINI.....	197
Scalpellini STILLE	192
SCHLESINGER Pinze.....	
per laminectomia	233
SCHMIEDEN-TAYLOR Forbici.....	
per dura-madre.....	34
SCOVILLE Curette taglienti.....	183
SCOVILLE Divaricatori.....	
per laminectomia	135
SCOVILLE Uncini per.....	
le radici dei nervi.....	109, 112
SCOVILLE-HAVERFIELD Divaricatori.....	
per laminectomia	135
SCOVILLE-RICHTER Divaricatori per laminectomia	136
SEBILEAU Elevatori	204
SEDILLOT Elevatori	204
SEDILLOT Periostotomi	203
Sega OLIVECRONA.....	173
SELDIN Periostotomi.....	207
SEMB Cesioie per ossa	169
SEMB Pinze sgorbie.....	167
SEMKEN Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche	56
Separatori per vertebre.....	
CLOWARD	147, 149
Separatori per vertebre INGE.....	148
SEWALL Elevatori	215
Sgorbia BOIES.....	207
Sgorbia COBB.....	196
Sgorbie	192-193, 196-199
Sgorbie per la colonna vertebrale CAPENER.....	199
Sgorbie SMITH-PETERSEN	193
Sgorbie STILLE	192
Sgorbie ZIELKE.....	198
Sistema di distrazione vertebrale	156
Sistema di distrazione vertebrale cervicale	154-155
Sistema di distrazione vertebrale cervicale CASPAR.....	154
Sistema di fissaggio LEYLA.....	268-272
Sistema di fissaggio YASARGIL	268-272
SMITH-PETERSEN Pinze sgorbie.....	162
SMITH-PETERSEN Sgorbie.....	193
SMITHWICK Pinza per applicare	170
SMITHWICK Uncini per nervi	108

Sonda bottonuta JACOBSON	243
Sonda Conduttrice a forchetta CASPAR	247
Sonda Conduttrice a forchetta JACOBSON.....	247
Sonda doppia JACOBSON.....	243
Sonde bottonute RHOTON.....	250
Sostegno osseo e impattatore CASPAR	190
Spatola forma a forchetta HOSOBUCHI.....	259
Spatole cerebrali AACHEN.....	266
Spatole cerebrali CUSHING.....	266
Spatole cerebrali DAVIS	267
Spatole cerebrali HEIFETZ.....	267
Spatole cerebrali OLIVECRONA.....	266
Spatulate RHOTON.....	250
Specolo per ernia discale lombare CASPAR	151
SPINAL Curette taglienti.....	182
SPRATT Curette taglienti	180
SPURLING Pinze per laminectomia.....	232
STAMM Cesioie per ossa	168
STANDARD Forbici per chirurgia.....	20
STELLBRINK Pinze sgorbie.....	158
STEVENS Forbici delicate.....	28
STILLE Osteotomi	192
STILLE Scalpelli	192
STILLE Sgorbie	192
STILLE-HORSLEY Cesioie per ossa	169
STILLE-LISTON Cesioie per ossa	169
STILLE-LUER Pinze sgorbie.....	165
STILLE-RUSKIN Pinze sgorbie.....	165
STRULLY forbici per neurochirurgia.....	33
strumenti introduttori DeMARTEL.....	173
Strumenti per esaminare e misurare	11
Strumenti per ipofisi.....	255-264
Strumenti per ipofisi.....	
CUSHING-LANDOLT	255
Strumenti per ipofisi HARDY	258, 261
Strumenti per ipofisi LANDOLT	256, 259
Strumenti per ipofisi NICOLA.....	257
Strumenti per ipofisi.....	
PAPAVERO-CASPAR.....	256
Strumenti per ipofisi.....	
PAPAVERO-HARTMANN	256
SWEET Pinza per applicare	170

T

Taglienti VOLKMANN	180
--------------------------	-----

TAYLOR Divaricatori per laminectomia	135
TAYLOR Divaricatori spinali	105
TAYLOR Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche	58
TAYLOR USA Mod Martelli da percussione	8
TOENNIS Dissettori per dura-madre	217
TOENNIS-ADSON per preparazione nervi	27
Trapano cranico GALT	177
Trapano CUSHING	282
Trapano ERRICO	282
Trapano MC KENZIE	282
TRAVERS Divaricatori autostatici	123
TROEMNER Martelli da percussione	8
TROUTMAN-CHRIS Rompi lama di rasoio	17
Tubi aspirazioni	226-230
Tubi aspirazioni ADSON	226
Tubi aspirazioni BARON	226
Tubi aspirazioni FERGUSSON	226-227
Tubi aspirazioni FRAZIER/FERGUSSON	227
Tubi aspirazioni HOUSE	229
Tubi aspirazioni PLESTER	229
Tubi aspirazioni WULLSTEIN	230
Tubi aspirazioni YASARGIL	228
Tubi aspirazioni ZÖLLNER	228

U

Uncinetti FISCH Micro	115
Uncini galea YASARGIL	112
Uncini per esplorazione e coagulazione CASPAR	113
Uncini per le radici dei nervi CASPAR	110
Uncini per le radici dei nervi D'ERRICO	111
Uncini per le radici dei nervi HESS	109
Uncini per le radici dei nervi HOLSHER	109
Uncini per le radici dei nervi LOVE	111-112
Uncini per le radici dei nervi SCOVILLE	109, 112
Uncini per nervi e vasi KRAYENBÜHL	114
Uncini per pelle FRAZIER	100
Uncini per pelle FREER	100

Uncini per pelle GILLIES	100
Uncini per pelle JOSEPH	100
Uncini per tessuti	249
Uncino dura madre FISCH	243
Uncino molto fino FISCH	243
Uncino smusso LANDOLT	259
Uncini per nervi ADSON	108
Uncini per nervi CRILE	107
Uncini per nervi DANDY	106
Uncini per nervi GRAHAM	108
Uncini per nervi SACHS	108
Uncini per nervi SMITHWICK	108
UNIVERSAL Forbici per filo di metallo e lamiera	34

V

Valve per divaricatori cervicale ..	142-143
VANNAS Micro Forbici	37, 42, 44-45
VOLKMANN Curette taglienti	188
VOLKMANN taglienti	180

W

WAGNER Martelli	10
WAGNER Periostotomi	213
WAGNER Pinze per laminectomia	235
WALTON Divaricatori per laminectomia	133
WANGENSTEEN Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche	58
WARTENBERG Algesimetro	11
WATSON-CHEYNE Elevatori	215
WAUGH Pinze per dissezione chirurgiche/anatomiche	53
WEIL-BLAKESLEY Pinze per laminectomia	238
WEITLANER Divaricatori autostatici ..	119
WEITLANER-WULLSTEIN Divaricatori autostatici	119
WILLIAMS Divaricatori per emilaminectomia	145
WILLIGER Martelli	9
WILLIGER Periostotomi	206
WOODSON Dissettori per dura-madre	219
WULLSTEIN Divaricatori autostatici ..	120
WULLSTEIN Tubi aspirazioni	230

Y

YASARGIL Conduttori per legature ..	114
YASARGIL Forbici per dissezione ..	41-42
YASARGIL Forchetta per tumori	248

YASARGIL Micro coltelli per vasi	242
YASARGIL Micro curette	189
YASARGIL Micro Forbici	41-42, 44
YASARGIL Micro periostotomi	221-223
YASARGIL Micro Pinze	74
YASARGIL Micro portaghi	96
YASARGIL Pinze per afferrare tessuti	69, 71
YASARGIL pinze per laminectomia ..	239
YASARGIL Sistema di fissaggio	268-272
YASARGIL Tubi aspirazioni	228
YASARGIL Uncini galea	112
YASARGIL-NICOLA Pinze da presa	263
YASARGIL-SAMII Pinze per afferrare tessuti	71

Z

ZAUFAL-JANSEN Pinze sgorbie	163
ZIELKE sgorbie	198
ZÖLLNER Tubi aspirazioni	228



INSTRUMENTE GMBH

REDA Instrumente GmbH
Gänsäcker 34, D-78532 Tuttlingen
Tel: +49 (0) 7462 9445 0
Email: info@reda-instrumente.de
Web: www.reda-instrumente.de